

Maßblatt Flach HAND

- Kostenvoranschlag (KV)
 Auftrag
 Auftrag nach KV-Nr.: _____
 Maß-Schema-Nr.: _____

- Kunden-Nr.: _____
 Bestell-/Anmessdatum: _____
 Ansprechpartner: _____
 Kommission: _____
 Geschlecht: weiblich männlich

- Kunde (Firmenstempel) _____
 Unterschrift: _____

BSN-JOBST GmbH
 Beiersdorfstraße 1 · 46446 Emmerich a. R.
 Allg. Telefonservice: 0 28 22 / 607-100
 Kompetenzteam: 0 28 22 / 607-111
 Rücksendungen: 0 28 22 / 607-222
 Fax Bestellungen: 0 28 22 / 607-199
 Fax Kostenvorschläge: 0 28 22 / 607-208

JOBST
 www.jobst.de
 www.lymphcaredeutschland.de

essity JOBST[®] an Essity brand

JOBST® Elvarex®

DER STARKE MIT NAHT

Menge/KKL	KKL 1	KKL 2
Links		
Rechts		

Längentyp

- AC¹ (Gesamtlänge max. 20,5cm)
 AE
 AE schräg

Ausführung

- Handschuh ohne Finger, mit Daumen 
 Handschuh mit Finger, mit Daumen 
 Tasche Handinnenfläche
 Tasche Handrücken

Farbe

- Beige Caramel
 Schwarz Macchiato
 Dunkelblau Cranberry
 Grau Rubinrot

Bemerkungen:

JOBST® Elvarex® Plus



DER STARKE OHNE NAHT (3D-PASSFORM)

Menge/KKL	KKL 1	KKL 2
Links		
Rechts		

Längentyp

- AC¹ (Gesamtlänge max. 20,5cm)
 AE
 AE schräg

Ausführung

- Handschuh ohne Finger, mit Daumen 
 Handschuh mit Finger, mit Daumen 

Farbe

- Beige Caramel
 Schwarz Macchiato
 Dunkelblau Cranberry
 Grau Rubinrot

JOBST® Elvarex® Soft Seamless



DER WEICHE OHNE NAHT

Menge/KKL	KKL 1	KKL 2
Links		
Rechts		

Längentyp

- AC¹ (Gesamtlänge max. 20,5cm)
 AE

Ausführung

- Handschuh ohne Finger, mit Daumen 
 Handschuh mit Finger, mit Daumen 

Farbe

- Beige Dunkelbraun
 Schwarz Macchiato
 Dunkelblau Cranberry
 Grau Rubinrot

Links

	Umfang Z	Umfang X	Länge Z-X
Daumen 1			
Finger 2			
Finger 3			
Finger 4			
Finger 5			


Fingerlänge stets an der kürzeren Seite messen

Rechts

	Umfang Z	Umfang X	Länge Z-X
Daumen 1			
Finger 2			
Finger 3			
Finger 4			
Finger 5			

Fingerlänge stets an der kürzeren Seite messen

Links



Längenmaße auf der Innenseite der Hand messen.

Bei zusätzlichem Armstrumpf bitte die Überlappung im C-Maß beachten und 1cm Zugabe auf den gemessenen Umfang geben.

Ergänzende Zusätze entnehmen Sie bitte dem Deckblatt.

Umfangmaße

Längenmaße

Links

- CA _____
 CB _____
 CC _____
 CC¹ _____
 CD _____
 CE _____

Rechts

- CA _____
 CB ℓ AB _____
 CC _____
 CC¹ ℓ AC¹ _____
 CD ℓ AD _____
 CE ℓ AE _____