

JOBST FarrowWrap Untere Extremitäten

Größentabelle & Bestellnummern (BNR)

	XS	S	M	L	XL	XXL
Oberschenkelteil inkl. Knieteil (LITE oder CLASSIC)						
				HiMi-Nr. LITE: 17.06.23.4002 CLASSIC: 17.06.23.4003		
cG Leiste	60-70 cm	65-75 cm	70-80 cm	75-90 cm	85-100 cm	cG: 95-110 cm
cE 10 cm oberhalb des Knies	47-52 cm	53-59 cm	60-66 cm	67-73 cm	74-80 cm	cE: 81-87 cm
cC Wade	36-43 cm	42-50 cm	48-58 cm	53-63 cm	58-68 cm	cC: 63-73 cm
ℓe-E-G Kurz	16-20 cm	16-20 cm	16-20 cm	16-20 cm	16-20 cm	16-20 cm
BNR LITE BNR CLASSIC	7665505 7665806	7665506 7665807	7665507 7665808	7665508 7665809	7665509 7665810	7665811
ℓe-E-G Standard	21-26 cm	21-26 cm	21-26 cm	21-26 cm	21-26 cm	21-26 cm
BNR LITE BNR CLASSIC	7665500 7665800	7665501 7665801	7665502 7665802	7665503 7665803	7665504 7665804	7665805
ℓe-E-G Lang	27-31 cm	27-31 cm	27-31 cm	27-31 cm	27-31 cm	27-31 cm
BNR LITE BNR CLASSIC	7665510 7665812	7665511 7665813	7665512 7665814	7665513 7665815	7665514 7665816	7665817
Wadenteil (LITE oder CLASSIC)						
				HiMi-Nr. LITE: 17.06.23.2006 CLASSIC: 17.06.23.2007		
cC Wade	36-43 cm	42-50 cm	48-58 cm	53-63 cm	58-68 cm	
cB Knöchel	21-25 cm	25-30 cm	30-36 cm	36-42 cm	42-50 cm	
ℓe-D Standard	33-37 cm	35-39 cm	37-41 cm	39-43 cm	39-43 cm	
BNR LITE BNR CLASSIC	7665400 7665700	7665401 7665701	7665402 7665702	7665403 7665703	7665404 7665704	
ℓe-D Lang	38-41 cm	40-43 cm	42-45 cm	44-47 cm	44-47 cm	
BNR LITE BNR CLASSIC	7665405 7665705	7665406 7665706	7665407 7665707	7665408 7665708	7665409 7665709	
Fußteil (LITE oder CLASSIC)						
				HiMi-Nr. LITE: 17.06.23.3006 CLASSIC: 17.06.23.3007		
cA' Mittelfuß/Rist	22-24 cm	25-27 cm	28-30 cm	31-34 cm	35-40 cm	
ℓ-A Standard	16-17 cm	17-18 cm	19-20 cm	20-21 cm	22-23 cm	
BNR LITE BNR CLASSIC	7665205 7665605	7665206 7665606	7665207 7665607	7665208 7665608	7665209 7665609	
ℓ-A Lang	18-19 cm	19-20 cm	21-22 cm	22-23 cm	24-25 cm	
BNR LITE BNR CLASSIC	7665200 7665600	7665201 7665601	7665202 7665602	7665203 7665603	7665204 7665604	
JOBST FarrowHybrid ADI Liner mit Kompression im Fußteil (20-30mmHg), paarweise, Länge AD						
Schuhgröße		35-38	38-41	41-44	44-46	
cA' Mittelfuß / Rist Standard		20-27 cm	20-27 cm	20-27 cm	20-27 cm	
BNR		7666400	7666401	7666402	7666403	
cA' Mittelfuß / Rist Weit		28-35 cm	28-35 cm	28-35 cm	28-35 cm	
BNR		7666412	7666413	7666414	7666415	

Hinweis: Falls die Maße nicht eindeutig einer Größe zuzuordnen sind, sollte immer die kleinere der in Frage kommenden Größe gewählt werden.

JOBST FarrowWrap Obere Extremitäten

Größentabelle & Bestellnummern (BNR)

	XS	S	M	L
Armteil (LITE)				
cG Achsel		22-31 cm	29-39 cm	32-45 cm
cE Ellenbogen		20-27 cm	25-34 cm	30-40 cm
cC Handgelenk		14-18 cm	16-21 cm	19-25 cm
ℓe-C-G Kurz		40-43 cm	40-43 cm	40-43 cm
BNR links		7665011	7665013	7665015
BNR rechts		7665012	7665014	7665016
ℓe-C-G Standard		44-47 cm	44-47 cm	44-47 cm
BNR links		7665005	7665007	7665009
BNR rechts		7665006	7665008	7665010
ℓe-C-G Lang		48-51 cm	48-51 cm	48-51 cm
BNR links		7665035	7665001	7665003
BNR rechts		7665000	7665002	7665004

	XS	S	M	L
Handteil (LITE)				
cA Fingergrundgelenke*	16-18 cm	18-20 cm	20-22 cm	22-24 cm
cB Mittelhand	17-19 cm	19-21 cm	21-23 cm	23-26 cm
cC Handgelenk	15-18 cm	17-20 cm	19-22 cm	22-24 cm
BNR	7665300	7665301	7665302	7665303

Hinweis: Falls die Maße nicht eindeutig einer Größe zuzuordnen sind, sollte immer die kleinere der in Frage kommenden Größen gewählt werden.

* Umfang mit flach aufliegender Hand.