

# JOBST®

Kompression für alle  
die es lieben, sich

frei zu  
bewegen



## JOBST® Confidence


Die nächste Generation flachgestrickter  
Kompressionsversorgungen nach Maß

NEUE  
STRUMPF-  
HOSEN-  
DESIGNS



## Bieten Sie Ihren Kunden Zusätze, Farben und Design-Elemente

### Zusätze



Funktionszone  
Knie\*



Funktionszone  
Fuß, T-Ferse




Hallux Valgus Zone  
(offen/ geschlossen)



Schräger  
Fuß

### Design-Elemente



Deco Line



Initialen




Bund mit  
Blumenmotiv  
(5cm)



\*Erhältlich auch als Ellenbogenfunktionszone.

# JOBST® Confidence



Die neue **Nahtführung** ermöglicht **mehr Tragekomfort** in der Leistengegend

Innovative Strickmethode ermöglicht eine optimale **Anpassung an individuelle Körperformen**




Contour Fit

Hergestellt aus einem sich geschmeidig anpassenden Gestrick, welches die Sicherheit einer **festen Unterstützung** gibt



Weich & Stabil

Hochentwickeltes Feuchtigkeitsmanagement-System mit Doppelschichtaufbau für einen **optimalen Tragekomfort**



Feuchtigkeits-  
Management


# JOBST Confidence setzt neue Maßstäbe im Tragekomfort

Ermutigen Sie Ihre Kunden, den erhöhten Tragekomfort einer individuellen Passform selbst zu erleben.

JOBST Confidence wurden mit der innovativen Contour Fit Technologie neu entwickelt. Die Kompressionsversorgungen lassen sich somit noch präziser an die individuellen Körperformen Ihrer Kunden anpassen und bieten ihnen mehr Tragekomfort und ein hohes Maß an Bewegungsfreiheit. JOBST Confidence eignet sich ideal für Patienten mit mildem bis moderatem Lymphödem und Lipödem\*.

Lymphödem  
& Lipödem

## Der Schlüssel zum individuellen Komfort: **Contour Fit**



Im Gegensatz zu konventionellen Flachstrickversorgungen, bei denen die Anpassung über eine Position erfolgt, ermöglicht die neue **Contour Fit** Technologie die Anpassung der Kompressionsversorgung an insgesamt vier unterschiedlichen Positionen.

Wahrnehmbar wird dies durch die einzigartigen Contour Points, mittels derer die Anatomie nachahmt, um sich exakt an die individuellen Körpermaße anzupassen. Ein spürbarer Effekt für mehr Bewegungsfreiheit und Tragekomfort.

## Inspiziert von Patientenbedürfnissen, entwickelt mit der **neusten Technologie**



„Meine Kunden erleben sehr schnell den Unterschied zu herkömmlichen Kompressionsprodukten. JOBST Confidence fühlt sich unbeschreiblich weich und angenehm am Bein an und verbindet das richtige Maß an Kompression mit einem sehr hohen Tragekomfort. Aus Erfahrung weiß ich: je höher der Tragekomfort, umso besser stehen die Chancen für den Therapieerfolg.“

**Hedwig Weber-Glück**

Inhaberin, Sanitätshaus Glück, Reutlingen, Deutschland

# Das innovative neue Hosendesign

NEUE  
NAHT-  
FÜHRUNG

Unsere neue **JOBST Confidence Strumpfhose** verfügt über eine ergonomisch gesetzte und neu entwickelte Nahtführung, die sich der natürlichen Körperform von Patienten mit **Lymphödem und Lipödem** anpasst. Dieses anatomisch geformte Hosenteil kann dazu beitragen, dass Beschwerden und Einschränkungen Ihrer Kunden reduziert werden.



## Einzigartige Passform für einzigartige Körperformen

JOBST Confidence bietet erstmalig **ein spezielles Strickmuster sowohl für Lipödem- als auch für Lymphödem-Patienten.**

### LIPÖDEM



### LYMPHÖDEM



Es beginnt mit der **individuellen Körperform des Patienten.**



### MESSEN

Lipödem- als auch Lymphödem-Patienten **werden entsprechend unserer Richtlinien** vermessen.



### ERKENNEN

Das JOBST Fertigungssystem analysiert die Messergebnisse und **erkennt** die Körperform entweder als **Lipödem** oder **Lymphödem.**



### FERTIGEN

Das speziell zum Lipödem oder Lymphödem passende Strickmuster wird ausgewählt. Für einen individuellen und formgenauen Sitz werden mit der **Contour Fit Stricktechnologie** gezielt die innovativen **Contour Points** gesetzt.



# JOBST® Confidence - Ein Sortiment für individuelle Bedürfnisse

## Längentypen



CG<sup>1</sup>  
Armstrumpf



AD  
Wadenstrumpf



AG  
Oberschenkelstrumpf



AT  
Strumpfhose

Jetzt  
neu



BT  
Leggings\*



B'T  
Leggings\*



E'T  
Bermuda\*



AB<sup>1</sup>  
Socke\*

\*Ab  
April



AG-HT  
Einbeinhose\*\*



CT  
Caprihose\*\*

\*\*Aus-  
blick

## Kompressionsklassen

### Obere Extremitäten

KKL 1 ▶ 15 - 21 mmHg

KKL 2 ▶ 23 - 32 mmHg

### Untere Extremitäten

KKL 1 ▶ 18 - 21 mmHg

KKL 2 ▶ 23 - 32 mmHg

KKL 3 ▶ 34 - 46 mmHg