

Optimieren Sie Ihr Tagesgeschäft

... mit dem innovativen **JOBST® LEXpert³⁶⁰**

Mit seiner intelligenten Technologie reduziert der Beinscanner die Messzeit. Die intuitive Benutzeroberfläche unterstützt bei der Artikelkonfiguration und liefert die perfekte Produktlösung. Der **JOBST® LEXpert³⁶⁰** schenkt Ihnen Zeitressourcen für Ihre Beratung und dadurch zufriedene Kunden.



Erreichen Sie ein neues Niveau im
Geschäftsbereich Kompression –
mit **JOBST®** an Ihrer Seite!



JOBST® LEXpert³⁶⁰: Die Vorteile



EINFACH

Benutzerfreundliche
Bedienung



EXAKT

Präzise
Messergebnisse für
alle Bein-
Längentypen
innerhalb einer
Minute



SCHNELL

Effizienter und zeitsparender
Anmess-/ Bestellvorgang
innerhalb von 5 Minuten



ZUVERLÄSSIG

Reproduzierbare
Messergebnisse und hohe
Bestellsicherheit



FÖRDERT DIE

» Wirtschaftlichkeit » Kompetenz » Kundenzufriedenheit



Einfach smarter Anmessen mit

JOBST LEXpert³⁶⁰



Ideal
integrierbar!

JOBST® LEXpert³⁶⁰

16919-0013-01/00720/A07.20



JOBST®,
an Essity brand

07/2020
www.jobst.de
www.lymphcaredeutschland.de

BSN-JOBST GmbH
Beiersdorfstraße 1
46446 Emmerich am Rhein
Deutschland
Tel. +49(0)2822 607-100
Fax +49(0)2822 607-199

Essity Austria GmbH
Storchengasse 1
1150 Wien
Österreich
Tel. +43 (0)1 89901-724
Fax +43 (0)1 89901-557

Essity Switzerland AG
Parkstrasse 1b
6214 Schenkon
Schweiz
Tel. +41(0) 848 810 150
Fax +41(0) 800 810 150

JOBST® LEXpert³⁶⁰ - Premium-Service zum Greifen nah

Schnelles und exaktes Anmessen

Modernste 3D-Messtechnik für perfekte Ergebnisse

- Sehr präzise Vermessung mit vier Infrarotsensoren
- Sekundenschneller Messvorgang
- Manuelle Nachjustierung der Messergebnisse möglich - der Experte sind schließlich Sie!
- Größenermittlung für Tricodur®-Bandagen möglich

Flexibles und modernes Design

Für ein attraktives Arbeitsumfeld

- Frei positionierbares Bedienpult ermöglicht unterschiedliche Aufbauvarianten
- In etwa so groß wie eine Patientenliege, passt somit in nahezu jede Anmesskabine

ERP-Integration



Anbindung an führende Warenwirtschaftssysteme

- Schnittstellen zu den Branchensoftware-Anbietern Acriba, Sanivision, MM Orthosoft, Optica und OptaData vorhanden
- Elektronische Preisabfragen und Bestellungen direkt aus dem Gerät möglich

Intuitiv in der Handhabung

Fördert den Austausch mit dem Patienten

- Schwenkbarer Touch-Bildschirm ermöglicht Ihnen die Einbeziehung Ihres Kunden
- Artikelkonfigurator
- Schritt für Schritt zum gewünschten Produkt




Größencheck



Produktauswahl/Bestellübersicht



Farbauswahl



Hafttrandvarianten

Noch nie war es so einfach

... die Beratung zu verbessern und die Zeit zu reduzieren

JOBST® LEXpert³⁶⁰ hilft Ihnen auf smarte Art, Zeit bei der Versorgung von Patienten einzusparen und gleichzeitig die Messergebnisse zu verbessern. Sie wollen von diesen Vorteilen profitieren und dadurch Ihre Wirtschaftlichkeit erhöhen? Dann lernen Sie ihn kennen - unseren JOBST® LEXpert³⁶⁰.

NUR EIN PAAR FINGERTIPPS ENTFERNT: Ihr vereinfachter, neuer Arbeitsablauf

