



NICHTS HÄLT DICH AUF

JOBST

Sortimentsübersicht

www.jobst.de & eshop.jobst.de



Willkommen auf Campus!






Unserem Angebot für hochwertige Fort- und Weiterbildungen rund um die Produktvielfalt von Essity. Praktische Anwendungstipps & Tutorials, spannende Veranstaltungen, Online- & Präsenz-Schulungen.

Anmeldung auf www.campus.hm.essity.com





Wir laden Sie zu unseren Fortbildungen ein!

Online oder vor Ort. Wir freuen uns auf Sie!

-  Online: Basis-Seminare
-  Vor Ort: Basis- & Aufbau-Seminare
-  Vor Ort: Lymphologie Refresher & Anmess-Seminare mit Betroffenen
-  Vor Ort: Spezial-Seminare für mehr Wissen in einer besonders umfassenden & interessanten Zusammenstellung
-  Neu: Spezial-Seminar 'Selbstmanagement in der Ödemtherapie'

Entdecken Sie den **JOBST eShop**
eshop.jobst.de





JOBST Xpert Voice®

Jetzt wird der Bestellprozess noch einfacher - mit der sprachgesteuerten Maßeingabe im JOBST eShop. Alles, was Sie benötigen: ein Maßband, ein Smartphone* und Ihre Stimme.

Registrierung unter eshop.jobst.de



Video entdecken



Alle Vorteile vom JOBST eShop auf einen Blick

Bei Fragen erreichen Sie unser Team Digital unter 02822 / 607 - 360



Sofortiger Aufruf Ihrer Kostenvoranschläge



1 % elektronischer Bestellrabatt auf alle Produkte



Voll-digitale Dokumentation aller Maße



Intelligente Verwaltung von Patient*innen



Zeiteffiziente Folgebestellungen



Nutzung der sprachgesteuerten Maßeingabe JOBST Xpert Voice®: Hände frei für das Messen und mehr Zeit für die Beratung von Patient*innen



Keine Fehler oder Rückfragen in der Konfiguration



Kompatibel mit allen Endgeräten, optimal für unterwegs

ALLE INHALTE AUF EINEN BLICK

Kundenservice	Seite 7
1. Beratung	
1.1 Produkte und Eigenschaften	Seite 8
1.2 Versorgungsvarianten	Seite 10
1.3 Haftbandvarianten	Seite 13
1.4 Indikationsübersicht Rundstrick	Seite 14
1.5 Indikationsübersicht Flachstrick	Seite 16
1.6 Beratungsansätze	Seite 18
2. Medizinische Kompressionsstrümpfe Rundstrick	
2.1 JOBST Opaque	Seite 20
2.2 JOBST UltraSheer	Seite 24
2.3 JOBST Maternity Opaque	Seite 28
2.4 JOBST forMen Ambition	Seite 32
2.5 JOBST forMen Explore	Seite 34
2.6 JOBST Classic	Seite 36
2.7 JOBST Bellavar®	Seite 40
2.8 JOBST Basic	Seite 44
3. Medizinische Kompressionsversorgungen für spezielle medizinische Anwendungen	
3.1 JOBST UlcerCARE	Seite 48
3.2 JOBST FarrowWrap	Seite 52
4. Medizinische Kompressionsstrümpfe Flachstrick	
4.1 JOBST Confidence	Seite 56
4.2 JOBST Elvarex® untere Extremitäten	Seite 60
4.3 JOBST Elvarex® obere Extremitäten	Seite 66
4.4 JOBST Elvarex® Plus	Seite 70
4.5 JOBST Elvarex® Soft	Seite 72
4.6 JOBST Elvarex® Soft Seamless	Seite 76
4.7 JOBST Relax	Seite 78
5. SupportWear	
5.1 JOBST Travel	Seite 80
5.2 JOBST Sport	Seite 81
6. Anziehhilfen und Pflege	
6.1 JOBST Hautpflege und Hautkleber	Seite 82
6.2 Arion An- und Ausziehhilfen	Seite 84
6.3 JOBST Anziehhilfen	Seite 86
6.4 JOBST Kompressionspflege	Seite 87
7. Ambulante u. stationäre Kompressionsversorgung	
7.1 Kurzzugbinden, Unterpolsterung, Kompressionssysteme	Seite 88
7.2 2-Lagen-Kompressionssysteme, Bandagenset	Seite 90
7.3 Thromboseprophylaxe	Seite 92
8. Verordnung	
8.1 Ärztliche Verordnung	Seite 94
8.2 Kompressionsklassen, Indikationen, Kontraindikationen	Seite 96
8.3 Positionsnummern Rundstrick	Seite 97
8.4 Positionsnummern Flachstrick	Seite 98
Allgemeine Geschäftsbedingungen	Seite 100

*Für die optimale Nutzung empfehlen wir Ihnen eine passende Handgelenkshalterung. Sie können JOBST Xpert Voice® auch mit dem Laptop / PC verwenden. Nutzen Sie dazu ein Headset.

WIR STELLEN UNS VOR

Um die Symptome seiner venösen Insuffizienz zu lindern, gründete Conrad Jobst 1950 JOBST. Seit dem fokussieren wir uns auf die Herstellung hochwertiger, medizinischer Kompressionsversorgungen und setzen uns mit voller Kraft dafür ein, die Lebensqualität von Menschen mit phlebologischen und lymphologischen Erkrankungen sowie Lipödemen zu verbessern.

Wir sind Essity

Zusammen sind wir Leukoplast®, Cutimed®, Delta-Cast®, Actimove®, JOBST®, TENA® und noch mehr. Unser Name setzt sich zusammen aus Essentials (Wesentliches) und Necessities (Notwendigkeit). Wir setzen uns weltweit für Gesundheit und Wohlbefinden ein. Durch gezielte Initiativen wollen wir helfen, Grenzen und Tabus zu überwinden, die diesem Ziel entgegenstehen.

Wir handeln nachhaltig

Die vereinten Nationen haben die ‚Dekade des Handelns‘ zur Erreichung ihrer Nachhaltigkeitsziele ausgerufen. Als ein weltweit führendes Hygiene- und Gesundheitsunternehmen kommt Essity hier eine wichtige Rolle zu. Zusammen mit unseren Kund*innen und Partnerschaften arbeiten wir gemeinsam daran, dass es den Menschen und dem Planeten besser geht.

www.essity.de/nachhaltigkeit

Wir achten auf Qualität

Um höchste Standards erfüllen zu können, unterliegen unsere JOBST Produkte strengen Qualitätskontrollen. Interviews und Tests mit Patient*innen und medizinischem Personal helfen uns, behandlungsorientierte und auf Patient*innen zugeschnittene Produkte zu entwickeln. JOBST folgt den strengen Qualitätskontrollen der ISO-Normen. Darüber hinaus werden unsere Produkte aus gesundheitsfreundlichen Materialien und ohne schädliche Farbstoffe hergestellt, die alle dem STANDARD 100 by OEKO-TEX® entsprechen.



Unser Beitrag für eine aufgeklärte Gesellschaft

Wir wollen nicht, dass das Lipödem oder Venen- und Lymphkrankheiten ein Tabu bleiben. Deshalb haben wir sechs Personen mit lymphatischen und phlebologischen Erkrankungen vereint. Mit ihren inspirierenden Geschichten wollen wir, dass Patient*innen Mut und Selbstbewusstsein zurückgewinnen. Erfahren Sie im Folgenden mehr über ihre ermutigenden Erfahrungen: www.jobst.de/nichtshaeltdichauf



Unsere Innovationen für ein selbstbestimmtes Leben

Kompressionsstrümpfe sollen in Position bleiben ohne einzuengen. JOBST SoftFit ist unser einzigartig haftender Abschlussbund für spürbar mehr Komfort. Unsere jüngste Innovation trägt den Namen JOBST Confidence. Wir sind überzeugt, dass wir mit dieser nächsten Generation flachgestrickter Kompressionsversorgungen nach Maß, den Tragekomfort für Patient*innen mit einem Lymphödem und Lipödem nachhaltig verbessern.



Wir sagen Danke, denn zusammen können wir Grenzen überwinden

Wir bedanken uns bei allen, die engagiert dazu beitragen mit JOBST Produkten Grenzen und Tabus in der Kompressionstherapie zu überwinden. Dieser Dank gilt Ärzt*innen, medizinischen Expert*innen im Fachhandel, unseren Kund*innen und den Patient*innen sowie unseren Kolleg*innen in den Standorten und Werken. Dieses Engagement ermöglicht es uns, auch in Zukunft für Sie da zu sein und einen wichtigen Beitrag zur Gesundheit und zum Wohlbefinden in unserer Gesellschaft zu leisten.



Wir achten auf unsere Kund*innen, Konsument*innen, die Umwelt und aufeinander.



SERVICE

Bei Essity arbeiten wir in Emmerich, Hamburg und deutschlandweit im Außendienst daran mit JOBST Produkten das Leben von Menschen zu verbessern und für Sie ein wertvoller Fachhandelspartner zu sein. Unser Service ist deshalb auf Sie zugeschnitten.

Unser Service



Wir sind für Sie da

Sie erreichen uns persönlich montags bis donnerstags von 8:00 bis 18:00 Uhr und freitags von 8:00 bis 17:00 Uhr. Per E-Mail und Fax erreichen Sie uns rund um die Uhr.



Expressversand

Bei Anfrage bringen wir Ihre Bestellung auch per Express auf den Weg. Hierfür berechnen wir zusätzlich für eine Zustellung bis 12 Uhr 10€ und für eine Zustellung bis 10 Uhr 20€.



Online bestellen

Bestellen Sie jederzeit online im JOBST eShop und profitieren Sie von vielen Möglichkeiten: direkte Nachbestellungen, Zugriff auf Kostenvoranschläge, sprachgesteuerte Maßeingabe mit JOBST Xpert Voice®.



Retouren

Für unsere stets lösungsorientierte Retourenabwicklung sichern wir Ihnen eine kostenfreie Retoure in Garantiefällen zu. Für einen Abholservice in Kulanzfällen berechnen wir einmalig 6,90€.



Schneller Versand

Bei Bestellung von Lagerware am Vormittag erfolgt der Versand noch am selben Tag. Bestellungen von Maßware versenden wir mehrheitlich innerhalb von 2 Werktagen.

Die Versandkostenpauschale von 5,90€ berechnen wir maximal einmal am Tag. Nachlieferungen sind selbstverständlich kostenlos. Sie erhalten auf Wunsch eine Sendungsbestätigung per E-Mail.



Kostenfreie Anmesshilfen & Maßblöcke

Bestellen Sie bei Bedarf jederzeit über unseren Kundenservice Anmesshilfen sowie die aktuellen Maßblöcke für unsere JOBST Rundstrick- und Flachstrickversorgungen. Die stets aktuellen JOBST Maßblätter finden Sie auch unter:

www.jobst.de/fachhandel

Unser Label: Service auf einen Blick

Eindeutiger Farbcode zu jedem Produkt auf der Packungsunterseite

Klare Darstellung der Größenangabe für eine optimale Lesbarkeit

Druckbild mit hoher Auflösung

Farbangabe und Farbcode für die Kompressionsklasse beschleunigen die Produktauswahl

Label ist leicht abziehbar für den Übertrag in die Patientenakte



KUNDENSERVICE

Ihre Telefonnummer für alle Fragen:

02822 / 607 - 100

Sie erreichen uns persönlich montags bis donnerstags von 8:00 bis 18:00 Uhr und freitags von 8:00 bis 17:00 Uhr.

Team Customer Service

Auftragsannahme
Sortimentsberatung
Sendungsverfolgung
Produktverfügbarkeiten



02822 / 607 - 100
+49 2822 / 607 - 333

Auftragserfassung



02822 / 607 - 199

Kostenvoranschläge



02822 / 607 - 208

jobstgmbh@essity.com
ISSE@essity.com

Team Lymphologie

Sortimentsberatung speziell für unsere lymphologischen Versorgungen



02822 / 607 - 111

jobstgmbh@essity.com

Team Digital

Unterstützung speziell für den JOBST eShop und digitale Messsysteme



02822 / 607 - 360

eshopjobst@essity.com

Retouren Service

Änderungen- und Retourenannahme



02822 / 607 - 222

produktservice@essity.com

Patient*innen Service

Unterstützung für Patient*innen



02822 / 693 - 9009

servicejobst@essity.com

Webseite für den Fachhandel

www.jobst.de/fachhandel



- Download von Produktinformationen, Bestellformularen und Maßblättern
- Informationen zum JOBST eShop
- Trainings & Events
- Neuigkeiten



PRODUKTE UND EIGENSCHAFTEN

Venenerkrankungen und Venenthrombosen

Tägliche Therapie



JOBST Opaque

Tägliche Therapie



JOBST UltraSheer

Tägliche Therapie



JOBST forMen Ambition

Tägliche Therapie



JOBST forMen Explore

Tägliche Therapie



JOBST Classic

Tägliche Therapie



JOBST Bellavar

Spezielle medizinische Anwendung



JOBST Maternity Opaque

Spezielle medizinische Anwendung



JOBST UlcerCARE

Situatives Tragen



JOBST Travel

Tägliche Therapie



JOBST Basic


Situatives Tragen



JOBST Sport


Lipödem und Lymphödem

Tagesversorgung




JOBST Elvarex untere Extremitäten

Tagesversorgung




JOBST Elvarex obere Extremitäten

Tagesversorgung




JOBST Elvarex Plus (Hand & Zehen)

Tagesversorgung




JOBST Confidence

Adaptives Kompressionssystem




JOBST FarrowWrap

Tagesversorgung




JOBST Elvarex Soft

Tagesversorgung



JOBST Elvarex Soft Seamless (Hand & Zehen)

Nachtversorgung



JOBST Relax

JOBST Opaque	JOBST UltraSheer	JOBST forMen Ambition	JOBST forMen Explore	JOBST Classic	JOBST Bellavar	JOBST Basic	JOBST Maternity Opaque	JOBST UlcerCARE	JOBST FarrowWrap	JOBST Travel	JOBST Sport
						<i>Medizinische Basisversorgung</i>					

JOBST FarrowWrap	JOBST Confidence	JOBST Elvarex Soft	JOBST Elvarex Soft Seamless	JOBST Elvarex untere Extremitäten	JOBST Elvarex obere Extremitäten	JOBST Elvarex Plus	JOBST Relax

Beinversorgungen				
 AD Knie- / Wadenstrumpf	 AF Halbschenkelstrumpf	 AG Oberschenkelstrumpf	 AG-T Hüftbefestigung rechts-/linksseitig	
 AG-HT Einbeinversorgung mit Hosenteil	 AT Strumpfhose	 AT/UM Strumpfhose mit Schwangerschaftshosenteil		 AT/Herr Strumpfhose mit Hodensack
 BT Leggins	 B'T Leggins	 CT Caprihose	 ET Bermuda	 FT Radler

Armversorgungen	
 CG' Armstrumpf mit schrägem Abschluss	 CH Armstrumpf mit Kappe und Halterung
 AG' Armstrumpf mit Hand und schrägem Abschluss	 AH Armstrumpf mit Hand, Kappe und Halterung

Fußversorgungen		
 AA Zehenteil (ohne Zehen)	 AA Zehenteil (mit Zehen)	 AB / AB' Socke

Handversorgungen		Varianten für die Versorgung der Finger		
 AC' Handschuh	 AE Langer Handschuh	 ohne Finger, ohne Daumen	 ohne Finger, mit Daumen, Länge variabel	 mit Finger, mit Daumen, Länge variabel


AA Zehenteil
Versorgungsvariante im Überblick
JOBST Elvarex AA Ohne Zehen Mit vier Zehen Mit fünf Zehen
JOBST Elvarex Plus AA Mit vier Zehen Mit fünf Zehen
JOBST Elvarex Soft Seamless AA Mit vier Zehen



Für JOBST Elvarex sind individuelle Lösungen und anatomische Besonderheiten (z.B. Taschen und Zehenanzahl) anfragbar. Schauen Sie hierzu auch auf die Zusätze und die Bemerkungszeilen. Die Bemerkungszeilen finden Sie auf der Innenseite vom Mantelbogen des Maßblockes.

AC' & AE Handversorgungen
Versorgungsvarianten im Überblick
JOBST Elvarex AC', AE Ohne Finger, ohne Daumen Ohne Finger, mit Daumen Mit Finger, mit Daumen
JOBST Elvarex Plus AC', AE Ohne Finger, mit Daumen Mit Finger, mit Daumen
JOBST Elvarex Soft Seamless AC', AE Ohne Finger, mit Daumen Mit Finger, mit Daumen


HAFTBANDVARIANTEN



JOBST® SoftFit BLEIBT IN POSITION, OHNE EINZUENGEN

JOBST SoftFit - Der Einzigartige Eine Revolution für Kompressionsversorgungen

- Ein spezielles System aus Silikonfäden, das direkt in den Bund des Kompressionsstrumpfes eingenäht wird.
- Hält die Kompressionsversorgung ohne den Druck zu erhöhen oder einzuschnüren.
- Zum Patent angemeldete Technologie sorgt für einen durchgehenden Kompressionsverlauf.
- Erhöht gleichzeitig Wirksamkeit und Tragekomfort.



Noppe und Schmuck-Noppe - Das Starke



Entwickelt für weiches Bindegewebe.

- Aus Silikon bestehende Noppen-Struktur.
- Entwickelt um mögliches Rutschen zu verringern.
- Hilft den korrekten Halt der Kompressionsversorgung sicherzustellen.
- Für JOBST Opaque und JOBST UltraSheer auch mit dekorativem Textilband als Schmucknoppe verfügbar.

Micronoppe - Das Sanfte



Speziell entwickelt für Menschen mit empfindlicher Haut.

- Aus Silikon bestehende Micronoppen-Struktur.
- Hilft das Verrutschen der Kompressionsversorgung zu verhindern.
- Micronoppen wurden für höheren Tragekomfort und weniger Druckstellen auf der Haut entwickelt.

Sensitive - Das Weiche



Entwickelt mit einem Ziel: Höherer Tragekomfort.

- Sanftes Silikongarn wird im einzigartigen Fertigungsprozess in das Textilband eingenäht.
- Das Silikon verteilt sich gleichmäßig über das gesamte Band und erzeugt so einen sanften Halt auf der Haut.
- Mit der geringeren Silikonoberfläche kann das Textilband Feuchtigkeit viel schneller aufnehmen und nach außen abgeben.

French Bijou und Zick Zack - Die Modischen



Entwickelt für normales und festes Bindegewebe.

- Flache Silikon-Streifen bilden eine große Auflagefläche.
- Hilft mit effizientem Halt die Kompressionsversorgung sicher an Ort und Stelle zu halten.
- Elegant und Effektiv: French Bijou und Zick Zack mit modischem Textilband.


RUNDSTRICK

Längentyp	Haftband	JOBST Opaque	JOBST Opaque Maternity	JOBST UltraSheer	JOBST Basic	JOBST Classic	JOBST Bellaver
AD	SoftFit	Standard & Maß	Standard & Maß	Standard & Maß		Standard & Maß	
	Noppe	Standard & Maß			Standard & Maß	Standard & Maß	Maß
AF	Noppe	Maß				Maß	Standard & Maß
	Schmuck-noppe			Maß			
	Sensitiv	Maß		Maß		Maß	
	French-Bijou	Maß		Maß		Maß	Maß
AG	Noppe	Standard & Maß	Maß		Standard & Maß	Standard & Maß	Standard & Maß
	Schmuck-noppe			Standard & Maß			
	Sensitiv	Standard & Maß		Standard & Maß		Standard & Maß	
	French-Bijou	Standard & Maß		Standard & Maß		Maß	Maß
	Zick Zack		Standard & Maß				


VARIANTEN




SoftFit



Noppe



Schmuck-Noppe



Micro-Noppe



Sensitive



French-Bijou



Zick Zack

FLACHSTRICK

Beliebte Längentypen

Längentyp	Haftband	JOBST Confidence	JOBST Elvarex	JOBST Elvarex Soft
AD	SoftFit	Maß	Maß	Maß
	Noppe		Maß & Standard	Maß
	Micronoppe		Maß	Maß
AF	Noppe		Maß	
	Micronoppe		Maß	
AG	Noppe	Maß	Maß & Standard	Maß
	Micronoppe		Maß	Maß
CG'	SoftFit	Maß	Maß*	Maß
	Noppe	Maß	Maß*	Maß
	Micronoppe		Maß*	Maß









Weitere Ausführungen auf www.jobst.de

*CG & CG'

INDIKATIONSÜBERSICHT RUNDSTRICK

Chronische Venenerkrankungen und Venenthrombosen

Die wichtigsten Eigenschaften der JOBST Kompression sind Grundlage unserer Produktempfehlungen für die unterschiedlichen Schweregrade einer chronischen Venenerkrankung und Venenthrombosen.

Indikation / Diagnose		JOBST Opaque & JOBST Opaque Maternity	JOBST UltraSheer	JOBST forMen Ambition	JOBST forMen Explore	JOBST Basic	JOBST Classic	JOBST Bellavar	JOBST FarrowWrap	JOBST UlcerCARE
Verfügbare Kompressionsklasse je Kompressionsversorgung*		KKL 1	KKL 1	KKL 1	KKL 1	KKL 1	KKL 2	KKL 2	LITE 20-30 mmHg	KKL 3
		KKL 2	KKL 2	KKL 2	KKL 2	KKL 2	KKL 3	KKL 3	CLASSIC 30-40 mmHg	40 mmHg
CHRONISCHE VENENERKRANKUNGEN										
Klasse und klinische Zeichen entsprechend der CEAP-Klassifikation** (Leitlinie*** Diagnostik und Therapie der Varikose)										
C0		Keine sichtbaren oder tastbaren Zeichen einer Venenerkrankung (bei Veranlagung zum Venenleiden kann präventiv gehandelt werden)	•	•	•	•	•			
C1		<ul style="list-style-type: none"> Besenreiser (Netzförmig aussehende Venen - oft an der Rückseite des Oberschenkels zu finden) Teleangiectasien (klar sichtbare, irreversibel erweiterte Kapillargefäße) retikuläre Varizen (Netzartige, breite Venengeflechte - oft an der Außenseite des Beins) 	•	•	•	•	•			
C2		Varikose (Krampfadern)	•	•	•	•	•	•		
C3		Venöses Ödem	•	•	•	•	•	•	•	
C4		Hautveränderungen aufgrund schlechter Durchblutung (Verfärbung grau bis bläulich-violett).	•		•	•	•	•	•	
C5		Abgeheiltes Ulcus cruris venosum (Geschwür)					•	•	•	•
C6		Florides Ulcus cruris venosum							•	•
		<p>C4a: Pigmentierung, Stauungsekzeme - meist starkes Jucken der trockenen Haut</p> <p>C4b: Atrophie blanche (weiße Narbenansammlungen), Dermatoliposklerose (Verhärtung des Unterfettgewebes)</p> <p>C4c: Corona phlebectatica (dunkelblaue Hautvenen am Fußrand)</p> <p>Therapielösungen zur Versorgung chronischer Wunden finden Sie unter der Marke Cutimed® www.cutimed.de</p> 								
VENENTHROMBOSEN										
Thromboseprophylaxe bei mobilen Patient*innen			•	•	•	•	•			
Oberflächliche Venenthrombose			•		•	•	•	•	•	
Tiefe Beinvenenthrombose (im späteren Therapieverlauf)			•		•	•	•	•		
Postthrombotisches Syndrom							•	•		

*Die erforderliche Kompressionsklasse für die Versorgung einzelner Patient*innen legt in jedem Falle der*die verordnende Ärzt*in fest. Die Aufstellung der einzelnen Diagnosen und zugeordneter Kompressionsversorgungen hat Empfehlungscharakter und ist daher nicht bindend. Die Auswahl der Kompressionsklasse ist abhängig von Alter und Mobilität des*der Patient*in, Umfängen der betroffenen Extremität, eventuellen Begleiterkrankungen und individueller Druckempfindlichkeit des*der Patient*in.

**Die CEAP-Klassifikation ist der weltweit anerkannte Standard zur Einteilung der chronisch venösen Insuffizienz. Die Abkürzung CEAP stammt aus dem Englischen und steht für: C = Klinischer Befund (Erscheinungsbild), E = Ätiologie (Ursprung der Krankheit), A = Anatomische Ausdehnung (Lokalisation), P = Pathophysiologie (Ursache).

***S2k - Leitlinie Diagnostik und Therapie der Varikose, AWMF-Register Nr. 037/018

INDIKATIONSÜBERSICHT FLACHSTRICK

Lymphödem, Lipödem, Mischformen

Die wichtigsten Eigenschaften der JOBST Materialien sind Grundlage unserer Produkt-empfehlungen für die Erhaltungsphase der unterschiedlichen Stadien primärer und sekundärer Lymphödeme sowie für die unterschiedlichen Körperformen von Lipödem.

Indikation / Diagnose		JOBST FarrowWrap	JOBST Confidence	JOBST Elvarex Soft	JOBST Elvarex Soft Seamless (Hand & Zehen)	JOBST Elvarex	JOBST Elvarex Plus (Hand & Zehen in KKL 1,2)	JOBST Relax	
Anwendung		Entstauungsphase	Tagesversorgung				Nachtversorgung		
Verfügbare Kompressionsklasse je Kompressionsversorgung*		LITE 20-30 mmHg	KKL 1	KKL 1	KKL 1	KKL 1	KKL 1	Arm 15-20 mmHg Bein 15-20 & 20-30 mmHg	
		CLASSIC 30-40 mmHg	KKL 2	KKL 2	KKL 2	KKL 2	KKL 2		
			KKL 3	KKL 3		KKL 3 & 3 forte KKL 4 & 4 super			
LYMPHÖDEM			milde bis moderate Ausprägung			schwere Ausprägung			
	Stadium 1 Reversibel, weiche teigige Schwellung, Dellen leicht eindrückbar, keine Hautveränderung	initiale Entstauungsphase	●	●	●			●	
	Stadium 2 Spontan irreversibel, beginnende Fibrose (beginnende Hautverhärtung), Dellen eindrückbar, z. T. Hautveränderungen		●	●	●	●	●	●	●
	Stadium 3 Ausgeprägte Form, Fibrose (Hautverhärtung), Dellen kaum eindrückbar, typische chronische Hautveränderung					●	●		●
LIPÖDEM			milde bis moderate Ausprägung			schwere Ausprägung			
	Hautoberfläche glatt, Unterhautfettgewebe verdickt und weich, ohne Knoten		●	●	●				
	Hautoberfläche uneben, Unterhaut verdickt mit kleinen Knoten		●	●	●	●	●		
	Hautoberfläche sehr uneben, Unterhaut verdickt und verhärtet mit großen Fettwülsten, u. U. Mobilität eingeschränkt					●	●		
MISCHFORMEN			milde bis moderate Ausprägung			schwere Ausprägung			
Primäres oder sekundäres Lymphödem mit einem Lipödem		initiale Entstauungsphase	●	●	●	●	●	●	
Primäres oder sekundäres Lymphödem mit einer phlebologischen Erkrankung			●	●	●	●	●	●	

*Die erforderliche Kompressionsklasse für die Versorgung des*der einzelnen Patient*in legt in jedem Falle der*die verordnende Ärzt*in fest. Die nachfolgende Aufstellung der einzelnen Diagnosen und zugeordneter Kompressionsversorgungen hat Empfehlungscharakter und ist daher nicht bindend. Die Auswahl der Kompressionsklasse ist abhängig von Alter und Mobilität des*der Patient*in, Umfängen der betroffenen Extremität, eventuellen Begleiterkrankungen und individueller Druckempfindlichkeit des*der Patient*in.



Nach der aktuell in Überarbeitung befindlichen Leitlinie der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften von 2015 ist das Lipödem in Stadien unterteilt. Neue wissenschaftliche Erkenntnisse weisen allerdings darauf hin, dass mit Hilfe einer adäquaten Therapie das Fortschreiten verhindert werden kann. Außerdem korrelieren die Beschwerden der Patient*innen nicht unbedingt mit der Körperform. Expert*innen aus 7 europäischen Ländern haben sich basierend auf ihrer fundierten Erfahrung und aktuellem Wissen auf einen Konsensus zur bestmöglichen Therapie des Lipödems geeinigt. Mittlerweile wird dieser Konsensus auf internationaler Ebene von 22 Ländern unterstützt. Hier finden Sie die wichtigsten Informationen zusammengefasst auf einen Blick:
www.jobst.de/diagnose/diagnose/lipoedem

GUT BERATEN!

BERATUNGSANSÄTZE RUNDSTRICK

Freizeit, Bewegung, Sport & Lifestyle

Leichte bis schwere chronische Venenerkrankung

Patient*innenbedürfnis	Beratungsansatz
„Ich bewege mich viel, bin oft unterwegs und habe Spaß an körperlichen Aktivitäten.“	Wählen Sie einen Kompressionsstrumpf mit JOBST SoftFit als Haftband. JOBST SoftFit sorgt dafür, dass der Kompressionsstrumpf bei Bewegung in Position bleibt, ohne einzuengen (Seite 12). Wählbar bei Kniestrümpfen der Qualität: JOBST Opaque, JOBST Maternity Opaque, JOBST UltraSheer und JOBST Classic.
„Wenn ich Kompression trage, schwitze ich häufig. Wie kann ich dies reduzieren?“	Wählen Sie einen Kompressionsstrumpf mit einem System für das Feuchtigkeitsmanagement. Dieses sorgt dank doppellagiger Konstruktion dafür, dass die Feuchtigkeit der Haut aufgenommen und nach außen abgegeben wird. Verfügbar bei: JOBST Opaque, JOBST Maternity Opaque und JOBST forMen Ambition. Wählen Sie eine JOBST forMen Versorgung. Diese verbinden einen hohen Baumwollanteil mit einer aktiven Geruchskontrolle für ein hervorragendes Tragegefühl (Seite 32-35).
„Ich treibe viel Sport, wie kann ich dies mit Kompression kombinieren?“	Empfehlen Sie JOBST Sport. Dieser Kompressionsstrumpf (Selbstzahlung) ist speziell für Kund*innen entwickelt, die sich für ihre sportlichen Aktivitäten einen Kompressionsstrumpf wünschen, der besonders weich, leicht und atmungsaktiv ist (Seite 77).

Tägliches Sitzen & Stehen

Leichte bis schwere chronische Venenerkrankung

„Ich bin ein aktiver Mensch und bei mir soll die Kompression optimal in jeder Lebenslage sitzen.“	Wählen Sie einen Kompressionsstrumpf, der für das tägliche Tragen in einem aktiven Leben (sitzende Positionen, stehende Tätigkeiten, gehende Aktivitäten) entwickelt wurde. Beispielsweise die hochwertigen Kompressionsversorgungen JOBST Opaque, JOBST UltraSheer und JOBST forMen.
---	--

Unterstützung & Pflege

„Ich habe Arthrose, wie kann ich Kompression anziehen?“	Empfehlen Sie die erstattungsfähige JOBST Metallanziehhilfe, die erstattungsfähigen ARION Anziehhilfen oder die JOBST Griphandschuhe (Selbstzahlung) als Unterstützung für das tägliche Anziehen von Kompressionsversorgungen (Seite 81-83).
„Meine Strümpfe halten trotz Haftband nicht fest genug am Oberschenkel.“	Wählen Sie den JOBST Ultrana HaftFix Hautkleber (erstattungsfähig). Dieser wird direkt zwischen Haut und Kompressionsstrumpf aufgetragen und sichert den Halt. Der Kleber trocknet flexibel und geschmeidig und ist sehr angenehm zu tragen (Seite 80).
„Ich spüre, dass meine Haut oft trocken ist.“	Empfehlen Sie die Pflegeserie JOBST SkinPro, um den natürlichen Schutzmantel der Haut auch beim täglichen Tragen von Kompression zu erhalten (Selbstzahlung, Seite 84).

BERATUNGSANSÄTZE FLACHSTRICK

Freizeit, Bewegung, Beruf & Lifestyle

Mildes bis moderates Lymph- oder Lipödem | **Schweres Lymph- oder Lipödem**

Patient*innenbedürfnis	Beratungsansatz	Beratungsansatz
„Ich möchte mich auch mit Kompression viel bewegen können.“	Wählen Sie JOBST Confidence mit Funktionszone(n) zur Verringerung von Faltenbildungen am Knie und Fuß (Seite 52-55). Bei Armversorgungen unterstützt die Funktionszone Ellenbogen z.B. bei der Arbeit am Computer. Als Haftband unterstützt JOBST SoftFit (AD, CG1) ideal (Seite 12).	Wählen Sie JOBST Elvarex mit Funktionszone(n) zur Verringerung von Faltenbildungen am Knie und Fuß (Seite 56-65).
„Ich möchte aktiv sein, ohne stark unter der Kompression zu schwitzen.“	Wählen Sie JOBST Confidence aufgrund des hochentwickelten Feuchtigkeitsmanagement-Systems für einen optimalen Tragekomfort (Seite 52-55).	Wählen Sie JOBST Elvarex. Das Material ist offenporig und dadurch atmungsaktiv. Aufgrund des Baumwollanteils (KKL 2-4) bietet die Versorgung zusätzlich einen natürlichen Tragekomfort (Seite 56-65).
„Ich möchte mich bestmöglich und frei in meinem Alltag bewegen können.“	Wählen Sie JOBST Confidence aufgrund der Contour Fit Technologie zur individuellen Anpassung an Körperformen (Seite 52-55) oder JOBST Elvarex Soft aufgrund der hautschonenden Weichheit (Seite 68-71).	Wählen Sie JOBST Elvarex mit Funktionszone(n). Die Funktionszonen unterstützen die Bewegungsfreiheit bei starkem Halt und verringern Faltenbildungen (Seite 56-65).

Entscheidungsbaum* JOBST Confidence / JOBST Elvarex

Mildes, moderates und schweres Lymph- oder Lipödem

```

    graph TD
      A[Hautzustand] --> B[keine Wunden]
      A --> C[Wunden vorhanden]
      B --> D[Schwellungen/  
Form der Extremität]
      C --> E[Wunden müssen zuerst  
behandelt werden]
      D --> F[milde/  
keine Verformungen]
      D --> G[moderate/keine  
ausgeprägten Verformungen]
      D --> H[schwere/  
ausgeprägte Verformungen]
      E --> G
      E --> H
      F --> I[JOBST Confidence]
      G --> I
      G --> J[• weiches Gewebe  
• geringe Toleranz für  
steife Verformungen  
• Erstanwender*in]
      H --> K[ausgeprägte Hautfalten  
• hartes Gewebe  
• sich stark veränderndes Ödem]
      J --> L[JOBST Elvarex]
      K --> L
  
```

JOBST OPAQUE

Der komfortable Kompressionsstrumpf für jeden Tag

JOBST Opaque kombiniert außergewöhnliche Funktionalität mit einem besonders weichen, sehr angenehmen Tragegefühl. Das feine, undurchsichtige Garn versteckt diskret Schönheitsfehler, sorgt für ein effektives Feuchtigkeitsmanagement und erleichtert komfortabel das tägliche Anziehen.



Blickdicht

Kaschiert kleine Unregelmäßigkeiten.



Feuchtigkeitsmanagement

Fortschrittliches Feuchtigkeitsmanagement-System mit doppellagiger Konstruktion für optimalen Tragekomfort.



Soft Touch

Mischung aus geschmeidigen Garnen.


INDIKATION: CHRONISCHE VENENERKRANKUNG

C0	C1	C2	C3	C4
Keine Zeichen (ggf. schwere Beine)	Besenreiser, retikuläre Varizen	Varikose (Krampfadern)	Venöses Ödem	Hautveränderungen z.B. Pigmentierung

DIE VERSORGUNG IN DER ÜBERSICHT

Ausführungen	Standard				Maß					
	AD	AG	AG-T	AT	AD	AF	AG	AG-T	AG-HT	AT
	KKL 1: 18 - 21 mmHg KKL 2: 23 - 32 mmHg	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Haftband										
SoftFit	●				●					
Noppe	●	●			●	●	●			
Sensitive		●				●	●			
French-Bijou		●				●	●			
Fußspitze										
Volant <small>Für AD in den Farben: Natural, Golden Beige, Caramel, Tan, Bronze, Black</small>	●	●			●	●	●			
Offen	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Geschlossen	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Informationen										
Materialzusammensetzung	KKL 1: 64 % Polyamid, 36 % Elasthan KKL 2: 60 % Polyamid, 40 % Elasthan									
Wäsche	Die Trocknereinigung können Sie dem Etikett des Kompressionsstrumpfes entnehmen. JOBST Kompressionsstrümpfe sollten wenn möglich täglich gewaschen werden.									
Patient*innen entschieden sich auch für...	<ul style="list-style-type: none"> • JOBST Griphandschuhe, Seite 81 • JOBST Metallanziehhilfe, Seite 81 				<ul style="list-style-type: none"> • JOBST WashCARE - Waschmittel, Seite 85 • JOBST SkinPro - Hautpflege, Seite 84 					

FARBEN



JOBST Trendfarben
 Jährlich limitierte Edition.
 Scannen & direkt anschauen!
www.jobst.de/trendfarben



HAFTBÄNDER Außen/Innen



i Mehr Details, welches Haftband die beste Wahl ist, finden Sie auf Seite 12 und 13.






GRÖSSENTABELLE

Messpunkte	Umfangsmaße in cm						Alle Umfänge & Längen in der Übersicht
	Größen						
	I	II	III	IV	V	VI	
cG Haftband	43-48	45-52	49-56	53-60	56-64	60-68	
cG Haftband weit	49-57	53-62	57-67	61-72	65-77	69-81	
cG	43-57	45-62	49-67	53-72	56-77	60-81	
cF	39-52	41-56	44-60	47-65	50-69	53-73	
cE	30-37	33-40	35-43	37-45	39-48	41-51	
cD	27-33	29-36	32-39	34-42	36-45	38-48	
cC	28-34	30-37	33-40	35-43	37-46	39-49	
cB'	23-27	24-29	26-32	29-35	31-37	33-39	
cB	18-20	20-22	22-24	24-26	26-28	28-30	
cY	26-31	28-33	29-35	31-37	32-38	33-40	
cA	17-22	19-24	21-26	23-29	25-32	27-34	
Längenmaße in cm							
AD	Länge	ID	Regular	39-45	Petite	34-39	
AG		IG	Regular	70-80	Petite	60-69	
AT / AG-T		IK	Regular	75-85	Petite	65-75	
Maxi Leibteil Empfehlung je Größe	I	ab Taille 80, Hüfte 95		IV-V	ab Taille 110, Hüfte 125		
	II-III	ab Taille 90, Hüfte 105		VI	ab Taille 120, Hüfte 135		

JOBST Opaque

Standardsortiment

Kompressionsklasse 1-2

Ausführung	Einheit	Hilfsmittelnummer und Zusätze	
		KKL 1	KKL 2
	Kniestrumpf AD mit Volant	Paar	17.06.01.0066 17.06.01.1129
	Kniestrumpf AD mit SoftFit Haftband	Paar	17.06.01.0066 17.99.99.2008
	Kniestrumpf AD mit Haftband	Paar	17.06.01.0066 17.99.99.2008
	Oberschenkelstrumpf AG mit Volant	Paar	17.06.03.0060 17.06.03.1117
	Oberschenkelstrumpf AG mit Haftband	Paar	17.06.03.0060 17.99.99.2008
	Hüftbefestigung AG-T rechts/ links (auch beidseitig)	Stück	17.06.03.0060 17.99.99.2006
	Strumpfhose AT Hosenteil elastisch	Stück	17.06.04.0063 17.06.04.1102
	Strumpfhose AT Maxi	Stück	17.06.04.0063 17.06.04.1102
	Strumpfhose AT /Herr Eingriff	Stück	17.06.04.0063 17.99.99.2018











Bestellformular & Maßblatt



Das aktuelle Bestellformular & Maßblatt finden Sie unter www.jobst.de/fachhandel/downloads oder bestellen Sie direkt im JOBST eShop unter eshop.jobst.de

Maßsortiment

Kompressionsklasse 1-2

Ausführung	Einheit	Hilfsmittelnummer und Zusätze	
		KKL 1	KKL 2
	Kniestrumpf AD mit Volant	Paar	17.06.10.0020 17.06.10.1034
	Kniestrumpf AD mit SoftFit Haftband	Paar	17.06.10.0020 17.99.99.2008
	Kniestrumpf AD mit Haftband	Paar	17.06.10.0020 17.99.99.2008
	Halbschenkelstrumpf AF mit Volant	Paar	17.06.11.0029 17.06.11.1050
	Halbschenkelstrumpf AF mit Haftband	Paar	17.06.11.0029 17.99.99.2008
	Oberschenkelstrumpf AG mit Volant	Paar	17.06.12.0020 17.06.12.1032
	Oberschenkelstrumpf AG mit Haftband	Paar	17.06.12.0020 17.99.99.2008
	Hüftbefestigung AG-T rechts/ links (auch beidseitig)	Stück	17.06.12.0020 17.99.99.2006
	Einbeinhose AG-HT inkl. Beinring	Stück	17.06.12.0020 17.99.99.2009
	Einbeinhose AG-HT inkl. Beinring Eingriff	Stück	17.06.12.0020 17.99.99.2009 17.99.99.2018
	Einbeinhose AG-HT inkl. Beinring kompr. Leibteil	Stück	- 17.06.12.1032 17.99.99.2009 17.99.99.2003
	Einbeinhose AG-HT /Herr inkl. Beinring kompr. Leibteil Eingriff	Stück	- 17.06.12.1032 17.99.99.2009 17.99.99.2003 17.99.99.2018
	Strumpfhose AT Hosenteil elastisch	Stück	17.06.13.0018 17.06.13.1029
	Strumpfhose AT kompr. Leibteil	Stück	- 17.06.13.1029 17.99.99.2003
	Strumpfhose AT /Herr Eingriff	Stück	17.06.13.0018 17.99.99.2018
	Strumpfhose AT /Herr Eingriff kompr. Leibteil	Stück	- 17.06.13.1029 17.99.99.2018 17.99.99.2003



JOBST ULTRASHEER

Der modische Kompressionsstrumpf

JOBST UltraSheer Kompressionsstrümpfe verbinden die graduelle Kompressionstherapie mit viel Stil und Eleganz. Ihr feines, atmungsaktives, satiniertes Garn überzeugt mit einer unvergleichlichen Transparenz. Hinzu kommt, dass der modische Glanz einen eleganten Eindruck hinterlässt, während müden und schweren Beinen entgegengewirkt wird.



Transparent

Stilvoll und transparent für schöne Beine



Atmungsaktiv

Ermöglicht eine hohe Luftdurchlässigkeit



Glänzend

Durchscheinendes, seidiges Gestrick für einen eleganten Look


INDIKATION: CHRONISCHE VENENERKRANKUNG

C0	C1	C2	C3			
Keine Zeichen (ggf. schwere Beine)	Retikuläre Varizen	Varikose	Ödem			

DIE VERSORGUNG IN DER ÜBERSICHT

Ausführungen	Standard				Maß				
	AD	AG	AT	AT/UM	AD	AF	AG	AT	AT/UM
KKL	KKL 1: 18 - 21 mmHg KKL 2: 23 - 32 mmHg								
Haftband	SoftFit								
	Schmuck-Noppe								
	Sensitive								
	French-Bijou								
Fußspitze	Volant <small>Für AD in den Farben: Natural, Golden Beige, Caramel, Tan, Bronze, Black</small>								
	Offen								
	Geschlossen								
Informationen	Materialzusammensetzung: KKL 1: 58 % Polyamid, 42 % Elasthan KKL 2: 53 % Polyamid, 47 % Elasthan Wäsche: Die Trocknereignung können Sie dem Etikett des Kompressionsstrumpfes entnehmen. JOBST Kompressionsstrümpfe sollten wenn möglich täglich gewaschen werden. Patient*innen entschieden sich auch für... • JOBST Grifhandschuhe, Seite 81 • JOBST Metallanziehhilfe, Seite 81 • JOBST WashCARE - Waschmittel, Seite 85 • JOBST SkinPro - Hautpflege, Seite 84								

FARBEN



JOBST Trendfarben
 Jährlich limitierte Edition.
 Scannen & direkt anschauen!
www.jobst.de/trendfarben



HAFTBÄNDER Außen/Innen








GRÖSSENTABELLE

Messpunkte	Umfangsmaße in cm						Alle Umfänge & Längen in der Übersicht
	Größen						
	I	II	III	IV	V	VI	
cG Haftband	43-48	45-52	49-56	53-60	56-64	60-68	
cG Haftband weit	49-57	53-62	57-67	61-72	65-77	69-81	
cG	43-57	45-62	49-67	53-72	56-77	60-81	
cF	39-52	41-56	44-60	47-65	50-69	53-73	
cE	30-37	33-40	35-43	37-45	39-48	41-51	
cD	27-33	29-36	32-39	34-42	36-45	38-48	
cC	28-34	30-37	33-40	35-43	37-46	39-49	
cB'	23-27	24-29	26-32	29-35	31-37	33-39	
cB	18-20	20-22	22-24	24-26	26-28	28-30	
cY	26-31	28-33	29-35	31-37	32-38	33-40	
cA	17-22	19-24	21-26	23-29	25-32	27-34	
AD	Länge	ID	Regular	39-45	Petite	34-39	
AG		IG	Regular	70-80	Petite	60-69	
AT / AG-T		IK	Regular	75-85	Petite	65-75	
Maxi Leibteil Empfehlung je Größe	I	ab Taille 80, Hüfte 95		IV-V	ab Taille 110, Hüfte 125		
	II-III	ab Taille 90, Hüfte 105		VI	ab Taille 120, Hüfte 135		

Standardsortiment

Kompressionsklasse 1-2






Ausführung	Einheit	Hilfsmittelnummer und Zusätze	
		KKL 1	KKL 2
 Kniestrumpf AD mit Volant	Paar	17.06.01.0060	17.06.01.1121
	Paar	17.06.01.0060 17.99.99.2008	17.06.01.1121 17.99.99.2008
 Oberschenkelstrumpf AG mit Haftband	Paar	17.06.03.0054 17.99.99.2008	17.06.03.1108 17.99.99.2008
 Strumpfhose AT Hosenteil elastisch	Stück	17.06.04.0059	17.06.04.1095
	Stück	17.06.04.0059	17.06.04.1095
 Strumpfhose AT/UM mit Schwangerschafts- hosenteil	Stück	17.06.04.0059 17.99.99.2019	17.06.04.1095 17.99.99.2019
 Strumpfhose AT mit Silhouette-Form-Effect	Stück	17.06.04.0059	17.06.04.1095

Bestellformular

Das aktuelle Bestellformular finden Sie unter www.jobst.de/fachhandel/downloads oder bestellen Sie direkt im JOBST eShop unter eshop.jobst.de

Maßsortiment

Kompressionsklasse 1-2

Ausführung	Einheit	Hilfsmittelnummer und Zusätze	
		KKL 1	KKL 2
 Kniestrumpf AD mit Volant	Paar	17.06.10.0019	17.06.10.1033
	Paar	17.06.10.0019 17.99.99.2008	17.06.10.1033 17.99.99.2008
 Halbschenkelstrumpf AF mit Volant	Paar	17.06.11.0011	17.06.11.1017
	Paar	17.06.11.0011 17.99.99.2008	17.06.11.1017 17.99.99.2008
 Oberschenkelstrumpf AG mit Volant	Paar	17.06.12.0019	17.06.12.1033
	Paar	17.06.12.0019 17.99.99.2008	17.06.12.1033 17.99.99.2008
 Strumpfhose AT Hosenteil elastisch	Stück	17.06.13.0019	17.06.13.1028
 Strumpfhose AT/UM mit Schwangerschafts- hosenteil	Stück	17.06.13.0019 17.99.99.2019	17.06.13.1028 17.99.99.2019

Maßblatt

Das aktuelle Maßblatt finden Sie unter www.jobst.de/fachhandel/downloads oder bestellen Sie direkt im JOBST eShop unter eshop.jobst.de



JOBST MATERNITY OPAQUE

Der Kompressionsstrumpf für die Schwangerschaft


JOBST Maternity Opaque Kompressionsstrümpfe wurden mit besonderem Augenmerk auf das Wohlbefinden von Schwangeren entwickelt.

- Soft Touch**
Mischung aus geschmeidigen Garnen
- Ventilationsbereich**
Luftdurchlässige Fußsohle
- Feuchtigkeitsmanagement**
Fortschrittliches Feuchtigkeitsmanagement-System mit doppellagiger Konstruktion für optimalen Tragekomfort
- Flex Zone**
Die elastische Maternity Softflex-Zone bei der Umstandshose passt sich dem wachsenden Bauch an

INDIKATION: CHRONISCHE VENENERKRANKUNG

C0	C1	C2	C3	C4
Keine Zeichen (ggf. schwere Beine)	Retikuläre Varizen	Varikose	Ödem	Hautveränderungen z.B. Pigmentierung

FARBEN



HAFTBÄNDER Außen/Innen



Information zur Beratung von Patient*innen

SoftFlex-Zone im Bauchbereich

Die JOBST Maternity Opaque Umstandshose ist mit einer SoftFlex-Zone im Bauchbereich ausgestattet. Das Hosenteil kombiniert somit ein sanftes Gefühl mit zuverlässiger Passform. Die elastische Stretchzone passt sich dem wachsenden Bauch an und umfasst die sensible Haut sanft im Bereich der Taille.



DIE VERSORGUNG IN DER ÜBERSICHT

Ausführungen	Standard			Maß		
	AD	AG	AT/UM	AD	AG	AT/UM
KKL						
KKL 1: 18 - 21 mmHg	●	●	●	●	●	●
KKL 2: 23 - 32 mmHg	●	●	●	●	●	●
Haftband						
SoftFit	●			●		
Zick Zack Silikonhaftband		●			●	
Noppe					●	
Fußspitze						
Offen	●	●	●	●	●	●
Geschlossen	●	●	●	●	●	●
Informationen	Materialzusammensetzung: KKL 1: 64 % Polyamid, 36 % Elasthan KKL 2: 60 % Polyamid, 40 % Elasthan					
Wäsche	Die Trocknereignung können Sie dem Etikett des Kompressionsstrumpfes entnehmen. JOBST Kompressionsstrümpfe sollten wenn möglich täglich gewaschen werden.					
Patient*innen entschieden sich auch für...	• JOBST Maternity Support Belt			Das Produkt finden Sie auf Seite 31.		




GRÖSSENTABELLE

Messpunkte	Umfangsmaße in cm						Alle Umfänge & Längen in der Übersicht
	Größen						
	I	II	III	IV	V	VI	
cG Haftband	43-48	45-52	49-56	53-60	56-64	60-68	
cG Haftband weit	49-57	53-62	57-67	61-72	65-77	69-81	
cG	43-57	45-62	49-67	53-72	56-77	60-81	
cF	39-52	41-56	44-60	47-65	50-69	53-73	
cE	30-37	33-40	35-43	37-45	39-48	41-51	
cD	27-33	29-36	32-39	34-42	36-45	38-48	
cC	28-34	30-37	33-40	35-43	37-46	39-49	
cB'	23-27	24-29	26-32	29-35	31-37	33-39	
cB	18-20	20-22	22-24	24-26	26-28	28-30	
cY	26-31	28-33	29-35	31-37	32-38	33-40	
cA	17-22	19-24	21-26	23-29	25-32	27-34	
Längenmaße in cm							
AD	Länge	/D	Regular	39-45	Petite	34-39	
AG		/G	Regular	70-80	Petite	60-69	
AT / AG-T		/K	Regular	75-85	Petite	65-75	

2. Medizinische Kompressionsstrümpfe Rundstrick
JOBST Maternity Opaque

Standardsortiment

Kompressionsklasse 1-2

Ausführung	Einheit	Hilfsmittelnummer und Zusätze	
		KKL 1	KKL 2
 Kniestrumpf AD mit SoftFit Haftband	Paar	17.06.01.0066 17.99.99.2008	17.06.01.1129 17.99.99.2008
 Oberschenkelstrumpf AG mit Haftband	Paar	17.06.03.0060 17.99.99.2008	17.06.03.1117 17.99.99.2008
 Strumpfhose AT/UM mit Schwangerschaftshosenteil	Stück	17.06.04.0063 17.99.99.2019	17.06.04.1102 17.99.99.2019




Bestellformular



Das aktuelle Bestellformular finden Sie unter www.jobst.de/fachhandel/downloads oder bestellen Sie direkt im JOBST eShop unter eshop.jobst.de

Maßsortiment

Kompressionsklasse 1-2

Ausführung	Einheit	Hilfsmittelnummer und Zusätze	
		KKL 1	KKL 2
 Kniestrumpf AD mit SoftFit Haftband	Paar	17.06.10.0020 17.99.99.2008	17.06.10.1034 17.99.99.2008
 Oberschenkelstrumpf AG mit Haftband	Paar	17.06.12.0020 17.99.99.2008	17.06.12.1032 17.99.99.2008
 Strumpfhose AT/UM mit Schwangerschaftshosenteil	Stück	17.06.13.0018 17.99.99.2019	17.06.13.1029 17.99.99.2019

Maßblatt



Das aktuelle Maßblatt finden Sie unter www.jobst.de/fachhandel/downloads oder bestellen Sie direkt im JOBST eShop unter eshop.jobst.de

2.3 JOBST Maternity Opaque



JOBST Maternity Support Belt

Der JOBST Maternity Support Belt unterstützt den wachsenden Bauch während der fortgeschrittenen Schwangerschaft - ohne aufzufallen.



Anpassbar

Durch das stufenlose Verschlusssystem kann der Support Belt kontinuierlich und individuell an den Schwangerschaftsfortschritt angepasst werden.



Diskretes Design

Der getragene Gurt fällt durch das diskrete Design unter der Kleidung kaum auf.




Anatomische Passform

Die Form des Support Belts wurde gemeinsam mit Schwangeren entwickelt, um eine optimale, anatomische Passform zu gewährleisten.

Erstattung

Information	Hilfsmittelnummer
Der JOBST Maternity Support Belt ist eine erstattungsfähige Rückenbandage	23.14.03.1047

Farbe



Information zur Beratung von Patient*innen

Erleichterung für Bauch und Rücken

Zwischen 45 % und 75 % der Schwangeren sind im Verlauf ihrer Schwangerschaft von Schmerzen im unteren Rückenbereich betroffen. Deshalb bietet unser Sortiment einen ganzheitlichen Ansatz. JOBST Maternity unterstützt Schwangere und gibt ein leichteres Gefühl in Beinen, Bauch und Rücken.

Weitere Rückenbandagen von Essity finden Sie unter der Marke Actimove® www.medical.essity.de



Größentabelle

	S	M	L	XL	
Support Belt (Hüfte)	80 - 90 cm	90 - 100 cm	100 - 110 cm	110 - 130 cm	
Bestellnummer	76435-00000-01	76435-00001-01	76435-00002-01	76435-00003-01	

JOBST forMen AMBITION

Der modische Kompressionsstrumpf für Männer

JOBST forMen Ambition vereint modisches Design mit medizinischer Wirksamkeit für höchste Verträglichkeit, Leistung und Komfort.



Feuchtigkeitsmanagement

Fortschrittliches Feuchtigkeitsmanagement-System mit doppellagiger Konstruktion für optimalen Tragekomfort.



Effektive Geruchskontrolle

Das Material der Fußsohle sorgt für frische und trockene Füße und verhindert aktiv eine Geruchsbildung auf innovative Art, ganz ohne chemische Zusätze.



Haltbarkeit

Für eine lange Tragedauer.


INDIKATION: CHRONISCHE VENENERKRANKUNG

C0	C1	C2	C3	C4
Keine Zeichen (ggf. schwere Beine)	Retikuläre Varizen	Varikose	Ödem	Hautveränderungen z.B. Pigmentierung

DIE VERSORGUNG IN DER ÜBERSICHT

Ausführungen	Standard	Maß
KKL	AD	AD
KKL 1: 18 - 21 mmHg	●	●
KKL 2: 23 - 32 mmHg	●	●
Farbe	Khaki, Brown, Navy, Anthrazit, Black	Black
Abschluss	Breites Bündchen mit innovativer Stricktechnik	
Fußspitze	Geschlossen	
Materialzusammensetzung	KKL 1: 63 % Polyamid, 21 % Elasthan, 15 % Baumwolle, 1 % Polyester KKL 2: 59 % Polyamid, 25 % Elasthan, 15 % Baumwolle, 1 % Polyester	
Wäsche	Die Trocknereinigung können Sie dem Etikett des Kompressionsstrumpfes entnehmen. JOBST Kompressionsstrümpfe sollten wenn möglich täglich gewaschen werden.	
Patient*innen entschieden sich auch für...	<ul style="list-style-type: none"> • JOBST Griphandschuhe, Seite 81 • JOBST Metallanziehhilfe, Seite 81 	<ul style="list-style-type: none"> • JOBST WashCARE - Waschmittel, Seite 85 • JOBST SkinPro - Hautpflege, Seite 84

FARBEN



Khaki




Brown



Navy



Anthracite



Black

Bestellformular & Maßblatt



Das aktuelle Bestellformular & Maßblatt finden Sie unter www.jobst.de/fachhandel/downloads oder bestellen Sie direkt im JOBST eShop unter eshop.jobst.de



Information zur Beratung von Patient*innen

Elegantes Strickmuster

Feine Garne mit 15 % Baumwollanteil im eleganten Ripp-Design machen JOBST forMen Ambition zu einem perfekten Begleiter im Berufsalltag.



GRÖSSENTABELLE

Messpunkte	fangsmaße in cm						Alle Umfänge & Längen in der Übersicht
	Größen						
	I	II	III	IV	V	VI	
cD	28-34	31-38	34-41	37-46	40-49	42-52	
cC	30-36	32-40	34-43	38-47	40-50	43-53	
cB'	23,5-27,5	26-30,5	28,5-33	31-36,5	33,5-39	35,5-41,5	
cB	18-20	20-22	22-24	24-26	26-28	28-30	
cY	26-31	28-33	29-35	31-37	32-38	33-40	
cA	17-22	19-24	21-26	23-29	25-32	27-34	
Längenmaße in cm							
AD	Länge	/D	Regular	39-45			
AD		/D	Long	45-51			

Standard- und Maßsortiment

Ausführung	Einheit	Hilfsmittelnummer und Zusätze		
		KKL 1	KKL 2	
Kniestrumpf AD mit Volant	Standard	Paar	17.06.01.0103	17.06.01.1170
	Maß	Paar	17.06.10.0069	17.06.10.1113



JOBST forMen EXPLORE

Der legere Kompressionsstrumpf für Männer

JOBST forMen Explore ist ein strapazierfähiger Alltagsstrumpf mit hohem Baumwollanteil - ideal für jede Freizeitaktivität und das tägliche ungezwungene Tragen.



Feuchtigkeitsmanagement

Fortschrittliches Feuchtigkeitsmanagement-System mit doppellagiger Konstruktion für optimalen Tragekomfort.



Effektive Geruchskontrolle

Das Material der Fußsohle sorgt für frische und trockene Füße und verhindert aktiv eine Geruchsbildung auf innovative Art, ganz ohne chemische Zusätze.



Baumwolle

Natürliches Tragegefühl.

INDIKATION: CHRONISCHE VENENERKRANKUNG

C0	C1	C2	C3	C4
Keine Zeichen (ggf. schwere Beine)	Retikuläre Varizen	Varikose	Ödem	Hautveränderungen z.B. Pigmentierung


DIE VERSORGUNG IN DER ÜBERSICHT

Ausführungen	Standard	Maß
KKL	AD	AD
KKL 1: 18 - 21 mmHg	●	●
KKL 2: 23 - 32 mmHg	●	●
Farbe	Khaki, Navy, Anthrazit, Black	Black
Abschluss	Breites Bündchen mit innovativer Stricktechnik	
Fußspitze	Geschlossen	
Materialzusammensetzung	KKL 1: 46 % Polyamid, 30 % Elasthan, 23 % Baumwolle, 1% Polyester KKL 2: 39 % Polyamid, 35 % Elasthan, 25 % Baumwolle, 1% Polyester	
Wäsche	Die Trocknereinigung können Sie dem Etikett des Kompressionsstrumpfes entnehmen. JOBST Kompressionsstrümpfe sollten wenn möglich täglich gewaschen werden.	
Patient*innen entschieden sich auch für...	<ul style="list-style-type: none"> • JOBST Griphandschuhe, Seite 81 • JOBST Metallanziehhilfe, Seite 81 	<ul style="list-style-type: none"> • JOBST WashCARE - Waschmittel, Seite 85 • JOBST SkinPro - Hautpflege, Seite 84


FARBEN




Khaki



Navy



Anthracite



Black

Bestellformular & Maßblatt



Das aktuelle Bestellformular & Maßblatt finden Sie unter www.jobst.de/fachhandel/downloads oder bestellen Sie direkt im JOBST eShop unter eshop.jobst.de



Information zur Beratung von Patient*innen

Legeres Strickmuster

Langlebige Materialien mit einem Baumwollanteil von bis zu 25 % sowie ein legeres Strickmuster machen JOBST forMen Explore besonders für einen vielseitigen und aktiven Lebensstil interessant.



GRÖSSENTABELLE

Messpunkte	Umfangsmaße in cm						Alle Umfänge & Längen in der Übersicht
	Größen						
	I	II	III	IV	V	VI	
cD	28-34	31-38	34-41	37-46	40-49	42-52	
cC	30-36	32-40	34-43	38-47	40-50	43-53	
cB'	23,5-27,5	26-30,5	28,5-33	31-36,5	33,5-39	35,5-41,5	
cB	18-20	20-22	22-24	24-26	26-28	28-30	
cY	26-31	28-33	29-35	31-37	32-38	33-40	
cA	17-22	19-24	21-26	23-29	25-32	27-34	
Längenmaße in cm							
AD	Länge	/D	Regular	39-45			
AD		/D	Long	45-51			

Standard- und Maßsortiment

Ausführung	Einheit	Hilfsmittelnummer und Zusätze		
		KKL 1	KKL 2	
Kniestrumpf AD mit Volant	Standard	Paar	17.06.01.0102	17.06.01.1211
	Maß	Paar	17.06.10.0068	17.06.10.1112



JOBST CLASSIC

Der Kompressionsstrumpf für individuelle Ansprüche

JOBST Classic Kompressionsstrümpfe leisten starke Kompression für individuelle Bedürfnisse von Patient*innen.



Haltbarkeit

Widerstandsfähiges Gestrick und speziell verstärkte Belastungszonen erhöhen die Strapazierfähigkeit beim anziehen und tragen.



Feuchtigkeitsmanagement

Fortschrittliches Feuchtigkeitsmanagement-System mit doppelagiger Konstruktion für optimalen Tragekomfort.



Atmungsaktiv

Mit dem Microtherm-Effekt sorgt das atmungsaktive Gestrick für einen raschen Feuchtigkeitstransport.


INDIKATION: CHRONISCHE VENENERKRANKUNG

	C1	C2	C3	C4	C5
	Retikuläre Varizen	Varikose	Ödem	Hautveränderungen z.B. Pigmentierung	Abgeheiltes UCV

DIE VERSORGUNG IN DER ÜBERSICHT

Ausführungen	Standard				Maß					
	AD	AG	AG-T	AT	AD	AF	AG	AG-T	AG-HT	AT
	AD	AG	AG-T	AT	AD	AF	AG	AG-T	AG-HT	AT
KKL	KKL 2: 23 - 32 mmHg KKL 3: 34 - 46 mmHg									
Haftband	SoftFit	Noppe	Sensitive	French-Bijou	Volant					
Fußspitze	Offen	Geschlossen								
Informationen	Materialzusammensetzung: KKL 2: 63% Polyamid, 37% Elasthan KKL 3: 63% Polyamid, 37% Elasthan Wäsche: Die Trocknereinigung können Sie dem Etikett des Kompressionsstrumpfes entnehmen. JOBST Kompressionsstrümpfe sollten wenn möglich täglich gewaschen werden. Patient*innen entschieden sich auch für...									

FARBEN



Hinweis zum Sortiment

Geripptes Design

JOBST Classic ist zusätzlich zum elegant glatten Design auch im klassisch sportlichen Ripp-Design speziell für die Business-Garderobe erhältlich.

Ausführungen	Standard	Maß
Längentyp	AD Kniestrumpf	AD Kniestrumpf
Kompressionsklasse	2	2
Haftband	SoftFit, Noppe	SoftFit, Noppe
Volant	•	•
Fußspitze	geschlossen	offen, geschlossen



HAFTBÄNDER Außen/Innen



Mehr Details, welches Haftband die beste Wahl ist, finden Sie auf Seite 12 und 13.

GRÖSSENTABELLE

Messpunkte	Umfangsmaße in cm						Alle Umfänge & Längen in der Übersicht
	Größen						
	I	II	III	IV	V	VI	
cG Haftband	43-48	45-52	49-56	53-60	56-64	60-68	
cG Haftband weit	49-57	53-62	57-67	61-72	65-77	69-81	
cG	43-57	45-62	49-67	53-72	56-77	60-81	
cF	39-52	41-56	44-60	47-65	50-69	53-73	
cE	30-37	33-40	35-43	37-45	39-48	41-51	
cD	27-33	29-36	32-39	34-42	36-45	38-48	
cC	28-34	30-37	33-40	35-43	37-46	39-49	
cB'	23-27	24-29	26-32	29-35	31-37	33-39	
cB	18-20	20-22	22-24	24-26	26-28	28-30	
cY	26-31	28-33	29-35	31-37	32-38	33-40	
cA	17-22	19-24	21-26	23-29	25-32	27-34	
Längenmaße in cm							
AD	Länge	ID	Regular	39-45	Petite	34-39	
AG		IG*	Regular	70-80	Petite	60-69	
AT / AG-T		IK	Regular	75-85	Petite	65-75	

*AG Länge /IG auch in Long (81-91cm) verfügbar.

JOBST Classic

Standardsortiment

Kompressionsklasse 2-3

Ausführung	Einheit	Hilfsmittelnummer und Zusätze		
		KKL 2	KKL 3	
	Kniestrumpf AD mit Volant	Paar	17.06.01.1146	17.06.01.2053
	Kniestrumpf AD mit SoftFit Haftband	Paar	17.06.01.1146 17.99.99.2008	17.06.01.2053 17.99.99.2008
	Kniestrumpf AD mit Haftband	Paar	17.06.01.1146 17.99.99.2008	17.06.01.2053 17.99.99.2008
	Oberschenkelstrumpf AG mit Haftband	Paar	17.06.03.1135 17.99.99.2008	17.06.03.2049 17.99.99.2008
	Hüftbefestigung AG-T rechts / links (auch beidseitig)	Stück	17.06.03.1135 17.99.99.2006	17.06.03.2049 17.99.99.2006
	Strumpfhose AT Hosenteil elastisch	Stück	17.06.04.1128	17.06.04.2032
	Strumpfhose AT/Herr Eingriff	Stück	17.06.04.1128 17.99.99.2018	17.06.04.2032 17.99.99.2018
	Strumpfhose AT/UM mit Schwangerschaftshosenteil	Stück	17.06.04.1128 17.99.99.2019	-

Bestellformular & Maßblatt



Das aktuelle Bestellformular & Maßblatt finden Sie unter www.jobst.de/fachhandel/downloads oder bestellen Sie direkt im JOBST eShop unter eshop.jobst.de

Maßsortiment

Kompressionsklasse 2-3

Ausführung	Einheit	Hilfsmittelnummer und Zusätze		
		KKL 2	KKL 3	
	Kniestrumpf AD mit Volant	Paar	17.06.10.1035	17.06.10.2035
	Kniestrumpf AD mit SoftFit Haftband	Paar	17.06.10.1035 17.99.99.2008	17.06.10.2035 17.99.99.2008
	Kniestrumpf AD mit Haftband	Paar	17.06.10.1035 17.99.99.2008	17.06.10.2035 17.99.99.2008
	Halbschenkelstrumpf AF mit Volant	Paar	17.06.11.1051	17.06.11.2029
	Halbschenkelstrumpf AF mit Haftband	Paar	17.06.11.1051 17.99.99.2008	17.06.11.2029 17.99.99.2008
	Oberschenkelstrumpf AG mit Volant	Paar	17.06.12.1034	17.06.12.2034
	Oberschenkelstrumpf AG mit Haftband	Paar	17.06.12.1034 17.99.99.2008	17.06.12.2034 17.99.99.2008
	Hüftbefestigung AG-T rechts / links (auch beidseitig)	Stück	17.06.12.1034 17.99.99.2006	17.06.12.2034 17.99.99.2006
	Einbeinhose AG-HT inkl. Beinring	Stück	17.06.12.1034 17.99.99.2009	17.06.12.2034 17.99.99.2009
	Einbeinhose AG-HT/Herr inkl. Beinring Eingriff	Stück	17.06.12.1034 17.99.99.2009 17.99.99.2018	17.06.12.2034 17.99.99.2009 17.99.99.2018
	Einbeinhose AG-HT inkl. Beinring kompr. Leibteil	Stück	17.06.12.1034 17.99.99.2009 17.99.99.2003	17.06.12.2034 17.99.99.2009 17.99.99.2003
	Einbeinhose AG-HT inkl. Beinring kompr. Leibteil Eingriff	Stück	17.06.12.1034 17.99.99.2009 17.99.99.2003 17.99.99.2018	17.06.12.2034 17.99.99.2009 17.99.99.2003 17.99.99.2018
	Strumpfhose AT Hosenteil elastisch	Stück	17.06.13.1030	17.06.13.2034
	Strumpfhose AT kompr. Leibteil	Stück	17.06.13.1030 17.99.99.2003	17.06.13.2034 17.99.99.2003
	Strumpfhose AT/Herr Eingriff kompr. Leibteil	Stück	17.06.13.1030 17.99.99.2018 17.99.99.2003	17.06.13.2034 17.99.99.2018 17.99.99.2003
	Strumpfhose AT/Herr Eingriff Taillenband 5 cm	Stück	17.06.13.1030 17.99.99.2018	17.06.13.2034 17.99.99.2018
	Strumpfhose AT/Herr Eingriff Taillenband 2,5 cm	Stück	17.06.13.1030 17.99.99.2018	17.06.13.2034 17.99.99.2018
	Strumpfhose AT/Herr Eingriff	Stück	17.06.13.1030 17.99.99.2018	17.06.13.2034 17.99.99.2018
	Strumpfhose AT/UM mit Schwangerschaftshosenteil	Stück	17.06.13.1030 17.99.99.2019	-

JOBST BELLAVAR®

Maximale Therapiesicherheit

JOBST Bellavar eignet sich in seiner robusten Qualität insbesondere zur Behandlung starker Venenerkrankungen, Phlebödemen und bei frühem Lymphödem. Auch besonders zu empfehlen für aktive Patienten.



Haltbarkeit

Die hohe Belastbarkeit des Materials sorgt für einen besonders haltbaren und strapazierfähigen Kompressionsstrumpf.



Einfaches Anziehen

Flexibles, anpassungsfähiges Gewebe für ein leichtes Anziehen.



Atmungsaktiv

Mit dem Microtherm-Effekt sorgt das atmungsaktive Gestrick für einen raschen Feuchtigkeitstransport.

INDIKATION: CHRONISCHE VENENERKRANKUNG

	C2	C3	C4	C5
Varikose				
Ödem				
Hautveränderungen z.B. Pigmentierung				
Abgeheiltes UCV				


INDIKATION: LYMPHÖDEM

Entstauungsphase	Erhaltungsphase

DIE VERSORGUNG IN DER ÜBERSICHT

Ausführungen	Standard					Maß						
	AD	AF	AG	AG-T	AT	AD	AF	AG	AG-T	AG-HT	AT	
KKL	KKL 2: 23 - 32 mmHg	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	KKL 3: 34 - 46 mmHg					●	●	●	●	●	●	●
Haftband	Noppe		●	●		●	●	●				
	French-Bijou						●	●				
Fußspitze	Volant	●	●	●		●	●	●				
	Offen	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Geschlossen	●				●	●	●	●	●	●	●
Informationen	Materialzusammensetzung	KKL 2: 63 % Polyamid, 37 % Elasthan KKL 3: 63 % Polyamid, 37 % Elasthan										
	Wäsche	Die Trocknereignung können Sie dem Etikett des Kompressionsstrumpfes entnehmen. JOBST Kompressionsstrümpfe sollten wenn möglich täglich gewaschen werden.										
	Patient*innen entschieden sich auch für...	<ul style="list-style-type: none"> • JOBST Griphandschuhe, Seite 81 • JOBST Metallanziehhilfe, Seite 81 					<ul style="list-style-type: none"> • JOBST WashCARE - Waschmittel, Seite 85 • JOBST SkinPro - Hautpflege, Seite 84 					


FARBEN



Sahara

Pearl

FARBEN Maß



Sahara

Pearl

Black

HAFTBÄNDER Außen/Innen



Noppe









French-Bijou

GRÖSSENTABELLE

Messpunkte	Umfangsmaße in cm						Alle Umfänge & Längen in der Übersicht
	Größen						
	I	II	III	IV	V	VI	
cG	42-44	46-48	50-52	54-56	58-60	62-64	<p>Fußgrößen AD mit geschlossener Fußspitze lang ab Schuhgröße 40; kurz bis Schuhgröße 39</p>
cF	39-41	42-44	45-47	48-50	51-53	54-56	
cE	29-31	32-34	35-37	38-40	41-43	44-46	
cD	26-28	29-31	32-34	35-37	38-40	41-43	
cC	29-30	31-33	34-36	37-39	40-42	43-45	
cB'	23-24	25-26	27-28	29-30	31-32	33-34	
cY	27-28	29-30	31-32	33-34	35-36	37-38	
cA+cB	18-19	20-21	22-23	24-25	26-27	28-29	
Längenmaße in cm							
AD	Länge	I/D	Regular	40-43	Petite	36-39	
AF		I/F	58-62				
AG		I/G	69-74				
AT / AG-T		I/K	Regular	76-80	Petite	70-75	

Standardsortiment

Kompressionsklasse 2

Ausführung	Einheit	Hilfsmittelnummer und Zusätze	
		KKL 2	
 Kniestrumpf AD mit Volant	Paar	17.06.01.1016	
 Halbschenkelstrumpf AF mit Volant	Paar	17.06.02.1025	
 Halbschenkelstrumpf AF mit Haftband	Paar	17.06.02.1025 17.99.99.2008	
 Oberschenkelstrumpf AG mit Volant	Paar	17.06.03.1024	
 Oberschenkelstrumpf AG mit Haftband	Paar	17.06.03.1024 17.99.99.2008	
 Hüftbefestigung AG-T rechts / links (auch beidseitig)	Stück	17.06.03.1024 17.99.99.2006	
 Strumpfhose AT Hosenteil elastisch	Stück	17.06.04.1016	
 Strumpfhose AT/Herr Eingriff	Stück	17.06.04.1016 17.99.99.2018	











Bestellformular & Maßblatt



Das aktuelle Bestellformular & Maßblatt finden Sie unter www.jobst.de/fachhandel/downloads oder bestellen Sie direkt im JOBST eShop unter eshop.jobst.de

Maßsortiment

Kompressionsklasse 2-3

Ausführung	Einheit	Hilfsmittelnummer und Zusätze	
		KKL 2	KKL 3
 Kniestrumpf AD mit Volant	Paar	17.06.10.1037	17.06.10.2011
 Kniestrumpf AD mit Haftband	Paar	17.06.10.1037 17.99.99.2008	17.06.10.2011 17.99.99.2008
 Halbschenkelstrumpf AF mit Volant	Paar	17.06.11.1018	17.06.11.2007
 Halbschenkelstrumpf AF mit Haftband	Paar	17.06.11.1018 17.99.99.2008	17.06.11.2007 17.99.99.2008
 Oberschenkelstrumpf AG mit Volant	Paar	17.06.12.1036	17.06.12.2011
 Oberschenkelstrumpf AG mit Haftband	Paar	17.06.12.1036 17.99.99.2008	17.06.12.2011 17.99.99.2008
 Hüftbefestigung AG-T rechts / links (auch beidseitig)	Stück	17.06.12.1036 17.99.99.2006	17.06.12.2011 17.99.99.2006
 Einbeinhose AG-HT inkl. Beinring	Stück	17.06.12.1036 17.99.99.2009	17.06.12.2011 17.99.99.2009
 Einbeinhose AG-HT/Herr inkl. Beinring Eingriff	Stück	17.06.12.1036 17.99.99.2009 17.99.99.2018	17.06.12.2011 17.99.99.2009 17.99.99.2018
 Einbeinhose AG-HT inkl. Beinring kompr. Leibteil	Stück	17.06.12.1036 17.99.99.2009 17.99.99.2003	17.06.12.2011 17.99.99.2009 17.99.99.2003
Einbeinhose AG-HT/Herr inkl. Beinring kompr. Leibteil Eingriff	Stück	17.06.12.1036 17.99.99.2009 17.99.99.2018 17.99.99.2003	17.06.12.2011 17.99.99.2009 17.99.99.2018 17.99.99.2003
Strumpfhose AT Hosenteil elastisch	Stück	17.06.13.1032	17.06.13.2008
Strumpfhose AT kompr. Leibteil	Stück	17.06.13.1032 17.99.99.2003	17.06.13.2008 17.99.99.2003
Strumpfhose AT/Herr Eingriff	Stück	17.06.13.1032 17.99.99.2018	17.06.13.2008 17.99.99.2018
Strumpfhose AT/Herr Eingriff kompr. Leibteil	Stück	17.06.13.1032 17.99.99.2018 17.99.99.2003	17.06.13.2008 17.99.99.2018 17.99.99.2003
Strumpfhose AT/UM mit Schwangerschaftshosenteil	Stück	17.06.13.1032 17.99.99.2019	17.06.13.2008 17.99.99.2019

JOBST BASIC

Die medizinische Basisversorgung

JOBST Basic stellt als Grundleistungsprodukt die angemessene Kompressionsversorgung für Patient*innen sicher. Er erfüllt die Anforderungen, die an zuzahlungsfreie Kompressionsversorgungen gestellt werden.



Haltbarkeit

Die Belastbarkeit des Materials sorgt für einen haltbaren und strapazierfähigen Kompressionsstrumpf.

INDIKATION: CHRONISCHE VENENERKRANKUNG

C0	C1	C2	C3	C4
Keine Zeichen (ggf. schwere Beine)	Retikuläre Varizen	Varikose	Ödem	Hautveränderungen z.B. Pigmentierung

DIE VERSORGUNG IN DER ÜBERSICHT

Ausführungen ▼	Standard				Maß			
	AD	AG	AG-T	AT	AD	AG	AG-T	AT
KKL	KKL 1: 18 - 21 mmHg	●	●	●	●	●	●	●
	KKL 2: 23 - 32 mmHg	●	●	●	●	●	●	●
Haftband	Noppe	●	●		●	●		
	Volant	●			●			
Fußspitze	Offen	●	●	●	●	●	●	●
	Geschlossen	●	●	●	●	●	●	●
Informationen	Materialzusammensetzung	KKL 1: 67% Polyamid, 33% Elasthan KKL 2: 63% Polyamid, 37% Elasthan						
	Wäsche	Die Trocknereinigung können Sie dem Etikett des Kompressionsstrumpfes entnehmen. JOBST Kompressionsstrümpfe sollten wenn möglich täglich gewaschen werden.						
	Patient*innen entschieden sich auch für...	• JOBST Griphandschuhe, Seite 81 • JOBST Metallanziehhilfe, Seite 81			• JOBST WashCARE - Waschmittel, Seite 85 • JOBST SkinPro - Hautpflege, Seite 84			

FARBEN



Haut


Schwarz

Information zur Beratung von Patient*innen

Erfragen Sie die Bedürfnisse Ihrer Patienten

Eine tägliche Therapie erfordert Motivation und Vertrauen. Lassen Sie Ihre Patient*innen unsere JOBST Produkte neben der Basisversorgung testen und heben Sie den Mehrwert besonderer Trageeigenschaften beispielsweise von JOBST Opauque, JOBST UltraSheer oder JOBST Classic hervor. Wir unterstützen Sie gern bei Fragen oder Materialien.

HAFTBÄNDER Außen/Innen



Noppe

GRÖSSENTABELLE

Messpunkte ▼	Umfangsmaße in cm						Alle Umfänge & Längen in der Übersicht
	Größen						
	I	II	III	IV	V	VI	
cG Haftband	43 - 48	45 - 52	49 - 56	53 - 60	56 - 64	60 - 68	
cG Haftband weit	49 - 57	53 - 62	57 - 67	61 - 72	65 - 77	69 - 81	
cG	43 - 57	45 - 62	49 - 67	53 - 72	56 - 77	60 - 81	
cF	39 - 52	41 - 56	44 - 60	47 - 65	50 - 69	53 - 73	
cE	30 - 37	33 - 40	35 - 43	37 - 45	39 - 48	41 - 51	
cD	27 - 33	29 - 36	32 - 39	34 - 42	36 - 45	38 - 48	
cC	28 - 34	30 - 37	33 - 40	35 - 43	37 - 46	39 - 49	
cB'	23 - 27	24 - 29	26 - 32	29 - 35	31 - 37	33 - 39	
cB	18 - 20	20 - 22	22 - 24	24 - 26	26 - 28	28 - 30	
cY	26 - 31	28 - 33	29 - 35	31 - 37	32 - 38	33 - 40	
cA	17 - 22	19 - 24	21 - 26	23 - 29	25 - 32	27 - 34	
Längenmaße in cm							
AD	Länge	/D	Regular	39-45	Petite	34-39	
AG		/G	Regular	70-80	Petite	60-69	
AT / AG-T		/K	Regular	75-85	Petite	65-75	

JOBST Basic

Standardsortiment

Kompressionsklasse 1-2

Ausführung	Einheit	Hilfsmittelnummer und Zusätze	
		KKL 1	KKL 2
 Kniestrumpf AD mit Volant	Paar	17.06.01.0096	17.06.01.1155
 Kniestrumpf AD mit Noppenhaftband	Paar	17.06.01.0096 17.99.99.2008	17.06.01.1155 17.99.99.2008
 Oberschenkelstrumpf AG mit Noppenhaftband	Paar	17.06.03.0086 17.99.99.2008	17.06.03.1144 17.99.99.2008
 Hüftbefestigung AG-T	Stück	17.06.12.0086 17.99.99.2006	17.06.03.1144 17.99.99.2006
 Strumpfhose AT Hosenteil elastisch	Stück	17.06.04.0087	17.06.04.1135
 Strumpfhose AT/UM mit Schwangerschafts-hosenteil	Stück	17.06.04.0087 17.99.99.2019	17.06.04.1135 17.99.99.2019







Bestellformular



Das aktuelle Bestellformular finden Sie unter www.jobst.de/fachhandel/downloads oder bestellen Sie direkt im JOBST eShop unter eshop.jobst.de

Maßsortiment

Kompressionsklasse 1-2

Ausführung	Einheit	Hilfsmittelnummer und Zusätze	
		KKL 1	KKL 2
 Kniestrumpf AD mit Volant	Paar	17.06.10.0065	17.06.10.1095
 Kniestrumpf AD mit Noppenhaftband	Paar	17.06.10.0065 17.99.99.2008	17.06.10.1095 17.99.99.2008
 Oberschenkelstrumpf AG mit Noppenhaftband	Paar	17.06.12.0061 17.99.99.2008	17.06.12.1092 17.99.99.2008
 Hüftbefestigung AG-T	Stück	17.06.12.0061 17.99.99.2006	17.06.12.1092 17.99.99.2006
 Strumpfhose AT Hosenteil elastisch	Stück	17.06.13.0058	17.06.13.1088
 Strumpfhose AT/UM mit Schwangerschafts-hosenteil	Stück	17.06.13.0058 17.99.99.2019	17.06.13.1088 17.99.99.2019

Maßblatt



Das aktuelle Maßblatt finden Sie unter www.jobst.de/fachhandel/downloads oder bestellen Sie direkt im JOBST eShop unter eshop.jobst.de

JOBST UlcerCARE

Für die effektive Behandlung eines Ulcus cruris venosum

JOBST UlcerCARE ist ein 2in1 Kompressionssystem für die Therapie von venösem Ulkus / UCV. Kompressions- und Kompressionsunterziehstrumpf (Liner) erzielen in Kombination den nominalen Druck von 40 mmHG und bieten einen hohen Stiffness Faktor. Der hautfreundliche Liner kann aufgrund seiner leichten Kompression auch während der Ruhe- und Schlafphasen zur Ödemprävention getragen werden.



2in1-Therapiesystem

Für eine einfache Handhabung und hohe Compliance der Patient*innen.



Starker Halt für die Beine

Druck von 40 mmHG und hohe Stiffness unterstützen das Ödemmanagement und den Heilungsprozess.



Vereinfachtes Selbstmanagement der Patient*innen

Ermöglicht die Wundinspektion und vereinfacht den Verbandwechsel.

INDIKATION: CHRONISCHE VENENERKRANKUNG UND ULCUS CRURIS VENOSUM (UCV)


				C5	C6
				Abgeheiltes UCV	Florides UCV

DIE VERSORGUNG IN DER ÜBERSICHT

Ausführungen ▼	Standard		Maß		
	AD Kompressionsstrumpf	AD/U Unterziehstrumpf	AD Kompressionsstrumpf	AD/U Unterziehstrumpf	
KKL	Leichte Kompression zur Ödemprävention	●		●	
	KKL 3: 40 mmHg*	●	●		
Option	Mit Reißverschluss** links oder rechts	●	●		
	Ohne Reißverschluss	●	●	●	
Fußspitze	Offen	●	●		
	Geschlossen			●	
Informationen	Materialzusammensetzung	76% Nylon/Polyamid, 24% Spandex/Elasthan	79% Nylon/Polyamid, 16% Spandex/Elasthan, 5% Seide	40% Polyamid, 29% Baumwolle, 21% Elastodien, 10% Elasthan	58% Polyamid, 42% Elasthan
	Wäsche	bei 40°C waschbar 	bei 60°C waschbar 	bei 40°C waschbar 	bei 40°C waschbar
	Patient*innen entschieden sich auch für...	• JOBST Griphandschuhe, Seite 86 • JOBST Metallanziehhilfe, Seite 86		• JOBST WashCARE - Waschmittel, Seite 87 • JOBST SkinPro - Hautpflege, Seite 83	

*KKL 3 entsteht durch das gleichzeitige Tragen des Unterziehstrumpfes mit dem Kompressionsstrumpf
**Reißverschluss muss auf die ulkusfreie Seite. AD Maß mit Ziehring am Reißverschluss

FARBEN KOMPRESSIONSSTRUMPF STANDARD & Maß



Beige

Schwarz

FARBE UNTERZIEHSTRUMPF (LINER) STANDARD




Weiß

FARBE UNTERZIEHSTRUMPF (LINER) Maß



Caramel*



Schwarz

*entspricht farblich dem Beigeton des Kompressionsstrumpfes



Information zur Beratung von Patient*innen

Kompressions- & Unterziehstrumpf im Zusammenspiel

Eine spezielle Gestrick-Struktur im Wadenbereich des Kompressionsstrumpfes und im Schienbeinbereich des Unterziehstrumpfes lässt beide System-Komponenten besonders gut ineinandergreifen. Dies bietet einen hohen Tragekomfort und fördert die Akzeptanz der Patient*innen.



Anwendungshinweise

1. JOBST UlcerCARE wird als Kompressionssystem nach erfolgreicher Ödemreduktion durch Kompressionsbinden (Seite 88-91) empfohlen.
2. Offene Wunden müssen vor Anwendung mit einer Wundauflage abgedeckt werden. Therapielösungen für die Versorgung chronischer Wunden finden Sie bei Essity unter der Marke Cutimed® www.cutimed.de oder ww.medical.essity.de
3. Nach vollständiger Abheilung des venösen Ulkus wird empfohlen, weiterhin medizinische Kompression zu tragen.




GRÖSSENTABELLE STANDARDSORTIMENT

Messpunkte ▼	Umfangmaße in cm						
	Größen						
	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL
Wadenumfang (cC) in cm	29 - 35	34 - 41	40 - 47	46 - 54	48 - 56	50 - 58	52 - 60
Knöchelumfang (cB) in cm	18 - 21	21 - 24	24 - 27	27 - 30	30 - 33	33 - 36	36 - 39

JOBST UlcerCARE

Standardsortiment

Kompressionsklasse 3*

Ausführung	Hilfsmittelnummer und Zusätze	
	KKL 3*	
 Kniestrumpf AD (inkl. 2 Unterziehstrümpfe)	17.06.08.1007	
 Kniestrumpf AD mit Reißverschluss (inkl. 2 Unterziehstrümpfe)	17.06.08.1007 17.99.99.2015	
Leichte Kompression zur Ödemprävention		
 3 Unterziehstrümpfe (Liner) AD/U	17.99.99.2024	






Bestellformular



Das aktuelle Bestellformular finden Sie unter www.jobst.de/fachhandel/downloads oder bestellen Sie direkt im JOBST eShop unter eshop.jobst.de

Maßsortiment

Kompressionsklasse 3*

Ausführung	Hilfsmittelnummer und Zusätze	
	KKL 3*	
 Kniestrumpf AD (inkl. 2 Unterziehstrümpfe)	17.06.20.1004	
 Kniestrumpf AD mit schrägem Fuß (inkl. 2 Unterziehstrümpfe)	17.06.20.1004	
 Kniestrumpf AD mit Reißverschluss (inkl. 2 Unterziehstrümpfe)	17.06.20.1004 17.99.99.2015	
 Kniestrumpf AD mit Reißverschluss, mit schrägem Fuß (inkl. 2 Unterziehstrümpfe)	17.06.20.1004 17.99.99.2015	
Leichte Kompression zur Ödemprävention		
 1 Unterziehstrumpf (Liner) AD/U	17.99.99.2024	

Maßblatt



Das aktuelle Maßblatt finden Sie unter www.jobst.de/fachhandel/downloads oder bestellen Sie direkt im JOBST eShop unter eshop.jobst.de

*KKL 3 entsteht durch das gleichzeitige Tragen des Unterziehstrumpfes mit dem Kompressionsstrumpf

*KKL 3 entsteht durch das gleichzeitige Tragen des Unterziehstrumpfes mit dem Kompressionsstrumpf

JOBST FarrowWrap®

Einfache Anwendung zur Förderung des Selbstmanagements

JOBST FarrowWrap ist ein medizinisches adaptives Kompressionssystem (MAK) mit anpassbaren Klettbandagen aus strapazierfähigen Materialien, das dazu dient Schwellungen an den Extremitäten zu reduzieren und die Abheilung eines Ulcus cruris venosum zu fördern.



Leicht anzulegen

Klettverschlüsse unterstützen das einfache An- und Ausziehen.



Kurzzug-Technologie

Für hohen Arbeitsdruck auch bei niedrigem Ruhedruck.



Anpassbar

Klettverschlussystem ermöglicht eine Nachjustierung der Bänder.

INDIKATION: CHRONISCHE VENENERKRANKUNG UND ULCUS CRURIS VENOSUM (UCV)

	C3	C4	C5	C6
	Ödem	Hautveränderungen z.B. Pigmentierung	Abgeheiltes UCV	Florides UCV


INDIKATION: LYMPHÖDEM

Entstauungsphase	
------------------	--

DIE VERSORGUNG IN DER ÜBERSICHT

Ausführungen	Standard							
	Fußteil	Wadenteil	Oberschenkel-inkl. Knie- und Armteil	Handteil	Farrow Hybrid ADI	Farrow Liner AD	Farrow Liner AG	
Kompression								
LITE 20-30 mmHg	●	●	●	●	●			
CLASSIC 30-40 mmHg	●	●	●					
Liner		2x AD	2x AG					
Informationen	Materialzusammensetzung LITE: Gewebe: 82% Polyamid, 18% Elasthan; Schaumstoffpolster bei Knie- und Armteil: 100% Polyurethan. CLASSIC: 47% Baumwolle, 16% Polyester, 32% Polyamid, 5% Elasthan; Schaumstoffpolster bei Knie- und Armteil: 100% Polyurethan. Gewebe: 89% Polyamid, 11% Elasthan. Schaumstoff: 100% Polyurethan. 83% Polyamid, 17% Elasthan. 96% Polyamid, 4% Elasthan. 85% Baumwolle, 15% Elasthan.							
Wäsche	LITE: bei 30°C waschbar CLASSIC: Handwäsche bei 40°C waschbar							
Patient*innen entschieden sich auch für...	• JOBST WashCARE - Waschmittel, Seite 85 • JOBST SkinPro - Hautpflege, Seite 84							


FARBE KOMPRESSIONSSYSTEM



LITE - Beige

CLASSIC - Beige

FARBE UNTERZIEHSTRUMPF (LINER)



Beige (AD)

Weiß (AG)

FARBE FARROWHYBRID ADI



Taupe

NACHGEWIESENE PATIENTENZUFRIEDENHEIT¹

Eine Beobachtungsstudie hat gezeigt, dass 85 % der Patient*innen die FarrowWrap-Kompressionssysteme von JOBST einfach an ihre jeweiligen Bedürfnisse anpassen konnten. 73 % der Patient*innen haben die Anwendbarkeit mit **gut** oder **sehr gut** bewertet. So kann JOBST FarrowWrap eine geeignete Wahl für die Bewältigung der herausfordernden Probleme sein, welche mit venösen und lymphatischen Erkrankungen verbunden sind.

85 %
DER
PATIENT*INNEN



Information zur Beratung von Patient*innen

Nicht kompressiver Unterziehstrumpf (Liner): JOBST Farrow Liner AD & AG

In Kombination entweder mit JOBST FarrowWrap LITE oder CLASSIC wird ein Liner empfohlen, damit das Kompressionssystem nicht direkt auf der Haut aufliegt. Der Liner schützt die Haut und sorgt für ein angenehmes Hautgefühl. Der Liner ist beim Wadenteil paarweise in der Länge AD und beim Knie- inkl. Oberschenkelteil in der Länge AG im Lieferumfang enthalten. Zusätzliche Liner können über das Maßblatt paarweise dazu bestellt werden.

Unterziehstrumpf mit Fußkompression: JOBST FarrowHybrid ADI

FarrowHybrid ADI von JOBST ist ein Liner mit Fußkompression, der sich für milde bis mäßige Ödeme eignet. Auf den Fuß bis zum Knöchel wird eine Kompression von 20-30 mmHg ausgeübt, während die Wade keine Kompression erfährt. JOBST FarrowHybrid kann mit einem Wadenteil kombiniert werden.



Bitte beachten Sie:

JOBST FarrowWrap ist in verschiedenen Längentypen und Kompressionsstärken erhältlich. Es muss immer die gesamte Extremität mit medizinischer Kompression versorgt werden.

¹ Beobachtungsstudie JOBST FarrowWrap 2019, interne Daten.

JOBST FarrowWrap

MAßTABELLEN UNTERE EXTREMITÄTEN



JOBST FarrowWrap Fußteil

LITE: HiMi-Nr. 17.06.23.3006
CLASSIC: HiMi-Nr. 17.06.23.3007

Messpunkt (Angaben in cm)	XS	S	M	L	XL
c(A ₁) Mittelfuß- / Ristumfang	22-24	25-27	28-30	31-34	35-40
l(A) Fußlänge (standard)	16-17	17-18	19-20	20-21	22-23
l(A) Fußlänge (lang)	18-19	19-20	21-22	22-23	24-25



JOBST FarrowWrap Wadenteil

LITE: HiMi-Nr. 17.06.23.2006
CLASSIC: HiMi-Nr. 17.06.23.2007

Messpunkt (Angaben in cm)	XS	S	M	L	XL
c(C) Wadenumfang	36-43	42-50	48-58	53-63	58-68
c(B) Knöchelumfang	21-25	25-30	30-36	36-42	42-50
le(A-D) standard	33-37	35-39	37-41	39-43	39-43
le(A-D) lang	38-41	40-43	42-45	44-47	44-47



JOBST FarrowWrap Knieteil

LITE und CLASSIC
(bei Oberschenkelteil inkludiert)

Messpunkt (Angaben in cm)	XS	S	M	L	XL	XXL
c(E) Knieumfang	47-52	53-59	60-66	67-73	74-80	81-87
c(C) Wadenumfang	36-43	42-50	48-58	53-63	58-68	63-73



JOBST FarrowWrap Oberschenkelteil

LITE: HiMi-Nr. 17.06.23.4002
CLASSIC: HiMi-Nr. 17.06.23.4003

Messpunkt (Angaben in cm)	XS	S	M	L	XL	XXL
c(G) Oberschenkelumfang	60-70	65-75	70-80	75-90	85-100	95-110
c(E) Knieumfang	47-52	53-59	60-66	67-73	74-80	81-87
Länge (in cm)	kurz	standard	lang			
le(E-G)	16-20	21-26	27-31			



JOBST FarrowHybrid ADI Liner mit Fußkompression

Messpunkt (Angaben in cm)	S	M	L	XL
Schuhgröße	35-38	38-41	41-44	44-46
Länge (in cm)	standard	weit		
c(A ₁) Mittelfuß- / Ristumfang	20-27 cm	28-35 cm		

MAßTABELLEN OBERE EXTREMITÄTEN



JOBST FarrowWrap LITE Armteil

Hilfsmittel-Nummer beantragt

Messpunkt (Angaben in cm)	S	M	L
c(G) Achselumfang	22-31	29-39	32-45
c(E) Ellenbogenumfang	20-27	25-34	30-40
c(C) Handgelenksumfang	14-18	16-21	19-25
Länge (in cm)	kurz	standard	lang
le(C-G)	40-43	44-47	48-51



JOBST FarrowWrap LITE Handteil

Hilfsmittel-Nummer beantragt


Messpunkt (Angaben in cm)	XS	S	M	L
c(A) Umfang an den Fingergrundgelenken*	16-18	18-20	20-22	22-24
c(B) Mittelhandumfang (Höhe Daumenschwimmhaut)	17-19	19-21	21-23	23-26
c(C) Handgelenksumfang	15-18	17-20	19-22	22-24

Das aktuelle Maßblatt finden Sie unter www.jobst.de/fachhandel/downloads oder bestellen Sie direkt im JOBST eShop unter eshop.jobst.de




MESSPUNKTE

Untere Extremitäten



Oberer Extremitäten



le = Konturmessung (der Kontur folgend)
cE ist 10 cm oberhalb des Knies zu messen.
*Umfang Fingergrundgelenke mit flach aufliegender Hand.
Falls die Maße nicht eindeutig einer Größe zuzuordnen sind, sollte immer die kleinere der in Frage kommenden Größen gewählt werden.

JOBST CONFIDENCE

Die nächste Generation flachgestrickter Kompression

JOBST Confidence wurde mit der innovativen Contour Fit Technologie entwickelt. Die Kompressionsversorgungen lassen sich somit exakt an individuelle Körperformen anpassen und bieten mehr Tragekomfort und ein hohes Maß an Bewegungsfreiheit.



Contour Fit

Die innovative Contour Fit Stricktechnologie erlaubt es, die Versorgung optimal an individuelle Körperformen anzupassen.



Weich & Stabil

Hergestellt aus einem geschmeidigen, anpassungsfähigen Gestrick, welches zudem die Sicherheit einer festen Unterstützung gibt.



Feuchtigkeitsmanagement

Hochentwickeltes Feuchtigkeitsmanagement-System mit Doppelschichtaufbau für optimalen Tragekomfort.



Funktionszonen

Optionale und diskrete Funktionszonen sorgen für mehr Tragekomfort und Bewegungsfreiheit.

INDIKATION: LYMPHÖDEM UND LIPÖDEM


milde bis moderate Ausprägung

Ohne ausgeprägte Hautfalten und Verformungen

DIE VERSORGUNG IN DER ÜBERSICHT

Ausführungen	Maß									
	AB'	AD	AG	AG-HT	AT	BT / B'T	CT	E'T	CG'	AG'
KKL	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
KKL 1: 18 - 21 mmHg	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
KKL 2: 23 - 32 mmHg	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
KKL 3: 34 - 46 mmHg		●	●	●	●	●	●	●		
Haftband		●							●	●
SoftFit		●							●	●
Noppe			●						●	●
Fußspitze	●	●	●	●	●					
Offen	●	●	●	●	●					
Geschlossen	●	●	●	●	●					
Informationen	Materialzusammensetzung KKL 1: 59 % Polyamid, 26 % Polypropylen, 15 % Elasthan KKL 2: 48 % Polyamid, 32 % Polypropylen, 20 % Elasthan KKL 3: 45 % Polyamid, 32 % Polypropylen, 23 % Elasthan									
Wäsche	Die Trocknereignung können Sie dem Etikett des Kompressionsstrumpfes entnehmen. JOBST Kompressionsstrümpfe sollten wenn möglich täglich gewaschen werden.									
Patient*innen entschieden sich auch für...	<ul style="list-style-type: none"> • JOBST Grifhandschuhe, Seite 81 • JOBST Metallanziehhilfe, Seite 81 • JOBST WashCARE - Waschmittel, Seite 85 • JOBST SkinPro - Hautpflege, Seite 84 									

FARBEN




Beige




Caramel




Black



Jeans Heather



Red Heather




Anthracite Heather

HAFTBÄNDER Außen/Innen



SoftFit



Noppe



Information zur Beratung von Patient*innen

Anatomisch geformtes Hosenteil

Die JOBST Confidence Strumpfhose verfügt über eine ergonomisch gesetzte und neu entwickelte Nahtführung, die sich der natürlichen Körperform von Patient*innen mit Lymphödem und Lipödem individuell anpasst und für mehr Tragekomfort in der Leistengegend sorgt.



Information zum Sortiment

Spezielle Maße im Leibteil









Der passgenaue Sitz der JOBST Confidence Strumpfhose mit dem anatomisch geformten Hosenteil wird über spezielle Messpunkte ermöglicht. Hierfür sind die Maße /L und /L1 erforderlich. Wir unterstützen Sie beim Maßnehmen und stellen Ihnen gerne unsere JOBST Confidence Messhilfen, bestehend aus einer Anmesskarte, einem Anmessgürtel sowie Maßband-Schiebern zum Anmessen der JOBST Confidence Längentypen mit Hosenteil zur Verfügung. Sprechen Sie gerne den JOBST Außendienst oder das Lymphologie Team im JOBST Kundenservice an: 02822 / 607 - 111.

Maße /L und /L1	JOBST Confidence Messhilfen		
<p>*maximal 45% von /L</p>	<p>Anmesskarte</p>	<p>Anmessgürtel</p>	<p>Maßband-Schieber</p>

JOBST Confidence

Maßsortiment untere Extremitäten



Kompressionsklasse 1-3

Ausführung	Einheit	Hilfsmittelnummer		
		KKL 1	KKL 2	KKL 3
 Socke AB'	Stück	kassenspezifische Regelung		-
 Wadenstrumpf AD	Stück	17.06.14.0022	17.06.14.1033	17.06.14.2030
 Oberschenkelstrumpf AG	Stück	17.06.16.0022	17.06.16.1033	17.06.16.2030
+ Noppenhaftrand		17.99.99.2008		17.99.99.2008
 Einbeinhose AG-HT inkl. Beinring	Stück	17.06.16.0022 17.99.99.2009	17.06.16.1033 17.99.99.2009	17.06.16.2030 17.99.99.2009
+ anatomisch geformtes Hosenteil, inkl. Slipform		17.99.99.2026 17.99.99.2003		17.99.99.2026 17.99.99.2003
 Bermudahose E'T	Stück	17.06.19.0020	17.06.19.1029	17.06.19.2025
+ anatomisch geformtes Hosenteil, inkl. Slipform		17.99.99.2026 17.99.99.2003		17.99.99.2026 17.99.99.2003
 Caprihose CT	Stück	17.06.18.0020	17.06.18.1028	17.06.18.2024
+ anatomisch geformtes Hosenteil, inkl. Slipform		17.99.99.2026 17.99.99.2003		17.99.99.2026 17.99.99.2003
 Leggins BT/B'T	Stück	17.06.21.0020	17.06.21.1023	17.06.21.2020
+ anatomisch geformtes Hosenteil, inkl. Slipform		17.99.99.2026 17.99.99.2003		17.99.99.2026 17.99.99.2003
 Strumphose AT	Stück	17.06.17.0023	17.06.17.1032	17.06.17.2027
+ anatomisch geformtes Hosenteil, inkl. Slipform		17.99.99.2026 17.99.99.2003		17.99.99.2026 17.99.99.2003

Zusätze	Einheit	Hilfsmittelnummer
Geschlossene Fußspitze	Stück	17.99.99.2025
Schräger Fuß	Stück	kassenspezifische Regelung
Hallux Valgus Zone	Stück	kassenspezifische Regelung
Funktionszone Fuß/T-Ferse	Stück	17.99.99.2030
Funktionszone Knie	Stück	17.99.99.2028
Haftrand (AD: SoftFit/AG: Noppenhaftrand)	Stück	17.99.99.2008
Komprimierendes Leibteil	Stück	17.99.99.2003
Slipform/schräger Abschluss (AD und AG)	Stück	17.99.99.2026
Hodensack	Stück	17.99.99.2017
Eingriff	Stück	17.99.99.2018
Design-Elemente	Einheit	
Deco Line	Stück	-
Initialen	Stück	-
Florales Taillenband	Stück	-

Maßsortiment obere Extremitäten

Kompressionsklasse 1-2

Ausführung	Einheit	Hilfsmittelnummer	
		KKL 1	KKL 2
 Armstrumpf CG'	Stück	17.10.04.0043	17.10.04.1046
inkl. schrägem Abschluss		17.99.99.2026	
 Armstrumpf AG'	Stück	17.10.04.0043	17.10.04.104
ohne Finger, mit Daumen inkl. schrägem Abschluss		17.99.99.2011 17.99.99.2026	17.99.99.2011 17.99.99.2026

Zusätze	Einheit	Hilfsmittelnummer
Funktionszone Ellenbogen	Stück	17.99.99.2029
Haftrand (CG' & AG' SoftFit / Noppenhaftband)	Stück	17.99.99.2008
Design-Elemente	Einheit	
Deco Line	Stück	-
Initialen	Stück	-

Maßblatt



Das aktuelle Maßblatt finden Sie unter www.jobst.de/fachhandel/downloads oder bestellen Sie direkt im JOBST eShop unter eshop.jobst.de

FACHHANDEL NEWS



Seien Sie immer auf dem aktuellsten Stand mit einen Blick auf die JOBST Fachhandel News. www.jobst.de/fachhandel/news



JOBST ELVAREX®

UNTERE EXTREMITÄTEN

Das Original seit 1953 - Starke Kompression für eine feste Unterstützung.

Vertrauen Sie unserer bewährten Flachstrickqualität angepasst auf die individuellen Bedürfnisse von Patient*innen.



Starker Halt

Bietet Stabilität, die hilft, Hautfalten zu überbrücken.



Atmungsaktiv

Ermöglicht eine hohe Luftdurchlässigkeit.



Funktionszonen

Optionale Funktionszonen sorgen für mehr Tragekomfort und Flexibilität.



Mikro-Massage

Die strukturierte Oberfläche kann einen Mikro-Massage-Effekt auf der Haut ausüben, wodurch der Lymphabfluss unterstützt wird.

INDIKATION: LYMPHÖDEM UND LIPÖDEM


schwere Ausprägung

DIE VERSORGUNG IN DER ÜBERSICHT

Ausführungen	Standard*		Maß						
	AD	AG	AA	AD	AF	AG	AG-T	AG-HT	AT
KKL 1: 18 - 21 mmHg			●	●	●	●	●	●	●
KKL 2: 23 - 32 mmHg	●	●	●	●	●	●	●	●	●
KKL 3: 34 - 42 mmHg	●	●		●	●	●	●	●	●
KKL 3 forte: 38-46 mmHg				●	●	●	●	●	●
KKL 4: > 49 mmHg				●	●	●	●	●	●
KKL 4 super: > 70 mmHg				●	●	●	●	●	●
Haftband									
SoftFit				●					
Noppe		●		●	●	●	●	●	●
Mikronoppe				●	●	●			
Volant		●			●	●	●		
Fußspitze									
Offen	●	●		●	●	●	●	●	●
Geschlossen	●			●	●	●	●	●	●
Informationen	Materialzusammensetzung KKL 1: 72 % Polyamid, 16 % Elasthan, 12 % Elastodien KKL 2: 40 % Polyamid, 29 % Baumwolle, 21 % Elastodien, 10 % Elasthan; KKL 3: 41 % Baumwolle, 32 % Polyamid, 21 % Elastodien, 6 % Elasthan KKL 3 forte: 41 % Baumwolle, 27 % Polyamid, 26 % Elastodien, 6 % Elasthan KKL 4: 39 % Baumwolle, 30 % Elastodien, 26 % Polyamid, 5 % Elasthan; KKL 4 super: 39 % Baumwolle, 32 % Elastodien, 24 % Polyamid, 5 % Elasthan								
Wäsche									

*JOBST Elvarex Standard nur in beige verfügbar. AD Standard in regular (nur offene Fußspitze) und petite (offene & geschlossene Fußspitze) wählbar.

FARBEN



*Die melierten Farben sind nur für Beinversorgungen erhältlich.

HAFTBÄNDER Außen/Innen



i Mehr Details, welches Haftband die beste Wahl ist, finden Sie auf Seite 12 und 13.



Information zur Beratung von Patient*innen

Funktionszonen

Im JOBST Elvarex Sortiment können Funktionszonen für eine verbesserte Passform ausgewählt werden. Funktionszonen verringern Faltenbildungen, schützen besonders sensible Körperstellen und sorgen auf diese Weise für einen verbesserten Tragekomfort und mehr Bewegungsfreiheit.

Für die unteren Extremitäten: Slipform, Oberbein, Knie, T-Ferse, Schräger Fuß.



Abbildung: Funktionszone Knie



Information zum Sortiment

JOBST Elvarex Strumpfhose (AT)

JOBST Elvarex Strumpfhosen (AT) setzen sich aus zwei JOBST Elvarex AG-Beinversorgungen und einer JOBST Elvarex Leibbinde zusammen. Bei der Bestellung finden Sie auf Ihren Belegen zusätzlich zur Hilfsmittelnnummer die Bestandteile einzeln aufgeführt. Die nachfolgende Tabelle gibt einen detaillierten Überblick:





KKL	Hilfsmittelnr.	Bestandteile & KKL	Hilfsmittelnr.
1 x JOBST Elvarex Leibteil, KKL 1	17.99.99.2003 +	2 x JOBST Elvarex AG, KKL 1	17.06.17.0008
1 x JOBST Elvarex Leibteil, KKL 2		2 x JOBST Elvarex AG, KKL 2	17.06.17.1013
1 x JOBST Elvarex Leibteil, KKL 3		2 x JOBST Elvarex AG, KKL 3	17.06.17.2013
1 x JOBST Elvarex Leibteil, KKL 3 forte		2 x JOBST Elvarex AG, KKL 3 forte	17.06.17.2012
1 x JOBST Elvarex Leibteil, KKL 3 forte		2 x JOBST Elvarex AG, KKL 4	17.06.17.2013
		2 x JOBST Elvarex AG, KKL 4 super	17.06.17.2012

Bei JOBST Elvarex Strumpfhosen (AT) können die unterschiedlichen Kompressionsklassen miteinander kombiniert werden. Beispielsweise: 2xAG in der Kompressionsklasse 3 mit einer Leibbinde in der Kompressionsklasse 2.

JOBST Elvarex® untere Extremitäten






Standardsortiment

Kompressionsklasse 2-3


Ausführung	Einheit	Hilfsmittelnummer	
		KKL 2	KKL 3
 Wadenstrumpf AD	Paar	17.06.01.1017	17.06.01.2011
 Wadenstrumpf AD mit Pelotten	Paar	17.06.01.1017 17.99.99.0002	17.06.01.2011 17.99.99.0002
 Oberschenkelstrumpf AG	Paar	17.06.03.1025	17.06.03.2013
 Oberschenkelstrumpf AG mit Haftband	Paar	17.06.03.1025 17.99.99.2008	17.06.03.2013 17.99.99.2008

Maßsortiment AD



Kompressionsklasse 1-4 super

Ausführung	Einheit	Hilfsmittelnummer	
		KKL 1	KKL 2
 Wadenstrumpf AD	Stück	17.06.14.0008	17.06.14.1007
 Wadenstrumpf AD	Stück	KKL 3	KKL 3 forte
 Wadenstrumpf AD	Stück	17.06.14.2006	17.06.14.2016
 Wadenstrumpf AD	Stück	KKL 4	KKL 4 super
 Wadenstrumpf AD	Stück	17.06.14.3012	17.06.14.3011

Größentabelle









Umfangmaße in cm							Alle Umfänge & Längen in der Übersicht
Messpunkte ▼	Größen						
	4	5+6	7+8	9+10	11+12	13+14	
cG	42-44	46-48	50-52	54-56	58-60	62-64	
cF	39-41	42-44	45-47	48-50	51-53	54-56	
cE	29-31	32-34	35-37	38-40	41-43	44-46	
cD	26-28	29-31	32-34	35-37	38-40	41-43	
cC	29-30	31-33	34-36	37-39	40-42	43-45	
cB'	23-24	25-26	27-28	29-30	31-32	33-34	
cY	27-28	29-30	31-32	33-34	35-36	37-38	
cA+cB	18-19	20-21	22-23	24-25	26-27	28-29	
Längenmaße in cm							
AD	Länge	iD	Normal	40-43	Verkürzt	36-39	
AG		iG	69-74				
AG-T		iG	70-75				

Maßsortiment - Zehenteil

Ausführung	Einheit	Hilfsmittelnummer	
		KKL 1	KKL 2
 Zehenteil AA (ohne Zehen)	Stück	17.99.99.2004	17.99.99.2004
 Zehenteil AA (mit Zehen)	Stück	17.99.99.2004	17.99.99.2004

Maßsortiment AF und AG

Kompressionsklasse 1-4 super

Ausführung	Einheit	Hilfsmittelnummer	
		KKL 1	KKL 2
 Halbschenkelstrumpf AF	Stück	17.06.15.0008	17.06.15.1007
 Oberschenkelstrumpf AG	Stück	17.06.16.0008	17.06.16.1007
 Halbschenkelstrumpf AF	Stück	KKL 3	KKL 3 forte
 Oberschenkelstrumpf AG	Stück	17.06.15.2006	17.06.15.2014
 Oberschenkelstrumpf AG	Stück	17.06.16.2006	17.06.16.2016
 Halbschenkelstrumpf AF	Stück	KKL 4	KKL 4 super
 Oberschenkelstrumpf AG	Stück	17.06.15.3011	17.06.15.3010
 Oberschenkelstrumpf AG	Stück	17.06.16.3012	17.06.16.3011

Zusätze für JOBST Elvarex AD, AF, AG Versorgungsungen	Einheit	Hilfsmittelnummer
Kompressionspelotten	Paar	17.99.99.0002
Haftband (AF/AG)	Stück	17.99.99.2008
Haftbandstücke	Stück	17.99.99.2016
SoftFit (AD)	Stück	17.99.99.2008
Reißverschluss (AD, AF, AG)	Stück	17.99.99.2015
Geschlossene Fußspitze	Stück	17.99.99.2025
Schräger Fuß	Stück	kassenspezifische Regelung
T-Ferse (KKL 2-3 forte)	Stück	17.99.99.2030
Slipform	Stück	17.99.99.2026
Funktionszone Knie (KKL 2-4 super)	Stück	17.99.99.2028
Funktionszone Oberbein (AF/AG)	Stück	17.99.99.2027
Futterstoff*/Tasche** Y-Maß	Stück	17.99.99.2031
Futterstoff* Ferse	Stück	17.99.99.2031
Futterstoff*/Tasche** Fußbrücken	Stück	17.99.99.2031
Tasche** Schienbein	Stück	17.99.99.2031
Futterstoff*/Tasche** Kniekehle	Stück	17.99.99.2031


* Futterstoff: alle vier Seiten zugenäht

** Tasche: eine Seite offen

JOBST Elvarex® untere Extremitäten


Maßsortiment AG-T

Kompressionsklasse 1-4 super

Ausführung	Einheit	Hilfsmittelnummer und Zusätze	
		KKL 1	KKL 2
 Hüftbefestigung AG-T rechts / links (auch beidseitig)	Stück	17.06.16.0008 17.99.99.2006	17.06.16.1007 17.99.99.2006
		KKL 3	KKL 3 forte
	Stück	17.06.16.2006 17.99.99.2006	17.06.16.2016 17.99.99.2006
		KKL 4	KKL 4 super
Hüftbefestigung AG-T rechts / links (auch beidseitig)	Stück	17.06.16.3012 17.99.99.2006	17.06.16.3011 17.99.99.2006

Maßsortiment AG-HT

Kompressionsklasse 1-3 forte

Ausführung	Einheit	Hilfsmittelnummer und Zusätze	
		KKL 1	KKL 2
 Einbeinhose AG-HT inkl. Beinring inkl. kompr. Leibteil	Stück	17.06.16.0008 17.99.99.2003 17.99.99.2009	17.06.16.1007 17.99.99.2003 17.99.99.2009
		KKL 3	KKL 3 forte
Einbeinhose AG-HT inkl. Beinring inkl. kompr. Leibteil	Stück	17.06.16.2006 17.99.99.2003 17.99.99.2009	17.06.16.2016 17.99.99.2003 17.99.99.2009


Maßsortiment BT, B'T, CT, ET & FT

Kompressionsklasse 1-4 super

Ausführung	Einheit	Hilfsmittelnummer			
		KKL 1	KKL 2	KKL 3	KKL 3 forte
Leggins BT, B'T	Stück	17.06.21.0012	17.06.21.1014	17.06.21.2012	17.06.21.2013
Caprihose CT	Stück	17.06.18.0006	17.06.18.1008	17.06.18.2008	17.06.18.2009
Bermudahose ET	Stück	17.06.19.0006	17.06.19.1008	17.06.19.2008	17.06.19.2009
Radler FT	Stück	17.06.22.0010	17.06.22.1011	17.06.22.2012	17.06.22.2013
		KKL 4		KKL 4 super	
Leggins BT, B'T	Stück	17.06.21.3009		17.06.21.3010	
Caprihose CT	Stück	17.06.18.3006		17.06.18.3007	
Bermudahose ET	Stück	17.06.19.3006		17.06.19.3007	

Maßsortiment AT

Kompressionsklasse 1-4 super

Ausführung	Einheit	Hilfsmittelnummer und Zusätze	
		KKL 1	KKL 2
 Strumpfhose AT bestehend aus 2x AG Elvarex	Stück	17.06.17.0008	17.06.17.1013
	+ kompr. Leibteil ohne Beinring	17.99.99.2003	
		KKL 3	KKL 3 forte
Strumpfhose AT bestehend aus 2x AG Elvarex	Stück	17.06.17.2013	17.06.17.2012
+ kompr. Leibteil ohne Beinring	Stück	17.99.99.2003	
		KKL 4	KKL 4 super
Strumpfhose AT bestehend aus 2x AG Elvarex	Stück	17.06.17.3010	17.06.17.3009
+kompr. Leibteil ohne Beinring (bis maximal KKL 3 forte)	Stück	17.99.99.2003	

i Information zum Maßsortiment AT auch auf Seite 57

Zusätze für JOBST Elvarex AG-T, AG-HT, AT, BT, B'T, CT, ET, FT Versorgungen	Einheit	Hilfsmittelnummer
Kompressionspelotten (AG-T, AG-HT, AT)	Paar	17.99.99.0002
Haftband (exkl. AG-T)	Stück	17.99.99.2008
Haftbandstücke	Stück	17.99.99.2016
Hodensack (exkl. AG-T)	Stück	17.99.99.2017
Eingriff (exkl. AG-T)	Stück	17.99.99.2018
Geschlossene Fußspitze (AG-T, AG-HT, AT)	Stück	17.99.99.2025
Schräger Fuß (AG-T, AG-HT, AT)	Stück	kassenspezifische Regelung
T-Ferse (KKL 2-3 forte, AG-T, AG-HT, AT)	Stück	17.99.99.2030
Slipform	Stück	17.99.99.2026
Funktionszone Knie (KKL 2-4 super, exkl. ET und FT)	Stück	17.99.99.2028
Funktionszone Oberbein (exkl. AG-T, AG-HT)	Stück	17.99.99.2027
Futterstoff*/Tasche** Y-Maß (AG-T, AG-HT, AT)	Stück	17.99.99.2031
Futterstoff* Ferse (AG-T, AG-HT, AT)	Stück	17.99.99.2031
Futterstoff*/Tasche** Fußrücken (AG-T, AG-HT, AT)	Stück	17.99.99.2031
Tasche** Schienbein (AG-T, AG-HT, AT)	Stück	17.99.99.2031
Futterstoff*/Tasche** Kniekehle (exkl. ET, FT)	Stück	17.99.99.2031

* Futterstoff: alle vier Seiten zugenäht

** Tasche: eine Seite offen

Maßblatt



Das aktuelle Maßblatt finden Sie unter www.jobst.de/fachhandel/downloads oder bestellen Sie direkt im JOBST eShop unter eshop.jobst.de



JOBST ELVAREX®

OBERE EXTREMITÄTEN

Das Original seit 1953 - Starke Kompression für eine feste Unterstützung.

Vertrauen Sie unserer bewährten Flachstrickqualität angepasst auf die individuellen Bedürfnisse von Patient*innen.



Starker Halt

Bietet Stabilität, die hilft, Hautfalten zu überbrücken.



Atmungsaktiv

Ermöglicht eine hohe Luftdurchlässigkeit.



Funktionszonen

Optionale Funktionszonen sorgen für mehr Tragekomfort und Flexibilität.



Mikro-Massage

Die strukturierte Oberfläche kann einen Mikro-Massage-Effekt auf der Haut ausüben, wodurch der Lymphabfluss unterstützt wird.


INDIKATION: LYMPHÖDEM UND LIPÖDEM

schwere Ausprägung

DIE VERSORGUNG IN DER ÜBERSICHT

Ausführungen	Maß							
	AC¹	AE	AG	AG¹	AH	CG	CG¹	CH
KKL	KKL 1: 18 - 21 mmHg KKL 2: 23 - 32 mmHg							
Haftband	SoftFit Noppe Mikronoppe							
Informationen	Materialzusammensetzung KKL 1: 73 % Polyamid, 15 % Elasthan, 12 % Elastodien KKL 2: 70 % Polyamid, 20 % Elstodien, 10 % Elasthan Wäsche Die Trocknereignung können Sie dem Etikett des Kompressionsstrumpfes entnehmen. JOBST Kompressionsstrümpfe sollten wenn möglich täglich gewaschen werden. Patient*innen entschieden sich auch für... • JOBST WashCARE - Waschmittel, Seite 85 • JOBST SkinPro - Hautpflege, Seite 84							

FARBEN



Maßblatt



Das aktuelle Maßblatt finden Sie unter www.jobst.de/fachhandel/downloads oder bestellen Sie direkt im JOBST eShop unter eshop.jobst.de

HAFTBÄNDER Außen/Innen



i Mehr Details, welches Haftband die beste Wahl ist, finden Sie auf Seite 12 und 13.



Information zur Beratung von Patient*innen

Funktionszonen

Im JOBST Elvarex Sortiment können Funktionszonen für eine verbesserte Passform ausgewählt werden. Funktionszonen verringern Faltenbildungen, schützen besonders sensible Körperstellen und sorgen auf diese Weise für einen verbesserten Tragekomfort und mehr Bewegungsfreiheit.





Für die oberen Extremitäten: Oben schräg & Ellenbogen.



JOBST Elvarex® obere Extremitäten

Maßsortiment - Armstrumpf

Kompressionsklasse 1-2

Ausführung	Einheit	Hilfsmittelnummer und Zusätze	
		KKL 1	KKL 2
 Armstrumpf CG	Stück	17.10.04.0017	17.10.04.1018
 Armstrumpf CG' inkl. schrägem Abschluss	Stück	17.10.04.0017 17.99.99.2026	17.10.04.1018 17.99.99.2026
 Armstrumpf CH mit Kappe und BH-Befestigung* inkl. schrägem Abschluss	Stück	17.10.04.0018 17.99.99.2013 17.99.99.2026	17.10.04.1019 17.99.99.2013 17.99.99.2026
 Armstrumpf CH mit Kappe und Halterung inkl. schrägem Abschluss	Stück	17.10.04.0018 17.99.99.2013 17.99.99.2026	17.10.04.1019 17.99.99.2013 17.99.99.2026

*mit/ohne Klettverschluss



Zusätze für JOBST Elvarex Armstrumpf-Versorgungen	Einheit	Hilfsmittelnummer
Haftband	Stück	17.99.99.2008
Haftbandstücke	Stück	17.99.99.2016
SoftFit (CG', CG)	Stück	17.99.99.2008
Reißverschluss	Stück	17.99.99.2014
Funktionszone Ellenbogen (KKL 2)	Stück	17.99.99.2029
Futterstoff* Ellenbogen	Stück	17.99.99.2031
Futterstoff* Armbeuge	Stück	17.99.99.2031
Tasche** Armbeuge	Stück	17.99.99.2031

* Futterstoff: alle vier Seiten zugenäht

** Tasche: eine Seite offen

Maßsortiment - Handschuh

Kompressionsklasse 1-2

Ausführung	Einheit	Hilfsmittelnummer	
		KKL 1	KKL 2
 AC'	Ohne Finger, ohne Daumen	Stück	17.99.99.2010
	Ohne Finger, mit Daumen	Stück	17.99.99.2011
	Mit Finger, mit Daumen	Stück	17.99.99.2012
 AE	Ohne Finger, ohne Daumen	Stück	17.10.07.0006
	Ohne Finger, mit Daumen	Stück	17.10.09.0006
	Mit Finger, mit Daumen	Stück	17.10.08.0006

Zusätze für JOBST Elvarex Handschuh-Versorgungen	Einheit	Hilfsmittelnummer
Haftband (AE)	Stück	17.99.99.2008
Tasche** Handrücken	Stück	17.99.99.2031
Futterstoff* Handrücken	Stück	17.99.99.2031
Schräger Abschluss (AE)	Stück	17.99.99.2026

* Futterstoff: alle vier Seiten zugenäht

** Tasche: eine Seite offen

Maßsortiment - einteiliger Armstrumpf mit Handschuh

Kompressionsklasse 1-2

Ausführung	Einheit	Hilfsmittelnummer und Zusätze	
		KKL 1	KKL 2
 Armstrumpf AG	Ohne Finger, ohne Daumen	Stück	17.10.04.0017 17.99.99.2010
	Ohne Finger, mit Daumen	Stück	17.10.04.0017 17.99.99.2011
	Mit Finger, mit Daumen	Stück	17.10.04.0017 17.99.99.2012
 Armstrumpf AG' inkl. schrägem Abschluss	Ohne Finger, ohne Daumen	Stück	17.10.04.0017 17.99.99.2010 17.99.99.2026
	Ohne Finger, mit Daumen	Stück	17.10.04.0017 17.99.99.2011 17.99.99.2026
	Mit Finger, mit Daumen	Stück	17.10.04.0017 17.99.99.2012 17.99.99.2026
 Armstrumpf AH mit Kappe und Halterung inkl. schrägem Abschluss	Ohne Finger, ohne Daumen	Stück	17.10.04.0018 17.99.99.2010 17.99.99.2013 17.99.99.2026
	Ohne Finger, mit Daumen	Stück	17.10.04.0018 17.99.99.2011 17.99.99.2013 17.99.99.2026
	Mit Finger, mit Daumen	Stück	17.10.04.0018 17.99.99.2012 17.99.99.2013 17.99.99.2026

* Futterstoff: alle vier Seiten zugenäht

** Tasche: eine Seite offen

JOBST ELVAREX® PLUS

Zuverlässige und nahtlose Kompression

Lassen Sie Ihre Patient*innen den Tragekomfort von JOBST Elvarex Plus erleben, entwickelt mit der nahtlosen 3D-Stricktechnologie, für eine bessere Passform und unbeschwerte Momente.



Nahtlos

Reduziert das Risiko von Druckstellen und bietet mehr Bewegungsfreiheit.



Atmungsaktiv

Ermöglicht eine hohe Luftdurchlässigkeit.



3D-Technologie

Innovative 3D-Stricktechnik vermittelt das Gefühl einer zweiten Haut.



Ergonomische Anpassung

Angepasst an die individuellen Körperkonturen für eine verbesserte anatomische Passform.

INDIKATION: LYMPHÖDEM UND LIPÖDEM


milde bis moderate Ausprägung

schwere Ausprägung

DIE VERSORGUNG IN DER ÜBERSICHT

Ausführungen	Maß		
	AC ¹	AE	AA
KKL 1: 18 - 21 mmHg	●	●	●
KKL 2: 23 - 32 mmHg	●	●	●
Materialzusammensetzung	Untere Extremitäten KKL 1: 72 % Polyamid, 16 % Elasthan, 12 % Elastodien KKL 2: 40 % Polyamid, 29 % Baumwolle, 21 % Elastodien, 10 % Elasthan Obere Extremitäten KKL 1: 73 % Polyamid, 15 % Elasthan, 12 % Elastodien KKL 2: 70 % Polyamid, 20 % Elastodien, 10 % Elasthan		
Wäsche	Die Trocknereinigung können Sie dem Etikett des Kompressionsstrumpfes entnehmen. JOBST Kompressionsstrümpfe sollten wenn möglich täglich gewaschen werden.		
Patient*innen entschieden sich auch für...	• JOBST WashCARE - Waschmittel, Seite 85 • JOBST SkinPro - Hautpflege, Seite 84		

FARBEN HANDSCHUH UND ZEHENKAPPE



*Nur für Handversorgungen.

**Nur für Zehenversorgungen.

i Die JOBST Elvarex Plus Farbe Red wurde auf die JOBST Confidence Farbe Red Heather abgestimmt.



Information zur Beratung von Patient*innen

Der Handschuh

Die ergonomische Formgebung am Daumenansatz reduziert die Faltenbildung an der Daumenschwimmhaut für einen ungehinderten Griff. Anatomisch geformte Ballen sorgen für einen exakten Sitz durch die genaue Anpassung an die individuellen Erhebungen.



Die Zehenkappe

Stricktechnisch modellierte Zonen in den Zehenzwischenräumen sichern die optimale Formanpassung an sensiblen Stellen. Nahtlos gestrickte Zehenabschlüsse liegen exakt an und sind belastbar.



Maßsortiment

Kompressionsklasse 1-2

Ausführung	Einheit	Hilfsmittelnummer		
		KKL 1	KKL 2	
AC ¹	Ohne Finger, mit Daumen	Stück	17.99.99.2011	17.99.99.2011
	Mit Finger, mit Daumen	Stück	17.99.99.2012	17.99.99.2012
AE	Ohne Finger, mit Daumen	Stück	17.10.09.0007	17.10.09.1007
	Mit Finger, mit Daumen	Stück	17.10.08.0007	17.10.08.1007
AA	Mit vier Zehen	Stück	17.99.99.2004	17.99.99.2004
AA	Mit fünf Zehen	Stück	17.99.99.2004	17.99.99.2004
Zusatz		Einheit	Hilfsmittelnummer	
Schräger Abschluss (AE)		Stück	17.99.99.2026	




JOBST ELVAREX® SOFT

Zuverlässige und hautfreundliche Kompression


JOBST Elvarex Soft ist eine leichte, atmungsaktive und hautfreundliche Kompressionsversorgung, welche speziell für Patient*innen mit empfindlicher Haut entwickelt wurde.

FARBEN



*Nur bei Armversorgungen

HAFTBÄNDER Außen/Innen



i Mehr Details, welches Haftband die beste Wahl ist, finden Sie auf Seite 12 und 13.



Angenehm weich

Hautschonende Weichheit für optimalen Tragekomfort.



Einfaches Anziehen für Beine

Material unterstützt das Anziehen.



Mikro-Massage

Die strukturierte Oberfläche kann einen Mikro-Massage-Effekt auf der Haut ausüben, wodurch der Lymphabfluss unterstützt wird.



Atmungsaktiv

Ermöglicht eine hohe Luftdurchlässigkeit.

INDIKATION: LYMPHÖDEM UND LIPÖDEM

milde bis moderate Ausprägung

Ohne ausgeprägte Hautfalten und Verformungen

DIE VERSORGUNG IN DER ÜBERSICHT

Ausführungen	Maß							
	AD	AG	AG-T	AT	BT & B'T	CT	ET	CG ¹
KKL								
KKL 1: 18 - 21 mmHg	●	●	●	●	●	●	●	●
KKL 2: 23 - 32 mmHg	●	●	●	●	●	●	●	●
KKL 3: 34 - 46 mmHg	●	●	●	●	●	●	●	●
Haftband								
SoftFit	●							●
Noppe	●	●						●
Micronoppe	●	●						●
Fußspitze								
Offen	●	●	●	●				
Geschlossen	●	●	●	●				
Informationen	<p>Untere Extremitäten: KKL 1: 70% Polyamid, 30% Elasthan KKL 2: 65% Polyamid, 35% Elasthan KKL 3: 60% Polyamid, 40% Elasthan</p> <p>Obere Extremitäten: KKL 1: 70% Polyamid, 30% Elasthan KKL 2: 65% Polyamid, 35% Elasthan</p> <p>Die Trocknereignung können Sie dem Etikett des Kompressionsstrumpfes entnehmen. JOBST Kompressionsstrümpfe sollten wenn möglich täglich gewaschen werden.</p> <p>Wäsche </p> <p>Patient*innen entschieden sich auch für...</p> <ul style="list-style-type: none"> • JOBST Griphandschuhe, Seite 81 • JOBST Metallanziehhilfe, Seite 81 • JOBST WashCARE - Waschmittel, Seite 85 • JOBST SkinPro - Hautpflege, Seite 84 							

Information zur Beratung von Patient*innen

Anatomische Fußspitze

Die Maßprodukte aus dem JOBST Elvarex Soft und dem JOBST Elvarex Sortiment bieten für einen bestmöglichen Tragekomfort eine anatomisch geformte Fußspitze für den geraden als auch für den schrägen Fußabschluss. Bitte geben Sie beim Ausfüllen des Maßblattes immer die Länge /Z an!



Information zum Sortiment

Farbakzente mit der Schließnaht setzen

Für die Beinversorgungen des Längentyps AD und AG können bei JOBST Elvarex Soft und JOBST Elvarex mit farbigen Schließnähten modische Akzente gesetzt werden.










JOBST Elvarex Soft Kompressionsstrumpf in Beige und die Schließnaht in den Farben Dunkelbraun, Schwarz, Dunkelblau, Grau oder Cranberry wählen.

JOBST Elvarex Kompressionsstrumpf in Beige, Caramel, Bronze, Dunkelbraun, Schwarz, Grau, Dunkelblau oder Cranberry mit einer Schließnaht in den Farben Beige, Caramel, Bronze, Dunkelbraun, Schwarz, Grau, Dunkelblau oder Cranberry kombinieren.



Maßsortiment untere Extremitäten


Kompressionsklasse 1-3

Ausführung	Einheit	Hilfsmittelnummer		
		KKL 1	KKL 2	KKL 3
 Wadenstrumpf AD	Stück	17.06.14.0015	17.06.14.1020	17.06.14.2021
 Oberschenkelstrumpf AG	Stück	17.06.16.0015	17.06.16.1020	17.06.16.2021
+ Slipform		17.99.99.2026		
 AG-T Hüftbefestigung rechts / links (auch beidseitig)	Stück	17.06.16.0015 17.99.99.2006	17.06.16.1020 17.99.99.2006	17.06.16.2021 17.99.99.2006
AG-T	Stück	17.06.16.0015	17.06.16.1020	17.06.16.2021
 Hüftbefestigung rechts / links (auch beidseitig) Volle Kompression	Stück	17.99.99.2006 17.99.99.2003		
 Strumpfhose AT	Stück	17.06.17.0015	17.06.17.1018	17.06.17.2018
+ Slipform		17.99.99.2026		
 Leggins BT, B'T	Stück	17.06.21.0013	17.06.21.1015	17.06.21.2014
+ Slipform		17.99.99.2026		
 Caprihose CT	Stück	17.06.18.0013	17.06.18.1016	17.06.18.2016
+ Slipform		17.99.99.2026		
 Bermudahose ET	Stück	17.06.19.0013	17.06.19.1016	17.06.19.2016
+ Slipform		17.99.99.2026		
 Radler FT	Stück	17.06.22.0011	17.06.22.1011	17.06.22.2012
+ Slipform		17.99.99.2026		

Zusätze	Einheit	Hilfsmittelnummer
Haftband	Stück	17.99.99.2008
Haftbandstücke	Stück	17.99.99.2016
SoftFit (AD)	Stück	17.99.99.2008
Funktionszone Oberbein (AG)	Stück	17.99.99.2027
Schräger Fuß	Stück	kassenspezifische Regelung
mit Durchziehgummi	Stück	-
Geschlossene Fußspitze	Stück	17.99.99.2025
T-Ferse	Stück	17.99.99.2030

Maßsortiment obere Extremitäten

Kompressionsklasse 1- 2

Ausführung	Einheit	Hilfsmittelnummer	
		KKL 1	KKL 2
 Armstrumpf CG' inkl. schrägem Abschluss	Stück	17.10.04.0028	17.10.04.1029
17.99.99.2026			

Zusätze	Einheit	Hilfsmittelnummer
Haftband	Stück	17.99.99.2008
Haftbandstücke	Stück	17.99.99.2016
SoftFit	Stück	17.99.99.2008
Futterstoff* Ellenbogen	Stück	17.99.99.2031
Futterstoff* Armbeuge	Stück	17.99.99.2031

*Futterstoff: alle vier Seiten zugenäht

Maßblatt

Das aktuelle Maßblatt finden Sie unter www.jobst.de/fachhandel/downloads oder bestellen Sie direkt im JOBST eShop unter eshop.jobst.de



JOBST ELVAREX® SOFT SEAMLESS

Zuverlässige und hautfreundliche Kompression

Die innovativen und flachgestrickten JOBST Elvarex Soft Seamless Kompressionsfußkappen und Kompressionshandschuhe werden für einen hohen Tragekomfort nach Maß gefertigt und ganz ohne Naht hergestellt.



Nahtlos

Aus einem Stück ohne Nähte gefertigt zur optimalen Ödemkontrolle und für ein exzellentes Tragegefühl.



Angenehm weich

Hautschonende Weichheit für optimalen Tragekomfort.



Mikro-Massage

Die strukturierte Oberfläche kann einen Mikro-Massage-Effekt auf der Haut ausüben, wodurch der Lymphabfluss unterstützt wird.



Atmungsaktiv


Ermöglicht eine hohe Luftdurchlässigkeit.

INDIKATION: LYMPHÖDEM UND LIPÖDEM

milde bis moderate Ausprägung

Ohne ausgeprägte Hautfalten und Verformungen

FARBEN



*Nur bei Armversorgungen

Maßblatt



Das aktuelle Maßblatt finden Sie unter www.jobst.de/fachhandel/downloads oder bestellen Sie direkt im JOBST eShop unter eshop.jobst.de



Information zur Beratung von Patient*innen

Optimierte Abschlüsse

Die spezielle Komfortzone im Abschlussbereich ermöglicht ein bequemes Anziehen und Tragen der Versorgung in Verbindung mit Arm- oder Bein Kompressionsversorgungen. Finger- und Zehenabschlüsse sind flach verarbeitet, tragen nicht auf und verhindern eine Rollneigung.

DIE VERSORGUNG IN DER ÜBERSICHT

	Ausführungen ▼	Maß		
KKL	KKL 1: 18 - 21 mmHg	●	●	●
	KKL 2: 23 - 32 mmHg	●	●	●
Informationen	Materialzusammensetzung	KKL 1: 70 % Polyamid, 30 % Elasthan KKL 2: 65 % Polyamid, 35 % Elasthan		
	Wäsche	Die Trocknereinigung können Sie dem Etikett des Kompressionsstrumpfes entnehmen. JOBST Kompressionsstrümpfe sollten wenn möglich täglich gewaschen werden.		
	Patient*innen entschieden sich auch für...	<ul style="list-style-type: none"> • JOBST WashCARE - Waschmittel, Seite 85 • JOBST SkinPro - Hautpflege, Seite 84 		

Maßsortiment

Kompressionsklasse 1-2

Ausführung	Einheit	Hilfsmittelnummer	
		KKL 1	KKL 2
Handschuh AC ¹ ohne Finger, mit Daumen	Stück	17.99.99.2011	17.99.99.2011
Handschuh AC ¹ mit Finger, mit Daumen	Stück	17.99.99.2012	17.99.99.2012
Langer Handschuh AE ohne Finger, mit Daumen	Stück	17.10.09.0008	17.10.09.1008
Langer Handschuh AE mit Finger, mit Daumen	Stück	17.10.08.0008	17.10.08.1009
Zehnkappe AA mit vier Zehen	Stück	17.99.99.2004	17.99.99.2004




JOBST RELAX

Kompression für die Ruhe- und Nachtphasen

Maßgefertigte und flachgestrickte Kompressionsstrümpfe für das Lymphödemmanagement in Ruhephasen. JOBST Relax wurde entwickelt, um die Ödemreduktion aufrechtzuerhalten und der Flüssigkeitsansammlung in der Nacht entgegenzuwirken.

FARBEN



SCHUTZ UND AUFBEWAHRUNG



JOBST Relax wird in einem Satinbeutel mit Kordelzug zum Schutz und zur Aufbewahrung der Kompressionsversorgung geliefert.

Maßblatt



Das aktuelle Maßblatt finden Sie unter www.jobst.de/fachhandel/downloads oder bestellen Sie direkt im JOBST eShop unter eshop.jobst.de



Polsterung

Polsterndes Material bietet Komfort.



Mikro-Massage

Die strukturierte Oberfläche kann einen Mikro-Massage-Effekt auf der Haut ausüben, wodurch der Lymphabfluss unterstützt wird.



Atmungsaktiv

Ermöglicht eine hohe Luftdurchlässigkeit.



Einfaches Anziehen für Beine & Arme

Material unterstützt das Anziehen.

INDIKATION: LYMPHÖDEM

ZEITRAUM: NACHTS

DIE VERSORGUNG IN DER ÜBERSICHT


Ausführungen	Maß			
	AG ¹	CG ¹	AD	AG
15-20 mmHg	●	●	●	●
20-30 mmHg			●	●
Informationen	Materialzusammensetzung			
	15-20 mmHg: 70% Polyamid, 30% Elasthan 20-30 mmHg: 65% Polyamid, 35% Elasthan			
	Wäsche			
Patient*innen entschieden sich auch für...		<ul style="list-style-type: none"> • JOBST WashCARE - Waschmittel, Seite 85 • JOBST SkinPro - Hautpflege, Seite 84 		



Information zur Beratung von Patient*innen

Monofilament-Zwischenschicht

Eine besondere Eigenschaft, die JOBST Relax von anderen Nachtlösungen unterscheidet, ist die Monofilament-Zwischenschicht. Gemeinsam mit feuchtigkeitsregulierenden Garnen werden Wärme und Schweiß auf diese Weise besonders gut von der Haut abtransportiert. Das anpassungsfähige Material sorgt für Bewegungsfreiheit in der Nacht, die Flachstrickeigenschaften reduzieren die Gefahr der Faltenbildung und Einschnürung.



MASS-SORTIMENT OBERE EXTREMITÄTEN

Ausführung	Einheit	Kompressionsdruck
Armstrumpf AG ¹	Stück	15-20 mmHg
Armstrumpf CG ¹	Stück	15-20 mmHg

MASS-SORTIMENT UNTERE EXTREMITÄTEN

Ausführung	Einheit	Kompressionsdruck
Wadenstrumpf AD	Stück	15-20 mmHg / 20-30 mmHg
Wadenstrumpf AD inkl. Reißverschluss	Stück	15-20 mmHg / 20-30 mmHg
Oberschenkelstrumpf AG	Stück	15-20 mmHg / 20-30 mmHg
Oberschenkelstrumpf AG inkl. Reißverschluss	Stück	15-20 mmHg / 20-30 mmHg

JOBST Travel

Kompression auf Reisen

JOBST Travel sind medizinische Kompressionsstrümpfe und können helfen dem Risiko einer Reisthrombose vorzubeugen (Prävention), damit Reisende gesund und erholt am Ziel ankommen.



Helfen Schwellungen zu minimieren

Unterstützen spürbar die Blutzirkulation in den Beinen und erleichtern den Blutrückfluss zum Herzen.



Reisen

Speziell entwickelt, um den Auswirkungen von Inaktivität während einer Reise entgegenzuwirken.



Baumwolle

Die feinen Garne bestehen zu 33% aus Baumwolle für einen wohltuenden Tragekomfort.



DAS SORTIMENT IM ÜBERBLICK

Ausführung	Schuhgröße	Einheit	Material	Kompressionsdruck
AD Beige Navy Schwarz	1 (37/38) 2 (39/40) 3 (41/42) 4 (43/44) 5 (45/46)	Paar	55 % Polyamid 33 % Baumwolle 12 % Elasthan	Der Kompressionsdruck im Fesselbereich beträgt zwischen 15-20 mmHg.

Information zur Beratung von Kund*innen

Wohltuender Tragekomfort für Reisende

JOBST Travel sind hochwertige Kniestrümpfe, die dabei helfen den venösen Blutfluss in den Beinvenen auf Reisen zu verbessern, um unangenehme Schwellungen an Beinen und Füßen zu vermeiden und um das Risiko einer tiefen Venenthrombose zu reduzieren. Das atmungsaktive Material fühlt sich angenehm weich an und der hohe Baumwollanteil sorgt für einen wohltuenden Tragekomfort.

GRÖSSENTABELLE

Messpunkt ▼	Größe ►	1	2	3	4	5
Wadenumfang (cC) in cm		27-37	30-40	33-43	36-46	39-49
Knöchelumfang (cB) in cm		18-21	20-23	22-25	24-27	26-29
Schuhgröße in cm		37-38	39-40	41-42	43-44	45-46

JOBST Sport

Sportkompression

JOBST Sport sind medizinische Kompressionsstrümpfe und können damit helfen den Blutfluß zu verbessern und Schwellungen entgegenzuwirken. Sie helfen, die Durchblutung zu verbessern und Schwellungen zu reduzieren.



Helfen Schwellungen zu minimieren

Anatomisch gepolsterter Fuß- und Fersenbereich, sowie extraflache Zehennaht für hohen Komfort bei Aktivitäten.



Medizinische Kompression

Gradueller Druckverlauf zur Unterstützung der Blutzirkulation und Reduktion von Schwellungen.



Geruchskontrolle

Zuverlässige Geruchskontrolle für ein besseres Frischegefühl.



DAS SORTIMENT IM ÜBERBLICK

Ausführung	Schuhgröße	Einheit	Material	Kompressionsdruck
AD Pink / Grau Royalblau / Grau Weiß / Grau Schwarz / Grau Schwarz / Cool Black	S (37-40) M (39-42) L (41-44) XL (42-46)	Paar	60% Nylon 30% Polyester 10% Elasthan	Der Kompressionsdruck im Fesselbereich beträgt zwischen 15-20 mmHg.

Information zur Beratung von Kund*innen

Sportlicher Laufkomfort für Aktive

JOBST Sport Kniestrümpfe sind mit einem anatomisch gepolsterten Fuß- und Fersenbereich, einem nahtlosen Zehenbereich und einer effektiven Geruchskontrolle ausgestattet. Der graduelle Druckverlauf unterstützt die Blutzirkulation wodurch mehr Sauerstoff und mehr Nährstoffe zu den Muskeln geleitet werden. Der erhöhte Sauerstoffgehalt kann die Leistungs- und Regenerationsfähigkeit von Muskeln steigern.

GRÖSSENTABELLE

Messpunkt ▼	Größe ►	S	M	L	XL
Wadenumfang (cC) in cm		28-38	30-42	32-46	34-50
Knöchelumfang (cB) in cm		18-21	21-25	25-29	29-33
Schuhgröße in cm		37-40	39-42	41-44	42-46

Anziehhilfen und Pflege

Setzen Sie mit JOBST Produkten neue Impulse für das Selbstmanagement Ihrer Kund*innen.

Ein sorgsamer Umgang mit Kompressionsversorgungen, die richtige Wahl einer Hautpflege, der richtige Einsatz von An- und Ausziehhilfen sowie der Gebrauch von Zubehörprodukten können während der Therapie eine wichtige Rolle spielen.

Aus diesem Grund bieten wir JOBST Qualitätsprodukte an, die Ihren Kund*innen das Leben mit Kompression erleichtern.



Hautkleber

JOBST Ultrana HaftFix



FESTER HALT DEN GANZEN TAG

Der Hautkleber wird direkt zwischen Haut und Kompressionsstrumpf aufgetragen und sichert den Halt. JOBST Ultrana HaftFix kommt in einer praktischen Roll-on-Flasche, die das Auftragen an Armen und Beinen auch mit einer Hand einfach macht.

Der Klebestift für Kompressionsstrümpfe enthält ein besonders hautverträgliches Mittel, das mit Wasser einfach abwaschbar ist und keine Flecken hinterlässt. Der Kleber trocknet flexibel und geschmeidig. Dadurch passt er sich den Körperbewegungen an und ist sehr angenehm zu tragen.

- In praktischer Roll-on-Flasche
- Guter Halt den ganzen Tag
- Besonders hautverträglich
- Einfache Anwendung
- Problemlos abwaschbar
- Bleibt flexibel und geschmeidig

Einheit	Hilfsmittelnummer	Bestellnummer
6 Flaschen a 60ml	17.06.07.0008	77400-00026-00

Pflege

JOBST SkinPro Hautpflege

DIE PFLEGESERIE FÜR EIN GUTES HAUTGEFÜHL

Jede Kompressionstherapie bedeutet eine zusätzliche Herausforderung für die Haut, denn auch wenn unsere atmungsaktiven Qualitäten den Tragekomfort in den letzten Jahren deutlich verbessert haben und zugleich die Hautbelastung verringern, kann eine Kompressionsversorgung das natürliche Gleichgewicht der Haut beeinflussen.

Um den natürlichen Schutzmantel der Haut zu erhalten, empfehlen wir unsere Pflegeserie JOBST SkinPro - damit Ihre Kund*innen je nach Bedarf die Haut mit Feuchtigkeit versorgen, erfrischen oder intensiv pflegen können:



JOBST SkinPro Body Lotion - mit den glättenden und nährenden Eigenschaften von Olivenöl. Zum Schutz der Haut nach dem Baden oder Duschen.

Weitere Bestandteile sind:

- Panthenol
- Vitamin E
- Sheabutter
- Urea



JOBST SkinPro Body Gel - mit den erfrischenden Eigenschaften von Menthol. Reduziert Spannungsgefühl und Empfindlichkeit der Haut.

Weitere Bestandteile sind:

- Campher
- Eukalyptusöl
- Pfefferminzöl



JOBST SkinPro Foot Cream - mit den pflegenden Eigenschaften von Aloe Vera. Geeignet für beanspruchte Füße und besonders den Fersenbereich - Rosskastanienextrakt steigert das Feuchthaltevermögen der Haut.

Weitere Bestandteile sind:

- Sheabutter
- Avocadoöl
- Urea - Vitamin E
- Vitamin A
- Panthenol

Ausführung	Einheit	Bestellnummer
JOBST® SkinPro Body Lotion	Display mit 6 Tuben à 150ml	77400-00019-01
JOBST® SkinPro Foot Cream	Display mit 6 Tuben à 100ml	77400-00020-01
JOBST® SkinPro Body Gel	Display mit 6 Tuben à 100ml	77400-00021-01
JOBST® SkinPro Body Lotion	50 Doppelsachets à 2 x 7,5ml	77400-00023-02
JOBST® SkinPro Foot Cream	50 Sachets à 8ml	77400-00024-02
JOBST® SkinPro Body Gel	50 Sachets à 8ml	77400-00025-02

Labortests haben bestätigt - die Rezeptur der JOBST SkinPro Pflegeserie ist mit Ihrer JOBST Kompressionsversorgung kompatibel.

Anziehhilfen

An- und Ausziehhilfen von Arion

Die Qualitätsprodukte von Arion zeichnen sich durch eine einfache und bequeme Handhabung aus. Möglich wird dies u. a. durch das gleitfähige Material und die innovative, magnetische Schließung der Produkte. Ob für Arm- oder Beinversorgungen, Arion-Produkte sind auf die individuellen Bedürfnisse Ihrer Kunden zugeschnitten.



Arion Easy-Slide

Anziehhilfe für Strümpfe mit offener Fußspitze. Reduziert die körperliche Belastung.

Größe/Schuhgröße	Bestellnummer
Extra Small / < 33	79658-00003-01
Small / 34-36	79658-00004-01
Medium / 37-38,5	79658-00002-03
Large / 39-41	79659-00002-03
Extra Large / ≥ 42	79660-00001-03
Hilfsmittelnummer	
02.40.01.3005	



Arion Sim-Slide

An- und Ausziehhilfe für Strümpfe mit offener Fußspitze. Eine zweite Materialschicht auf der Innenseite erleichtert die Anwendung.

Größe/Schuhgröße	Bestellnummer
Small / ≤ 34-36	70633-00001-01
Medium / 37-38,5	70633-00002-01
Large / 39-41	70633-00003-01
Extra Large / ≥ 42	70633-00004-01
Hilfsmittelnummer	
02.40.01.3022	



Arion Magnide

Anziehhilfe für Strümpfe mit geschlossener Fußspitze. Sie verfügt über eine magnetische Schließung, die die Handhabung vereinfacht.

Größe/Schuhgröße	Bestellnummer
Medium / ≤ 38	79571-00000-01
Large / 39-43	79571-00001-01
Extra Large / ≥ 44	79571-00002-01
Hilfsmittelnummer	
02.40.01.3027	



Arion Magnide 2in1

An- und Ausziehhilfe für Strümpfe mit geschlossener Fußspitze. Durch den Klettverschluss kann sie leicht fixiert werden.

Größe/Schuhgröße	Bestellnummer
Medium / ≤ 38	79571-00010-01
Large / 39-43	79571-00011-01
Extra Large / ≥ 44	79571-00012-01
Hilfsmittelnummer	
02.40.01.3056	



Arion SlideX*

Zusätzliche Anwendungshilfe für Pflegekräfte zum An- und Ausziehen von Strümpfen mit offener und geschlossener Fußspitze.

Größe / Beinumfang	Bestellnummer
Medium / ≤ 40 cm	79571-00006-01
Large / ≤ 60 cm	79571-00007-01
Hilfsmittelnummer	
02.40.01.3037	

* Nur zu verwenden in Kombination mit den Produkten: Easy-Slide, Sim-Slide, Magnide, Magnide 2 in 1



Arion Easy-Slide Kids

Anziehhilfe für Arm- oder Beinversorgungen von Kindern und als Anzieh-Adaptionshilfe für die Eltern.

Größe/Länge	Bestellnummer
Extra Small / 29,5 cm	79571-00008-01
Small / 39,5 cm	79571-00009-01
Hilfsmittelnummer	
02.40.01.3048	



Arion Easy-Off

Ausziehhilfe für Strümpfe mit offener und geschlossener Fußspitze. Besonders robust und einfach zu handhaben.

Größe/Schuhgröße	Bestellnummer
Small / 34-37	79570-00000-01
Medium / 38-41	79570-00001-01
Large / 42-45	79570-00002-01
Hilfsmittelnummer	
02.40.01.3010	



Arion Easy-Slide Arm

Anziehhilfe für Armstrümpfe. Das glatte Material sorgt für einen ausgesprochen geringen Reibungswiderstand.


Größe/Armlänge/Umfang	Bestellnummer
Medium / 59-67 cm / ≤ 45,6 cm	79661-00002-03
Large / > 67 cm / ≤ 57,6 cm	75100-00001-01
Hilfsmittelnummer	
02.40.01.3005	



Information zur Beratung von Kund*innen

Ihre Arion Produktübersicht

Fragen Sie Ihre*n JOBST Ansprechpartner*in nach unserer Arion Produktübersicht mit allen wichtigen Informationen zu Pflege, Garantie, Vorteilen und Anwendung. Bestellnummer: 70321-00009-00



Anziehhilfen

JOBST GripHandschuhe

UNTERSTÜTZUNG UND SCHUTZ BEIM ANZIEHEN



Für das leichte und schonende Anziehen der Kompressionsversorgung.

Größe	Einheit	Bestellnummer
XS	1 Paar	77400-00027-00
S		77400-00028-00
M		77400-00029-00
L		77400-00030-00
XL		77400-00031-00


60% Latex, 40% Nylon

JOBST Metallanziehhilfe

ANZIEHHILFE FÜR KOMPRESSIONSSTRÜMPFE



Für ein schnelles, schmerzfreies und schonendes Anziehen der Kompression. Mit wenig Kraftaufwand Knie- und Oberschenkelstrümpfe anziehen – geeignet für verschiedene Beinformen.



Größe	Einheit	Hilfsmittelnummer	Bestellnummer
Normal	Stück	02.40.01.3063	79668-00000-01
Groß	Stück		79668-00004-01

JOBST Seidenanziehhilfe



- Nur für Kompressionsversorgungen ohne Spitze
- Für ein leichteres und einfacheres über den Fuß ziehen
- Reduziert den Widerstand zwischen der Haut des Patienten und der Kompression - für spürbar weniger Irritationen



Ausführung	Einheit	Bestellnummer
Einzelverpackung	Stück	78463-00001-01

Kompressionspflege

JOBST WashCARE

ZUR PFLEGE VON KOMPRESSIVVERSORGUNGEN



JOBST WashCARE ist ein pflegendes Waschmittelkonzentrat, das sich hervorragend für die Reinigung von Kompressionsversorgungen eignet.

- Spezielle waschaktive Substanzen und Pflegestoffe reinigen und schützen die hochwertigen Garne.
- JOBST WashCARE ist hautfreundlich, pH-neutral und verleiht Kompressionsversorgungen einen angenehm frischen Duft.
- Eine Flasche reicht für ca. 125 Handwäschen.

Ausführung	Einheit	Bestellnummer
Thekendisplay	6 Flaschen à 250 ml	77400-00002-01
Sachet	50 Sachets à 15 ml	16923-00020-03

JOBST Wäschenetz

ZUM SCHUTZ VON KOMPRESSIVVERSORGUNGEN



Das JOBST Wäschenetz bietet Kompressionsversorgungen einen optimalen Pflegeschutz.

- Durch die feinmaschige Netzstruktur wird das hochwertige Kompressionsgestrick beim Waschen vor mechanischen Einflüssen wirksam geschützt.
- Das JOBST Wäschenetz gewährleistet eine besonders schonende und effektive Reinigung, die eine lange Lebensdauer und Haltbarkeit der Kompressionsversorgung unterstützt.

Ausführung	Einheit	Bestellnummer
Einzelverpackung	1 Netz	77400-00004-01
Thekendisplay	10 Netze	77400-00005-02



Pflegehinweise



JOBST Kompressionsstrümpfe sollten wenn möglich täglich oder mindestens jeden zweiten Tag gewaschen werden. Verwenden Sie keine Wäschezusätze wie Weichspüler, optische Aufheller oder Fleckentferner. Spülen Sie Ihre Kompressionsstrümpfe gut aus. Rollen Sie die nassen Kompressionsstrümpfe nach dem Wasche in ein Handtuch ein und drücken Sie überschüssiges Wasser aus. Nicht auswringen. Trocknen Sie die Kompressionsstrümpfe nicht auf der Heizung oder in direktem Sonnenlicht. Ob Ihre Kompressionsstrümpfe trocknergeeignet sind, können Sie dem Etikett Ihrer Kompressionsstrümpfe entnehmen.

Pflege des Silikonbandes

Waschen Sie das Silikonband bei Bedarf von Hand, um Creme- und Lotionsreste, Haare und andere Fremdkörper zu entfernen.



Bild: Lymphödem Vereinigung Schweiz, www.ly-schweiz.ch

Kompressionsbinden

JOBST Kompressionsbinden und Polstermaterialien bieten ein umfassendes Sortiment zur Ödemreduktion und zur individuellen Therapie in jeder Phase der chronisch venösen Insuffizienz.



Entstauung

Ödemreduktion und ggf. Wundmanagement.



Erhaltung

Ödem- und ggf. Wundmanagement.



Prävention

Übergang zur langfristigen Therapie mit Kompressionsstrümpfen.

KURZZUGBINDEN IN DER ENTSTAUUNGSPHASE

Kurzzugbinden*

Comprilan®

Textilelastische, hautfreundliche Kurzzugbinde (100 % Baumwolle)

Für Kompressionsverbände bei phlebologischen und lymphologischen Indikationen geeignet. Längsdehnung von ca. 90 % möglich. Die Binde ist waschbar bis 60° und bis zu 10x wiederverwendbar.



Compridur®

Dauerelastische, hautfreundliche Ultra-Kurzzugbinde (78 % Baumwolle und 22 % Polyamid)

Längsdehnung von ca. 50% möglich. Die Binde ist waschbar bis 60° und bis zu 10x wiederverwendbar.



JOBST® Comprihaft®

Textilelastische, kohäsive, hautfreundliche Kurzzugbinde (100 % Baumwollgewebe mit selbsthaftender Beschichtung)

Die mikroporöse Beschichtung sorgt für eine Haftung der Bindenlagen aufeinander, nicht aber auf der Haut. Somit wird ein sicherer Sitz ohne Verrutschen auch nach längerer Tragezeit gewährleistet. Längsdehnung 75 %.



*verwendetes Material erhält nach dem Prozess des Standardautoklavierens die therapeutisch relevanten Materialeigenschaften aufrecht.

Kompressionsbinden in der Entstauungsphase

Kurzzugbinden	Abmessung	Bestell-Nr.	PZN*	Inhalt	BE/VE	
Comprilan®** Textilelastische Kurzzugbinde	1 Binde in Faltschachtel	5 m x 6 cm	0102600	02059664	5 Stück	1/40
		5 m x 8 cm	0102700	02059670	5 Stück	1/34
		5 m x 10 cm	0102800	02059687	5 Stück	1/28
		5 m x 12 cm	0102900	02059693	5 Stück	1/24
	Einzelbinde lose im Karton	5 m x 6 cm	4538100	04592575	10 Stück	1/8
		5 m x 8 cm	4538200	04592581	10 Stück	1/8
		5 m x 10 cm	4538300	04592598	10 Stück	1/8
		5 m x 12 cm	4538400	04592606	10 Stück	1/8
	2 Binden in Faltschachtel	5 m x 10 cm	0103000	02059701	5 x 2 Binden	1/5
	Compridur®** Dauerelastische Kurzzugbinde	Einzelbinde in Faltschachtel	5 m x 6 cm	0105400	02059629	5 Stück
5 m x 8 cm			0105500	02059635	5 Stück	1/36
5 m x 10 cm			0105600	02059641	5 Stück	1/30
5 m x 12 cm			0105700	02059658	5 Stück	1/26
Einzelbinde lose im Karton		5 m x 6 cm	4539100	04592612	10 Stück	1/8
		5 m x 8 cm	4539200	04592629	10 Stück	1/8
		5 m x 10 cm	4539300	04592635	10 Stück	1/8
		5 m x 12 cm	4545000	04592641	10 Stück	1/8
Compridur®-Kombi**	Faltschachtel mit 2 Binden	8 cm & 10 cm	0106300	03209456	5 x 2 Binden	1/5
JOBST® Comprihaft®** Kohäsive Kurzzugbinde	Einzelbinde in Faltschachtel	5 m x 6 cm	4595700	11294996	5 Stück	1/16
		5 m x 8 cm	4595800	11295004	5 Stück	1/12
		5 m x 10 cm	4595900	11295010	5 Stück	1/10
		5 m x 12 cm	4596000	11295027	5 Stück	1/9

Unterpolsterungⁱ für Kompressionsbinden in der Entstauungsphase

Unterpolsterung	Abmessung	Bestell-Nr.	PZN*	Inhalt	BE/VE	
Tricofix®** Elastischer Schlauchverband	E/6: Oberschenkel und kleine Köpfe	20 m x 8 cm	0219700	01868982	1 Stück	1/20
	F/7: Oberschenkel und große Köpfe	20 m x 10 cm	0219800	01868999	1 Stück	1/16
	G/9: starke Oberschenkel und Kinderrümpfe	20 m x 12 cm	0219900	02059606	1 Stück	1/6
Artiflex® Soft** Hochgebauchte Polsterbinde	3 m x 6 cm	7286000	07154427	50 Stück	1/1	
	3 m x 8 cm	7286100	00196049	40 Stück	1/1	
	3 m x 10 cm	7286200	07154433	30 Stück	1/1	
	3 m x 15 cm	7286300	07154456	20 Stück	1/1	
Compriflex®** Schaumstoffbinde	10 cm x 2,5 m x 0,3 cm	7529401	00831103	1 Stück	1/24	
	10 cm x 2,5 m x 0,4 cm	7529400	00831072	1 Stück	1/24	
	12 cm x 2,5 m x 0,4 cm	7529500	00831089	1 Stück	1/16	
JOBST® Foam Pad** Schaumgummipolster	1 cm x 9 cm	7849610	00775735	1 Stück	1/75	
JOBST® Foam Bandage** Schaumgummibinde	1 Binde in Faltschachtel	10 cm x 1 m	7849701	13570874	1 Stück	1/20



Eine adäquate Unterpolsterung des Kompressionsverbandes gewährleistet eine gleichmäßige Druckverteilung, schont druckempfindliche Regionen und vermeidet Einschnürungen unter dem Kompressionsverband. Die Empfehlung, eine Bandagierung mit Unterpolsterung vorzunehmen, wurde in die aktuelle Leitlinie S2k aufgenommen. Publiziert auf www.awmf.org, Leitlinie: Medizinische Kompressionstherapie der Extremitäten mit Medizinischem Kompressionsstrumpf (MKS), [...]. AWMF-Registernummer: 037/005

BE = kleinst mögliche Mindest-Bestelleinheit / VE = größte Versandeinheit als Umkarton




*PZN bezieht sich auf die Faltschachtel

**FORMULA Nicht mit Naturkautschuklatex hergestellt



Kompressionssets

JOBST bietet für ein effektives Ödemmanagement bei phlebologischen sowie lymphologischen Indikationen bedarfsgerecht zusammengestellte Kompressions- und Bandagensets.

-  **Entstauung**
Ödemreduktion und ggf. Wundmanagement.
-  **Erhaltung**
Ödem- und ggf. Wundmanagement.
-  **Prävention**
Übergang zur langfristigen Therapie mit Kompressionsstrümpfen.

KOMPRESSIONSSETS IN DER ENTSTAUUNGSPHASE

In der Entstauungsphase können Kurzzugbinden mit einer zusätzlichen Unterpolsterung, 2-Lagen Kompressionssysteme oder Bandagensets eingesetzt werden.

2-Lagen-Kompressionssysteme mit Druckindikator

JOBST® Compriz | JOBST® Compriz lite

JOBST Compriz und JOBST Compriz lite fördern eine effektive Ödemreduktion und bieten Kompression nach Bedarf. Die Sets bestehen jeweils aus einer Polsterwatte sowie einer kohäsiven Kurzzugbinde samt Druckindikator und bieten je nach Indikation die einfache Lösung zum Erreichen der individuell notwendigen Kompression.

Die zuverlässige Kompression fördert eine effektive Wundheilung und somit den Therapieerfolg.



Anwendung & Eigenschaften des JOBST Compriz



1 Erste Binde:
Polsterwatte auf Polyesterbasis mit Polyurethanschaum beschichtet

- Einfaches Anlegen auch im Fersenbereich aufgrund von 2-dimensionaler Dehnbarkeit.
- Zerreißbar, um bei Bedarf zusätzliche Polsterung anlegen zu können und das Risiko von druckinduzierten Hautdefekten zu verringern.
- Aktives Feuchtigkeitsmanagement führt Feuchtigkeit ins Innere des Systems ab und hält die Haut trocken.
- Die Verwendung einer Unterpolsterung entspricht der Empfehlung in der Leitlinie S2k*



2 Zweite Binde:
Kohäsive Kurzzugbinde

- Der Druckindikator visualisiert den korrekten Anlagedruck der Kompressionsbinde.
- Kohäsive Eigenschaften erleichtern die Anlage und ermöglichen eine Korrektur der Wickeltouren.
- Zuverlässiger, rutschsicherer Halt
- Tragedauer bis zu 7 Tagen möglich
- 100 % Baumwolle, luftdurchlässig



Anwendungsvideo

Bandagenset

JOBST® LymphCARE System

Das JOBST LymphCARE System enthält alle Materialien, die für das professionelle Bandagieren von Ödemen an Armen und Beinen gemäß den Grundsätzen der komplexen, physikalischen Entstauungstherapie (KPE) erforderlich sind. Wir bieten Ihnen drei verschiedene JOBST LymphCARE Systeme an: Für das Bein, den Unterschenkel und den Arm.



Kompressionssysteme / Kompressionsset	Abmessung	Bestell-Nr.	PZN*	Inhalt	BE/VE
Comprilan® Plus Komplettset zur Mehrfachanwendung für die Kompressionstherapie mit Unterpolsterung		0123301	06834841	1 Set	1/4
JOBST® Compriz** 2-Lagen Kompressionssystem/ Kompressionsgrad 40 mmHg ABPI >= 0,8	18-25 cm	7627100	10541085	1 Set	1/10
	25-32 cm	7627101	10541091	1 Set	1/10
	18-25 cm	7627104	13351528	6 Sets	1/4
	25-32 cm	7627105	13351534	6 Sets	1/4
JOBST® Compriz lite** 2-Lagen Kompressionssystem/ Kompressionsgrad 20-30 mmHg ABPI 0,5 - 0,8	18-25 cm	7627102	10541116	1 Set	1/10
	25-32 cm	7627103	10541122	1 Set	1/10
	18-25 cm	7627106	13351563	6 Sets	1/4
	25-32 cm	7627107	13351586	6 Sets	1/4

Kurzzugbinden / Kompressionssysteme	Abmessung	Bestell-Nr.	PZN*	Inhalt	BE/VE
JOBST® LymphCARE System** Bandagenset	Arm	7337200	13570526	1 Set	1/1
	Unterschenkel	7337100	13570503	1 Set	1/1
	Bein	7337000	13570495	1 Set	1/1
JOBST® LymphCARE Bandagenset	Arm	7863900	03378963	1 Set	1/1
	Unterschenkel	7864100	03378992	1 Set	1/1
	Bein	7864200	03378986	1 Set	1/1

BE = kleinst mögliche Mindest-Bestelleinheit / VE = größte Versandeinheit als Umkarton *PZN bezieht sich auf die Faltschachtel **FREE FORMULA Nicht mit Naturkautschuklatex hergestellt

Thromboseprophylaxe


Anatomische Thromboseprophylaxe-Strümpfe reduzieren das Risiko von tiefen Beinvenenthrombosen und Lungenembolien bei immobilisierten Patient*innen.



Einfache Größenerkennung
Die farbige Größenkennzeichnung vereinfacht die Größenwahl.



Wiederaufbereitbar
Unter Berücksichtigung der speziellen Waschempfehlung bis zu 10-mal ohne Beeinträchtigung des Druckprofils waschbar.



JOBST Comprinet® pro

JOBST Comprinet® pro erfüllt alle wissenschaftlichen Ansprüche an einen anatomisch formgerechten Thromboseprophylaxe-Strumpf. Der Kompressionsdruck beträgt im Fesselbereich ca. 18 mmHg und fällt von distal nach proximal linear ab. Eine einfache Größenerkennung wird durch die Farbkennzeichnung am Zehensichtfenster an der Fußoberseite ermöglicht.

FREE FORMULA Nicht mit Naturkautschuklatex hergestellt



JOBST Comprinet® forte

JOBST Comprinet® forte wurde entwickelt, um durch hohe Kompression des Beines die Venenfunktion zu unterstützen und Ödeme zu vermeiden, z.B. zur Kompressionsversorgung nach venenchirurgischen Eingriffen. Erhältlich mit einem Kompressionsdruck von 23mmHg oder 35mmHg. Die offene Fußspitze ermöglicht eine schnelle Beurteilung der Durchblutung.

FREE FORMULA Nicht mit Naturkautschuklatex hergestellt

Größe	Wadenumfang (=Strumpfweite)	Beinlänge (=Strumpflänge)	Farbcode	Best.-Nr.	PZN*	BE/VE	
Comprinet® pro - Thromboseprophylaxe 18 mmHg*, Oberschenkellang							
1	small	23-30 cm	normal	64-80 cm	4633500	08826685	10/40
2			lang	80-97 cm	4633600	08826691	10/40
3	medium	30-38 cm	normal	64-80 cm	4633700	08826716	10/40
4			lang	80-97 cm	4633800	08826722	10/40
5	large	38-46 cm	normal	64-80 cm	4638800	08826739	10/40
6			lang	80-97 cm	4638900	08826745	10/40
7	x-large	46-53 cm	normal	64-80 cm	7712500	02029491	10/40
8			lang	80-97 cm	7712800	02029516	10/40

Größe	Fesselumfang	Wadenumfang	Oberschenkelumfang	Farbcode	Best.-Nr.	PZN*	BE/VE
Comprinet® forte 23 - 1 Paar im Polybeutel							
1	18-21 cm	24-34 cm	39-74 cm		7508700	04435947	10/40
2	21-24 cm	34-40 cm	45-80 cm		7508800	04435953	10/40
3	24-27 cm	36-46 cm	50-86 cm		7508900	04435976	10/40
4	27-30 cm	42-52 cm	50-90 cm		7509000	04435982	10/40
Comprinet® forte 35 - 1 Strumpf im Polybeutel							
1	18-21 cm	24-34 cm	39-74 cm		7509100	04436007	10/40
2	21-24 cm	34-40 cm	45-80 cm		7509200	04436013	10/40
3	24-27 cm	36-46 cm	50-86 cm		7509300	04436094	10/40
4	27-30 cm	42-52 cm	50-90 cm		7509400	04435999	10/40
Comprinet® forte Liner Einheitsgröße							
-	-	-	bis 90 cm	-	7508600	01079268	20/100

ÄRZTLICHE VERORDNUNG

Kompressionsversorgungen sollten immer auf einem separaten Rezept verordnet werden. Auf dem entsprechenden Vordruckmuster muss das Feld Nummer 7 (Hilfsmittel) markiert werden. Das Rezept muss darüber hinaus nachfolgende Angaben enthalten.

Rezeptangaben

- 1 **Indikation / Diagnose**
ICD-10 Code
- 2 **Hilfsmittelnummer oder Bezeichnung des Hilfsmittels**
Ggf. Produktname & medizinische Begründung
- 3 **Anzahl der Strümpfe / Strumpfhosen**
1 Paar oder 1 Stück
- 4 **Erforderlicher Längentyp**
Beispielsweise: AD Wadenstrumpf, AG Oberschenkelstrumpf, AT Strumpfhose
- 5 **Erforderliche Kompressionsklasse**
KKL 1 bis KKL 4
- 6 **Art der Fußspitze**
offen oder geschlossen
- 7 **Ggf. ergänzende Verordnung von Zusätzen**
Beispielsweise: Haftband, Befestigungen, schräger Fuß, Slipform, Funktionszonen etc.
- 8 **Falls erforderlich: ‚nach Maß (n.M.)‘ oder ‚Maßanfertigung‘ UND ‚Flachstrick‘ oder ‚flachgestrickt‘** (in der Lymphtherapie unbedingt erforderlich)

Ärztliche Therapiefreiheit

Ärzt*innen haben im Rahmen der Therapiefreiheit die Möglichkeit eine spezifische Einzelproduktverordnung (namentliche Verordnung) durchzuführen (gemäß Hilfsmittel-Richtlinie des Gemeinsamen Bundesausschusses in der Fassung vom 21. Dezember 2011 / 15. März 2012, zuletzt geändert am 18. März 2021). Für die namentliche Verordnung einer Kompressionsversorgung muss auf dem Rezept die 10-stellige Positionsnummer und der Produktnamen angegeben werden. Eine entsprechende medizinische Begründung ist erforderlich. An- und Ausziehhilfen müssen bei Bedarf auf einem zusätzlichen Rezept verordnet werden.

Häufigkeit der Verordnung

Die Haltbarkeit von medizinischen Kompressionsstrümpfen beträgt bei regelmäßiger Nutzung in der Regel 6 Monate. Anschließend gewähren die gesetzlichen Krankenkassen üblicherweise eine neue Versorgung. Bei der Erstversorgung mit medizinischen Kompressionsstrümpfen ist aus hygienischen Gründen eine Doppelversorgung der Patient*innen erforderlich, die sogenannte „Wechselversorgung“. Bei besonderer Beanspruchung oder bei einer Veränderung der Umfangmaße ist eine neue Versorgung bereits vor Ablauf der 6 Monate indiziert.

Empfehlungsgrad von Zusätzen

Aus der S2k-Leitlinie zur medizinischen Kompressionstherapie (*AWMF-Registernummer: 037/005, weitere Informationen www.awmf.org) ergibt sich ein hoher Empfehlungsgrad von Zusätzen für ein besseres Therapieergebnis. Konkret heißt es: „Bei der Verordnung von medizinischen Kompressionsstrümpfen (MKS) soll berücksichtigt werden, dass verschiedene Längen und Spezialteile zur Verfügung stehen. Die Auswahl der Länge und der Zusatzteile richtet sich dabei nach der Diagnose und der Lokalisation der Beschwerden und Veränderungen. Bei flachgestrickten MKS stehen für besondere Problemlokalisationen Zusatzausrüstungen, sowohl im Befestigungsbereich als auch im Strumpfbereich, zur Verfügung (z.B. schräger Abschluss, Einstecktaschen für Polster/ Pelotten, breiter Abschluss).“

VERORDNUNGSBEISPIEL RUNDSTRICK

Standard

Diagnose: 1 CEAP C2 - Varikose primär

3 1 Paar JOBST Opaque med. Kompressionsstrümpfe (Begründung)

4 Oberschenkelstrümpfe (AG), KKL 2 5

6 geschlossene Fußspitze

7 mit Haftband

Maß

Diagnose: 1 CEAP C2 - Varikose primär

3 1 Stück JOBST Opaque med. Kompressionsstrumpf (Begründung)

4 Strumpfhose (AT), KKL 2 5

6 offene Fußspitze

8 Maßanfertigung, rundgestrickt

Standard

Maß

VERORDNUNGSBEISPIEL FLACHSTRICK

Untere Extremitäten, Maß

Diagnose: 1 E88.21 Lipödem, untere Extremitäten Körperform II

3 1 Stück, JOBST Confidence med. Kompressionsstrumpf (Begründung)

4 Strumpfhose (AT), KKL 2 5

6 geschlossene Fußspitze komprimierendes Leibteil,

7 beidseitige Slipform, beidseitig schräger Fuß

8 Maßanfertigung, flachgestrickt

Obere Extremitäten, Maß

Diagnose: 1 I89.01 sekundäres Armlymphödem Stadium II einseitig (links)

3 1 Stück, JOBST Elvarex med. Kompressionsstrumpf (Begründung)

4 Armstrumpf (CG1), KKL 2 5

7 Hafrand SoftFit, schräger Abschluss

8 Maßanfertigung, flachgestrickt

Untere Extremitäten, Maß

Obere Extremitäten, Maß



Beiblatt gemäß Hilfsmittelrichtlinie § 7 Abs. 2 zur ärztlichen Verordnung
Gegebenenfalls sind die notwendigen Angaben der Verordnung gesondert beizufügen – nutzen Sie gerne das JOBST Beiblatt.



Laden sie sich das JOBST Beiblatt jederzeit herunter:
www.jobst.de/fachhandel/downloads



eurocom Broschüre ‚Medizinische Kompressionstherapie richtig verordnen‘



Diese Broschüre informiert kompakt und übersichtlich über die wesentlichen Aspekte einer Verordnung von Kompressionsversorgungen. Verfügbar unter:
www.eurocom-info.de/service/publikationen/

KOMPRESSIONSKLASSEN, INDIKATIONEN, KONTRAINDIKATIONEN

Kompressionsklasse*		Indikationen**
KKL 1	Bein 18-21 mmHg	Müde, schwere und schmerzende Beine, leichte Varikose ohne Ödem, leichte Schwellneigung der Knöchel, Füße und Beine, beginnende Schwangerschaftsvarikose, kardiales Ödem unter ärztlicher Kontrolle, arthritische Patient*innen, primäre und sekundäre Lymphödeme in den ISL-Stadien 0-II ohne oder mit minimaler Verformung der Extremitäten (oder Lymphödeme im ISL-Stadium III, wenn eine höhere Kompression nicht toleriert wird)
	Arm 15-21 mmHg	Primäre und sekundäre Lymphödeme in den ISL-Stadien I-III; Lipödem; Paget-von-Schroetter-Syndrom (Arm- und Schultergürtelvenenthrombose); Klippel-Trenaunay Syndrom; Rheumatoide Arthritis, Hypertrophe Narben
KKL 2	Bein 23-32 mmHg	Müde, schwere und schmerzende Beine, mäßig bis stark ausgeprägte Varikose mit und ohne Ödem, mäßig bis stark ausgeprägte Schwangerschaftsvarikose mit und ohne Ödem, mäßige Ödemneigung, chronisch venöse Insuffizienz (CVI) C3-C5 nach CEAP: venöse Ödeme, Hautveränderungen und geheiltes Ulcus cruris venosum, hilft Rezidive venöser Ulzera zu verhindern, zur Nachbehandlung von oberflächlicher Thrombophlebitis/SVT, nach venenchirurgischen Eingriffen, Post-Sklerotherapie, posttraumatische und postoperative Ödeme, arthritische Patient*innen mit eingeschränkter Geschicklichkeit, primäre und sekundäre Lymphödeme in den ISL-Stadien II-III mit Verformung der Extremitäten, Phlebo-Lymphödeme, Lipödeme
	Arm 23-32 mmHg	Primäre und sekundäre Lymphödeme in den ISL-Stadien I-III; Lipödem; Paget-von-Schroetter-Syndrom (Arm- und Schultergürtelvenenthrombose); Klippel-Trenaunay Syndrom; Rheumatoide Arthritis, Hypertrophe Narben
KKL 3	Bein 34-46 mmHg	Stark ausgeprägte Varikose mit und ohne Ödem, schwere Ödemneigung, chronisch venöse Insuffizienz (CVI) C3-C6 nach CEAP: venöse Ödeme, Hautveränderungen, geheiltes Ulcus cruris venosum und Ulcus cruris venosum, hilft Rezidive venöser Ulzera zu verhindern, Postthrombotisches Syndrom (PTS), zur Nachbehandlung von oberflächlicher Thrombophlebitis / SVT, nach venenchirurgischen Eingriffen, Post-Sklerotherapie, aktive Patient*innen mit Lymphödem in ISL-Stadium III, Risiko eines wiederkehrenden Ödems, stark ausgeprägtes Lipödem
KKL 4	Bein > 49 mmHg	Schweres postthrombotisches Syndrom PTS, stark ausgeprägtes Lymphödem in ISL-Stadium III, schwere Ödemneigung nicht arteriellen Ursprungs

*Oberflächendruck am Messpunkt B (Fesselbereich Bein) bzw. Messpunkt C1 (Handgelenk Arm)

**Zuordnung dient lediglich als Empfehlungshilfe. In der Überarbeitung der PG 17 wurde die fixe Zuordnung von Indikationen und Kompressionsklasse aufgehoben.

Kontraindikationen	
	<p>JOBST Kompressionsversorgungen sollten in den folgenden Fällen nicht getragen werden:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fortgeschrittene arterielle Insuffizienz einschließlich Ischämie • Dekompensierte Herzinsuffizienz • Unbehandelte septische Phlebitis • Phlegmasia coerulea dolens • Unverträglichkeit des Strumpfmaterials • Offene Wunden, die nicht mit einer angemessenen Wundauflage abgedeckt wurden
	<p>Weitere Warnhinweise können Sie der JOBST Gebrauchsanweisung auf den spezifischen Produktseiten unter www.jobst.de entnehmen.</p>

POSITIONSNUMMERN RUNDSTRICK

HILFSMITTELNUMMERN UNSERER KOMPRESSIONSVERSORGUNGEN

Ausführung	JOBST Opaque & JOBST Maternity Opaque		JOBST UltraSheer		JOBST forMen Ambition		JOBST forMen Explore		
	KKL 1	KKL 2	KKL 1	KKL 2	KKL 1	KKL 2	KKL 1	KKL 2	
AD	Serie	17.06.01.0066	17.06.01.1129	17.06.01.0060	17.06.01.1121	17.06.01.0103	17.06.01.1170	17.06.01.0102	17.06.01.1211
	Maß	17.06.10.0020	17.06.10.1034	17.06.10.0019	17.06.10.1033	17.06.10.0069	17.06.10.1113	17.06.10.0068	17.06.10.1112
AF	Maß	17.06.11.0029	17.06.11.1050	17.06.11.0011	17.06.11.1017				
AG	Serie	17.06.03.0060	17.06.03.1117	17.06.03.0054	17.06.03.1108				
	Maß	17.06.12.0020	17.06.12.1032	17.06.12.0019	17.06.12.1033				
AT	Serie	17.06.04.0063	17.06.04.1102	17.06.04.0059	17.06.04.1095				
	Maß	17.06.13.0018	17.06.13.1029	17.06.13.0019	17.06.13.1028				

Ausführung	JOBST Basic		JOBST Classic		JOBST Bellavar		JOBST UlcerCARE
	KKL 1	KKL 2	KKL 2	KKL 3	KKL 2	KKL 3	KKL 3
AD	Serie	17.06.01.0096	17.06.01.1155	17.06.01.1146	17.06.01.2053	17.06.01.1016	17.06.08.1007
	Maß	17.06.10.0065	17.06.10.1095	17.06.10.1035	17.06.10.2035	17.06.10.1037	17.06.10.2011
AF	Serie					17.06.02.1025	
	Maß			17.06.11.1051	17.06.11.2029	17.06.11.1018	17.06.11.2007
AG	Serie	17.06.03.0086	17.06.03.1144	17.06.03.1135	17.06.03.2049	17.06.03.1024	
	Maß	17.06.12.0061	17.06.12.1092	17.06.12.1034	17.06.12.2034	17.06.12.1036	17.06.12.2011
AT	Serie	17.06.04.0087	17.06.04.1135	17.06.04.1128	17.06.04.2032	17.06.04.1016	
	Maß	17.06.13.0058	17.06.13.1088	17.06.13.1030	17.06.13.2034	17.06.13.1032	17.06.13.2008

HILFSMITTELNUMMERN DER ZUSÄTZE

Bezeichnung	Hilfsmittelnummer
Komprimierendes Leibteil (Maßversorgung)	17.99.99.2003
Hüftbefestigung für AF und AG Strümpfe	17.99.99.2006
Haftband	17.99.99.2008
Einbeinhosenteil (Beinring)	17.99.99.2009
Reißverschluss	17.99.99.2015
Eingriff	17.99.99.2018
Schwangerschaftshosenteil	17.99.99.2019

POSITIONSNUMMERN FLACHSTRICK

HILFSMITTELNUMMERN UNSERER KOMPRESSIONSVERSORGUNGEN

Ausführung		JOBST Confidence			JOBST Elvarex						JOBST Elvarex Plus		JOBST Elvarex Soft			JOBST Elvarex Soft Seamless			
		KKL 1	KKL 2	KKL 3	KKL 1	KKL 2	KKL 3	KKL 3 forte	KKL 4	KKL 4 super	KKL 1	KKL 2	KKL 1	KKL 2	KKL 3	KKL 1	KKL 2		
Beinversorgung	AA	Maß				17.99.99.2004	17.99.99.2004	17.99.99.2004				17.99.99.2004	17.99.99.2004				17.99.99.2004	17.99.99.2004	
	AD	Serie					17.06.01.1017	17.06.01.2011											
		Maß	17.06.14.0022	17.06.14.1033	17.06.14.2030	17.06.14.0008	17.06.14.1007	17.06.14.2006	17.06.14.2016	17.06.14.3012	17.06.14.3011			17.06.14.0015	17.06.14.1020	17.06.14.2021			
	AF	Maß				17.06.15.0008	17.06.15.1007	17.06.15.2006	17.06.15.2014	17.06.15.3011	17.06.15.3010								
	AG	Serie					17.06.03.1025	17.06.03.2013											
		Maß	17.06.16.0022	17.06.16.1033	17.06.16.2030	17.06.16.0008	17.06.16.1007	17.06.16.2006	17.06.16.2016	17.06.16.3012	17.06.16.3011			17.06.16.0015	17.06.16.1020	17.06.16.2021			
	B'T, BT	Maß	17.06.21.0020	17.06.21.1023	17.06.21.2020	17.06.21.0012	17.06.21.1014	17.06.21.2012	17.06.21.2013	17.06.21.3009	17.06.21.3010			17.06.21.0013	17.06.21.1015	17.06.21.2014			
	CT	Maß	17.06.18.0020	17.06.18.1028	17.06.18.2024	17.06.18.0006	17.06.18.1008	17.06.18.2008	17.06.18.2009	17.06.18.3006	17.06.18.3007			17.06.18.0013	17.06.18.1016	17.06.18.2016			
	ET	Maß	17.06.19.0020	17.06.19.1029	17.06.19.2025	17.06.19.0006	17.06.19.1008	17.06.19.2008	17.06.19.2009	17.06.19.3006	17.06.19.3007			17.06.19.0013	17.06.19.1016	17.06.19.2016			
	FT	Maß				17.06.22.0010	17.06.22.1011	17.06.22.2012	17.06.22.2013					17.06.22.0010	17.06.22.1011	17.06.22.2012			
AT	Maß	17.06.17.0023	17.06.17.1032	17.06.17.2027	17.06.17.0008	17.06.17.1013	17.06.17.2013	17.06.17.2012					17.06.17.0015	17.06.17.1018	17.06.17.2018				
Armversorgung	AE ohne Finger, ohne Daumen	Maß				17.10.07.0006	17.10.07.1010												
	AE ohne Finger, mit Daumen	Maß				17.10.09.0006	17.10.09.1006					17.10.09.0007	17.10.09.1007				17.10.09.0008	17.10.09.1008	
	AE mit Finger, mit Daumen	Maß				17.10.08.0006	17.10.08.1008					17.10.08.0007	17.10.08.1007				17.10.08.0008	17.10.08.1009	
	AG*, AG1*	Maß	17.10.04.0043	17.10.04.1046		17.10.04.0017	17.10.04.1018												
	AH*	Maß				17.10.04.0018	17.10.04.1019												
	CG, CG'	Maß	17.10.04.0043	17.10.04.1046		17.10.04.0017	17.10.04.1018							17.10.04.0028	17.10.04.1029				
	CH	Maß				17.10.04.0018	17.10.04.1019												

*Ausführung setzt sich aus HiMi-Nr. für Armstrumpf und Handteil zusammen. Zusätzliche HiMi-Nr. für Handteile siehe unten.

HILFSMITTELNUMMERN DER ZUSÄTZE

Himi-Nr.	Bezeichnung	Himi-Nr.	Bezeichnung	Himi-Nr.	Bezeichnung	Himi-Nr.	Bezeichnung
17.99.99.0002	Kompressionspelotten inkl. Tasche	17.99.99.2010	Handteil für Armstrümpfe mit Daumenöffnung	17.99.99.2018	Eingriff	17.99.99.2027	Funktionszone Oberbein, (ventrolaterale Erhöhung)
17.99.99.2003	Komprimierendes Leibteil	17.99.99.2011	Handteil für Armstrümpfe mit Daumenansatz	17.99.99.2019	Schwangerschaftshosenteil	17.99.99.2028	Funktionszone Knie, Ellipse, anatomisch abgewinkeltes Knie
17.99.99.2004	Komprimierendes Zehenteil / Zehenkappe	17.99.99.2012	Handteil für Armstrümpfe mit Daumen & Fingern	17.99.99.2020	Stomaöffnung	17.99.99.2029	Funktionszone Ellenbogen, vermehrte Einkehr (Arm)
17.99.99.2005	Webansatz	17.99.99.2013	Schulterbefestigung / Kappe für Armstrümpfe	17.99.99.2022	Bolero	17.99.99.2030	T-Ferse, Y-Einkehr, 90° Fuß, anatomisch abgewinkelter Fuß
17.99.99.2006	Hüftbefestigung für A-F und A-G Strümpfe	17.99.99.2014	Reißverschluss am Armstrumpf	17.99.99.2023	Komprimierender Fingerling	17.99.99.2031	Futterstoff, inkl. Taschen (z. B. Kniekehle, Ellenbeuge)
17.99.99.2007	Hüftbefestigung für Stumpfstrümpfe	17.99.99.2015	Reißverschluss am Beinstrumpf	17.99.99.2024	Abrechnungsp. für Unterstrümpfe bei Ulcus-cruris-Strümpfen		Schräger Fußabschluss, distaler Fußabschluss, anatomischer Fuß
17.99.99.2008	Hafrand	17.99.99.2016	Haftbandstücke	17.99.99.2025	Geschlossene Fußspitze		Schräger Abschluss Oberarm
17.99.99.2009	Einbeinhosenteil (Beinring)	17.99.99.2017	Hodensack	17.99.99.2026	Schräge Abschlüsse proximal, laterale Erhöhung, Überhöhung, Slipform		Schräger Abschluss Handteil

ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN

I. Allgemeines / Geltungsbereich

1. Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für alle gegenwärtigen und zukünftigen Geschäftsbeziehungen zwischen der BSN Jobst GmbH, einem Unternehmen der Essity-Gruppe (nachfolgend: wir/uns) und Kunden, in denen wir als Verkäufer/Lieferant auftreten und unser Vertragspartner als Unternehmer i.S.v. § 14 BGB handelt. Ein Verkauf an Verbraucher gemäß § 13 BGB findet nicht statt.

2. Abweichende, entgegenstehende oder ergänzende Allgemeine Geschäftsbedingungen des Kunden werden, selbst bei Kenntnis, nicht Vertragsbestandteil, es sei denn, ihrer Geltung wird von uns ausdrücklich schriftlich zugestimmt.

II.Vertragsschluss / Besondere Bestimmungen für das elektronische Bestellportal

1. Unsere Angebote sind freibleibend und ein Zwischenverkauf ist vorbehalten.

2. Mit der Bestellung einer Ware erklärt der Kunde verbindlich, die bestellte Ware erwerben zu wollen. Wir sind berechtigt, das in der Bestellung liegende Vertragsangebot innerhalb von einer Woche nach Zugang anzunehmen oder abzulehnen. Übersteigt die von einem Kunden im Rahmen einer laufenden Geschäftsbeziehung erteilte Bestellung seine zuvor übliche, durchschnittliche Bestellmenge um mehr als 20%, verlängert sich die Frist, innerhalb der wir die Bestellung annehmen oder ablehnen können, auf zwei Wochen ab Zugang der Bestellung. Im Falle einer Ablehnung der Bestellung wird der Kunde innerhalb dieser Fristen benachrichtigt.

3. Für das elektronische Bestellportal gelten die folgenden besonderen Bestimmungen:

(i)Das Sortiment unseres Bestellportals stellt eine unverbindliche Aufforderung an den Kunden dar, Angebote abzugeben. Durch Anklicken des Buttons „Bestellung abschließen“ gibt der Kunde ein verbindliches Angebot zum Abschluss eines Kaufvertrages ab. Etwaige Eingabefehler vor Abgabe einer Bestellung können vor dem Absenden der Bestellung überprüft und mit Hilfe der Lösch- und Änderungsfunktion korrigiert werden. Die Vertragssprachen sind deutsch und englisch.

(ii)Der Kunde erhält im Falle der Abgabe eines verbindlichen Angebots unverzüglich eine Bestätigung des Empfangs seiner Bestellung per E-Mail. Bei dieser Empfangsbestätigung handelt es sich noch nicht um die Annahme oder Ablehnung des Angebots durch uns. Bei einer Bestellung über das Bestellportal beträgt die Annahme- oder Ablehnungsfrist zwei Werktage (Montag bis Freitag, mit Ausnahme gesetzlicher Feiertage an unserem Sitz). Im Falle der Ablehnung wird der Kunde innerhalb dieser Frist von uns kontaktiert. Der Status der Bestellung kann später in dem Bestellportal eingesehen werden.

III. Preise und Zahlung

1. Es gelten unsere jeweils aktuellen Preise gemäß gültiger Preisliste bzw. den in dem Bestellportal ausgewiesenen Preisen zuzüglich einer Versandkostenpauschale von derzeit EUR 5,90.

2. Für Verträge mit Kunden mit Sitz in Deutschland: Der Kaufpreis, einschließlich ggf. anfallender gesetzlicher Umsatzsteuer und Versandkosten, ist bei Rechnungseingang sofort ohne Abzug zur Zahlung fällig und ist entweder im Wege des SEPA-Lastschriftverfahrens oder per Überweisung innerhalb von 10 Tagen nach Rechnungseingang ohne jeden Abzug an uns zu zahlen, sofern nicht etwas anders vereinbart wurde. Die Erfüllung der Zahlungspflicht tritt am Tag des Geldeingangs auf unserem in der Rechnung angegebenen Konto ein. Die Bezahlung unserer Forderungen in bar ist nicht möglich. Ausgenommen hiervon sind Nachnahmesendungen. Wird der Kunde per Nachnahme beliefert, hat er die Kosten der Nachnahme zu tragen.

3. Für Verträge mit Kunden mit Sitz außerhalb Deutschlands werden die Zahlungs- und Lieferbedingungen individuell verhandelt.

4. Nach Ablauf des in Absatz 2 genannten oder anderweitig vereinbarten Zahlungszeitraums gerät der Kunde ohne Mahnung in Verzug. Wir sind sodann berechtigt, ab dem ersten Tag des Verzugs Verzugszinsen in gesetzlicher Höhe sowie etwaigen weitergehenden Verzugschaden geltend zu machen.

5. Wir sind berechtigt, Zahlungen des Kunden zunächst auf dessen ältere Schulden anzurechnen. In diesem Fall werden wir den Kunden über die Art der erfolgten Verrechnung informieren. Sind bereits Kosten und Verzugszinsen entstanden, so sind wir berechtigt, die Zahlung zunächst auf die Kosten, dann auf die Verzugszinsen und zuletzt auf die Hauptleisung anzurechnen.

6. Wir sind berechtigt, die Lieferung zu verweigern, wenn nach Abschluss des Vertrags für uns erkennbar wird, dass unser Anspruch auf Zahlung des Kaufpreises durch mangelnde Leistungsfähigkeit des Kunden gefährdet ist (zum Beispiel bei Verzug des Kunden mit der Zahlung anderer fälliger Rechnungen von uns, Eröffnung Insolvenzverfahren etc.). Das Leistungsverweigerungsrecht entfällt, wenn der Kunde den Kaufpreis vorab bezahlt oder eine Sicherheit (zum Beispiel Bankbürgschaft) für die Zahlung des Kaufpreises geleistet hat. Für die Zahlung des Kaufpreises oder die Stellung einer Sicherheit können wir eine angemessene Frist bestimmen. Nach erfolglosem Ablauf der Frist sind wir berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten.

IV. Eigentumsvorbehalt

1. Bis zur vollständigen Bezahlung sämtlicher uns aus der Geschäftsverbindung mit dem Kunden zustehenden Forderungen, bleiben alle gelieferten Waren unser Eigentum. Verarbeitung oder Umbildung erfolgen stets für uns, jedoch ohne Verpflichtung für uns. Erlischt unser (Mit-) Eigentum durch Verbindung oder Vermischung, so wird bereits jetzt vereinbart, dass das (Mit-)Eigentum des Kunden an der einheitlichen Sache wertanteilmäßig (Rechnungsendbetrag für die von uns gelieferten Waren zuzüglich Umsatzsteuer) auf uns übergeht. Der Kunde verwahrt das (Mit-) Eigentum unentgeltlich für uns. Ware, an der uns (Mit-) Eigentum zusteht, wird im Folgenden als Vorbehaltsware bezeichnet.

2. Der Kunde ist, sofern er sich nicht im Zahlungsverzug befindet, zur Weiterveräußerung der Vorbehaltsware oder der aus einer Verarbeitung entstehenden Produkte unter Vereinbarung eines unseren Eigentumsvorbehalt sichernden entsprechenden Eigentumsvorbehalts mit seinem Kunden berechtigt. Verpfändungen und Sicherungsübereignungen sind unzulässig. Der Kunde tritt bereits jetzt seine Forderungen aus einer etwaigen Weiterveräußerung sowie diejenigen Forderungen des Kunden bezüglich der Vorbehaltsware, die aus einem sonstigen Rechtsgrund gegen seine Abnehmer oder Dritte entstehen (insbesondere Forderungen aus unerlaubter Handlung und Ansprüche auf Versicherungsleistungen) im Wege der Sicherungsabtretung an uns ab; wir nehmen diese Abtretung an. Wird die Vorbehaltsware gemeinsam mit anderer Ware von dem Kunden zu einem Gesamtpreis veräußert, bezieht sich die Abtretung nur auf den Teil der Forderung, die dem Kunden aus der Veräußerung der Vorbehaltsware resultiert.

3. Der Kunde ist zur Einziehung der aus einer Weiterveräußerung der Vorbehaltsware resultierenden Forderung für uns berechtigt. Diese Befugnis endet, sobald der Kunde seinen Zahlungsverpflichtungen nicht wie vereinbart nachkommt. In diesem Fall dürfen wir selbst die abgetretene Forderung einziehen. Der Kunde ist in einem solchen Fall verpflichtet, uns alle für eine Einziehung erforderlichen Unterlagen zu übermitteln.

4. Übersteigt der realisierbare Wert der Sicherungen unsere offenen Forderungen um mehr als 10%, verpflichten wir uns - auf ausdrückliches Verlangen des Kunden - zur Freigabe von Sicherungen nach unserer Wahl in Höhe des übersteigenden Betrages.

5. Bei Zugriffen Dritter auf die Vorbehaltsware wird der Kunde auf unser Eigentum hinweisen und uns unverzüglich benachrichtigen. Kosten und Schäden hat insoweit der Kunde zu erstatten, sofern und soweit der Dritte uns die in diesem Zusammenhang entstehenden gerichtlichen oder außergerichtlichen Kosten einer Klage nach § 771 ZPO nicht zu erstatten vermag.

6. Bei vertragswidrigem Verhalten des Kunden insbesondere Zahlungsverzug sind wir berechtigt, die Vorbehaltsware zurückzunehmen oder gegebenenfalls Abtretung der Herausgabensprüche zu verlangen. Die Zurücknahme sowie die Pfändung der Vorbehaltsware durch uns bedeuten keinen Rücktritt vom Vertrag.

7. Der Kunde ist verpflichtet, die Ware pfleglich zu behandeln. Solange unser Eigentumsrecht besteht, ist die Ware vom Kunden gegen Verlust und Wertminderung, gegen Vandalismus-, Feuer-, Diebstahl- und Transportgefahr sowie Wasserschäden zu versichern.

V. Gefahrübergang / Lieferung / Kein gesetzliches Widerrufsrecht / Höhere Gewalt und Betriebsstörungen

1. Die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung der Ware geht auf den Kunden über mit der Übergabe der Ware, beim Versendungskauf mit der Auslieferung der Sache an den Spediteur, den Frachtführer oder der sonst zur Ausführung der Versendung bestimmten Person oder Anstalt. Wird der Versand auf Wunsch des Kunden verzögert, d.h. gerät der Kunde in Gläubigerverzug, geht die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung der Ware mit der Meldung der Versandbereitschaft auf ihn über. Während des Gläubigerverzugs haben wir nur Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit zu vertreten. Die Ware lagert während des Gläubigerverzugs auf Kosten des Kunden, d.h. wir sind berechtigt, vom Kunden eine Entschädigung für die Lagerung und alle etwaigen Aufwendungen im Zusammenhang mit der Aufbewahrung und Erhaltung zu verlangen.

2. Der Versand erfolgt nach unserer Wahl ab Lager oder Werk (Ex Works (EXW) gemäß Incoterms 2020). Wir behalten uns die Wahl der Versandart und des Versandweges vor. Teillieferungen, d.h. die Versendung der Ware in mehreren Tranchen sind zulässig, soweit diese für den Kunden im Rahmen des vertraglichen Bestimmungszwecks verwendbar sind, die Lieferung der restlichen bestellten Ware sichergestellt ist und dem Kunden kein erheblicher Mehraufwand oder zusätzliche Kosten entstehen.

3. Unbeschadet der in Ziffer VI. und VII. dieser AGB beschriebenen Rechte steht dem Kunden - auch im Falle einer Bestellung in unserem internetbasierten Bestellportal - kein gesetzliches Widerrufsrecht gemäß §§ 312g Abs. 1, 355 BGB zu. Etwaige Rücksendungen durch den Kunden werden deshalb ohne unser vorheriges Einverständnis und Beachtung von Versandinstruktionen nicht angenommen.

4. Wir haften nicht für Unmöglichkeit der Lieferung oder für Lieferverzögerungen, soweit diese durch höhere Gewalt oder sonstige, zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses nicht vorhersehbare Ereignisse (z.B. Betriebsstörungen aller Art, Epidemien, Schwierigkeiten in der Material- oder Energiebeschaffung, Transportverzögerungen, Streiks, rechtmäßige Aussperrungen, Mangel an Arbeitskräften, Energie oder Rohstoffen, Schwierigkeiten bei der Beschaffung von notwendigen behördlichen Genehmigungen, behördliche Maßnahmen

(z.B. allgemeine Ausgangssperren) oder die ausbleibende, nicht richtige oder nicht rechtzeitige Belieferung durch Lieferanten) bei uns oder unseren Unterlieferanten verursacht worden sind, die wir nicht zu vertreten haben.

5. Sofern uns solche Ereignisse die Lieferung wesentlich erschweren oder unmöglich machen und die Behinderung nicht nur von vorübergehender Dauer ist, sind wir zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt. Bei Hindernissen vorübergehender Dauer verlängern bzw. verschieben sich die Lieferfristen-/termine um den Zeitraum der Behinderung zzgl. einer angemessenen Anlauffrist. Soweit dem Kunden infolge der Verzögerung die Annahme der Lieferung nicht zuzumuten ist, kann er durch unverzügliche schriftliche Erklärung gegenüber dem Verkäufer vom Vertrag zurücktreten

6. Wenn die Behinderung länger als zwei Monate andauert, ist der Kunde berechtigt, hinsichtlich des noch nicht erfüllten Teils vom Vertrag zurückzutreten. Der Käufer kann hieraus keine Schadensersatzansprüche herleiten.

VI. Prüfung der Ware/Gewährleistung

1. Für die Bestimmung des Vorliegens eines Mangels gelten die gesetzlichen Bestimmungen (insb. § 434 BGB). Von einem Mangel im Sinne dieser Vorschriften ist die bestimmungsgemäße Nutzungsdauer unserer Produkte zu unterscheiden. Diese beträgt bei Kompressionsstrümpfen bei richtiger Handhabung (z.B. bei der Pflege, dem An- und Ausziehen) maximal sechs Monate ab Tragebeginn. Materialverschleiß bzw. erschläffung (z.B. Formverlust und dadurch Nachlassen der Kompressionswirkung) nach Ablauf der Nutzungsdauer stellt daher grundsätzlich keinen Sachmangel dar und löst keine Sachmangelgewährleistungsansprüche aus.

2. Der Kunde hat die Ware nach Übergabe unverzüglich auf offensichtliche Mängel (insb. Vollständigkeit, Transportschäden) zu prüfen und entdeckte Mängel unverzüglich schriftlich an uns zu melden; andernfalls ist die Geltendmachung von Mängelansprüchen ausgeschlossen. Offensichtliche Transportschäden sind sofort bei Empfang der Ware auch gegenüber dem Transportunternehmen zu rügen.

3. Wir leisten für Mängel der Ware zunächst nach unserer Wahl Gewähr durch Nacherfüllung, d. h. entweder Nachbesserung oder Ersatzlieferung.

4. Schlägt die von uns gewählte Art der Nacherfüllung gemäß § 440 Satz 2 BGB fehl, kann der Kunde nach seiner Wahl Herabsetzung des Kaufpreises (Minderung) oder Rückabwicklung des Vertrags (Rücktritt) verlangen. Bei einer nur geringfügigen Vertragswidrigkeit, insbesondere bei nur geringfügigen Mängeln, steht dem Kunden jedoch kein Rücktrittsrecht zu.

5. Die Gewährleistungsfrist für Mängel (vgl. oben Absatz 1) beträgt ein Jahr ab Übergabe. Die in Ziffer VII Abs. 5 geregelten Ausnahmen gelten entsprechend.

6. Als Beschaffenheit der Ware gilt grundsätzlich nur die Produktbeschreibung in unseren Publikationen und im Bestellportal als vereinbart.

7. Öffentliche Äußerungen, Anpreisungen oder Werbung von uns und/oder dem Hersteller des jeweiligen Produkts stellen daneben keine vertragsgemäße Beschaffenheitsangabe der Ware dar.

VII. Schadensersatzhaftung

1. Wir haften nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern der Kunde Schadensersatzansprüche geltend machen kann, die auf vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzungen oder der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten von uns, unseren gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen, beruhen. Als wesentliche Vertragspflichten gelten solche Pflichten, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Kunde regelmäßig vertraut und vertrauen darf. Soweit wir, unsere gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen keine vorsätzliche oder grob fahrlässige Pflichtverletzung begangen haben, ist unsere Schadensersatzhaftung auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden begrenzt.

2. Die Haftung wegen schuldhafter Verletzung des Lebens, Körpers oder der Gesundheit bleibt von den Beschränkungen des Absatz 1 unberührt. Dies gilt auch für die zwingende Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz und im Falle der Verletzung einer Garantieverpflichtung.

3. Wir haften nicht für Schäden, die durch die Nichteinhaltung der von uns dem Kunden erteilten Instruktionen verursacht werden. Dies gilt auch für den Fall, dass der Kunde Einsatzbedingungen, die eventuell im Zusammenhang mit Produkten in deren Dokumentationen festgelegt sind, nicht einhält. Sofern wir Mängel beheben, für die wir nicht einstandspflichtig sind, ist diese Fehlerbeseitigung angemessen zu vergüten.

4. Im Fall des geplanten Weiterverkaufs unserer Produkte durch den Kunden in Staaten außerhalb der Europäischen Union haften wir nicht für die Zulässigkeit eines solchen Exports, das Vorhandensein etwa erforderlicher staatlicher Genehmigungen für die Aus- und Einfuhr sowie die Einhaltung anwendbarer außenwirtschafts- und (medizin) produktrechtlicher Bestimmungen. Die Beachtung und Einhaltung sämtlicher nationaler und internationaler Bestimmungen unterliegt der alleinigen Prüfung und Verantwortung des Kunden. Der Kunde hat uns von jeglicher Inanspruchnahme durch Dritte (z.B. staatliche Behörden) auf unser erstes - schriftlich zu begründendes Anfordern - freizustellen, die auf der Verletzung derartiger Bestimmungen beruht.

5. Die Verjährungsfrist für alle Haftungsansprüche beträgt ein Jahr. Ansprüche aus Produkthaftung, der Verletzung von Leib, Leben und Gesundheit, Garantien, Arglist sowie aus Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit verjähren nach den gesetzlichen Fristen.

VIII. Patientendaten

1. Falls im Rahmen der Bestellung Patientendaten an uns übermittelt werden und verarbeitet werden (für die Produktion, Lieferung und Abrechnung), hat der Kunde eigenverantwortlich sicherzustellen, dass bei der Erhebung, Verarbeitung und Übermittlung dieser Daten die Vorgaben des Datenschutzrechts eingehalten werden. Insbesondere wird der Kunde die Einwilligung der Patienten in die Erhebung und Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten einholen und angemessene technische und organisatorische Maßnahmen zur Wahrung der Datensicherheit ergreifen.

2. Der Kunde hat uns und mit uns verbundene Unternehmen von jeglichen Ansprüchen freizustellen und jegliche Schäden zu ersetzen, die aus einem Verstoß des Kunden gegen geltendes Datenschutzrecht folgen.

3. Zur Einholung der Einwilligung der Patienten in die Erhebung und Verarbeitung personenbezogener Daten stellen wir dem Kunden auf Nachfrage ein Einwilligungsformular zur Verfügung. Patienten sollten das Formular vor der ersten Bestellung und ggf. anschließend mindestens einmal pro Jahr unterzeichnen. Wir haben die relevanten Datenflüsse in dem Formular nach bestem Wissen vollständig und korrekt beschrieben, schließen jedoch jede Haftung für das Formular aus. Der Kunde hat eigenverantwortlich zu prüfen, ob das Formular für seine Zwecke ausreicht und alle datenschutzrechtlichen Anforderungen erfüllt. Ist sich der Kunde insoweit nicht sicher, sollte er Rechtsrat einholen.

4. Während des Bearbeitungs- und Herstellungsprozesses eines Maßproduktes können persönliche Daten von Patienten (Name, Geschlecht, Maße) für Mitarbeiter des Kundendienstes und der Produktion sichtbar sein (z.B. auf dem Etikett). Um eine sichere Speicherung der Patientendaten zu gewährleisten, werden diese Daten in Ausnahmesituationen von den Administratoren unserer IT Hosting Partner eingesehen.

IX.Regulatorische Bestimmungen

Der Kunde unterstützt uns spätestens ab dem 26. Mai 2021 bei sämtlichen regulatorischen Verpflichtungen, die uns nach der Verordnung (EU) 2017/745 des Europäischen Parlaments und des Rates über Medizinprodukte („MDR“) obliegen. Soweit der Kunde selbst auch Händler im Sinne des Art. 14 MDR ist und/oder in Zukunft sein wird, wird auch der Kunde sämtlichen regulatorischen Verpflichtungen gemäß Art. 14 MDR nachkommen. Der Kunde wird insbesondere (i) mit den zuständigen Behörden auf deren Ersuchen bei allen Maßnahmen zur Abwendung von Gefahren, die mit Produkten verbunden sind, die er auf dem Markt bereitgestellt hat, kooperieren und (ii) uns unverzüglich über alle ihm zugehenden Beschwerden oder Berichte von Angehörigen der Gesundheitsberufe, Patienten oder Anwendern über mutmaßliche Vorkommnisse im Zusammenhang mit einem Produkt, das er bereitgestellt hat, informieren.

X. Schlussbestimmungen

1. Es gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Die Bestimmungen des UN-Kaufrechts finden keine Anwendung.

2. Ist der Kunde Kaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich rechtliches Sondervermögen, ist ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus oder im Zusammenhang mit diesem Vertrag Emmerich, Deutschland. Dasselbe gilt, wenn der Kunde keinen allgemeinen Gerichtsstand in Deutschland hat oder Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthalt im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt sind. Wir haben das Recht, den Kunden auch an seinem Gerichtsstand zu verklagen.

3. Im Rahmen der Geschäftsanbahnung oder im Laufe der Geschäftsbeziehung kann eine Identifizierung des Kunden durch uns nach den Bestimmungen des Geldwäschegesetzes (GWG) erforderlich sein. Der Kunde hat in diesem Fall eine Mitwirkungspflicht und uns entsprechende Nachweise auf Anfrage zu erbringen. Wir behalten uns für diesen Fall vor, den Vertragsschluss unter der aufschiebenden Bedingung einer ausreichenden Identifizierung und Legitimierung des Kunden nach den Vorgaben des GWG zu schließen.

4. Änderungen dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform. Dies gilt auch bei einem Verzicht auf das Schriftformerfordernis selbst.

5. Sollten einzelne Bestimmungen des Vertrages mit dem Kunden einschließlich dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen ganz oder teilweise nichtig oder unwirksam sein oder werden, so wird hierdurch die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt.

JOBST Sortiment 2024

Online immer verfügbar unter www.jobst.de/fachhandel/downloads



Treffen Sie JOBST auf Facebook & Instagram

