


Kundennummer _____ Auftrag Kostenvoranschlag (KV) Geschlecht: weiblich männlich divers _____
 Unterschrift/Firmenstempel _____
 Bestelldatum/Anmessdatum _____ Auftrag nach KV-Nr. _____ Kommissions/Vorgangs-Nr. _____
 Ansprechpartner/Rückrufnummer _____ Lot-Nr./Maß-Schema-Nr. _____
 bitte in Druckbuchstaben ausfüllen

JOBST		Elvarex		Elvarex Soft	
1 Menge	Kompressionsklasse	1	2	1	2
	Links				
	Rechts				
2 Längentyp	JOBST Elvarex	(Zur Bestellung von Handschuhen und einteiligen Armstrümpfen bitte zusätzlich das Handschuhformular mitsenden.)			
	mit Hand ohne Hand				
3 Ausführung	Funktionszone Ellenbogen	<input type="radio"/> KKL2	<input checked="" type="checkbox"/>		
	Tasche Armbeuge*	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
4 Befestigung	BH-Befestigung mit Klett BH-Träger Breite	<input type="radio"/> _____ cm	<input checked="" type="checkbox"/>		
	JOBST Elvarex & Elvarex Soft				
	SoftFit	<input type="radio"/> CG ¹			
	Noppenhaftband	<input type="radio"/> oben 2,5 cm <input type="radio"/> oben 5,0 cm			
5 Farbe	JOBST Elvarex*	<input type="radio"/> Beige <input type="radio"/> Cranberry <input type="radio"/> Rubinrot <input type="radio"/> Schwarz <input type="radio"/> Macchiato <input type="radio"/> Caramel (dunkel) <input type="radio"/> Dunkelblau <input type="radio"/> Grau			
	JOBST Elvarex Soft*	<input type="radio"/> Beige <input type="radio"/> Cranberry <input type="radio"/> Rubinrot <input type="radio"/> Schwarz <input type="radio"/> Macchiato <input type="radio"/> Dunkelbraun <input type="radio"/> Dunkelblau <input type="radio"/> Grau <input type="radio"/> Sunflower Yellow <input type="radio"/> Pine Green			



Bemerkungen: _____

Bemerkungszeilencode:

Bitte beachten: Die Messposition im Längenmaß C ist für die Hand und für den Arm immer gleich. Liegt das cC-Maß unter 18 cm, so benötigen wir eine Zugabe von 1 cm auf das tatsächliche Maß. Der schräge Abschluss im Oberarm ist leitliniengerecht 4 cm lang.

Ergänzende Zusätze entnehmen Sie bitte dem Deckblatt.