

**JOBST**®



**Patienteninformation**  
Sportkompression



Ob beim Tennis, Joggen oder Wandern, JOBST Sport lässt sich besonders leicht anziehen, verbessert mit seinem graduierten Druckverlauf die Durchblutung und hilft Schwellungen zu lindern. Überzeugen Sie sich selbst.

Fortschrittliches Feuchtigkeitsmanagement mit Mikrofasertechnologie hilft die Füße angenehm trocken zu halten.



Feuchtigkeitsmanagement

Zuverlässige Geruchskontrolle für ein besseres Frischegefühl.



Geruchskontrolle

Reduziert die Gefahr von Druckstellen und erhöht den Tragekomfort.



Nahtlose Zehenspitze


Extra Polsterungen in den Bereichen der Achillessehne und Fußsohle sorgen für exzellenten Laufkomfort.



Polsterung




# **JOBST® Sport** der **Startschuss** für ein **aktives Leben.**



JOBST Sport ist für Männer und Frauen entwickelt, die sich einen Sportkompressionsstrumpf wünschen, der besonders weich, leicht und atmungsaktiv ist.

# JOBST® SPORT

## Feuchtigkeitsmanagement



Integrierte Carbon- und Microfasern sichern einen schnellen Abtransport von Feuchtigkeit, halten die Beine frisch und trocken und verhindern zuverlässig Geruchsbildung.

### Wie wirkt Kompression beim Sport?

Kompressionskniestrümpfe üben Druck auf die Beine aus und unterstützen so die Venenklappen bei der Arbeit: Der Druck verringert den Durchmesser der Venen, was eine verstärkte Durchblutung zur Folge hat. Hierdurch werden mehr Nährstoffe und Sauerstoff in Richtung Muskeln geleitet und der erhöhte Sauerstoffgehalt kann die Leistungs- und Regenerationsfähigkeit der Muskeln steigern.

# JOBST® SPORT

## im Überblick

### Farben



Pink/Grau




Royalblau/  
Grau



Schwarz/  
Cool Black



Weiß/  
Grau



Schwarz/  
Grau

### Kompression

**15-20 mmHg**

Bei müden, schweren und zu Schwellungen neigenden Beinen, sowie für Menschen mit leichten Krampfadern.

### Größen

	S	M	L	XL	
cC	28-38 cm	30-42 cm	32-46 cm	34-50 cm	
cB	18-21 cm	21-25 cm	25-29 cm	29-33 cm	
Schuhgröße	37-40	39-42	41-44	42-46	



JOBST®,  
an Essity brand

BSN-JOBST GmbH  
Beiersdorfstraße 1  
46446 Emmerich am Rhein

www.jobst.de  
www.LymphCare.com  
Tel +49 2822 / 607-100  
E-Mail jobstgmbh@essity.com